

テンプボンド

再使用禁止 (ミキシングチップ)

【禁忌・禁止】

- ・本材はオイゲノール (ユージノール) を含有しているため、オイゲノール (ユージノール) に対して過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・本材あるいは類似の成分に対して発疹、皮膚炎等の過敏症の既往歴のある患者には使用しないこと。
- ・オートミックスシリンジ用ミキシングチップは再使用しないこと。

【形状・構造及び原理等】

種類	性状	成分
ベース	ホワイトのペースト	酸化亜鉛、流動パラフィン、その他
アクセレーター	褐色のペースト	ロジン、オイゲノール (ユージノール)、その他

容器: チューブ、シリンジ

【使用目的又は効果】

永久補綴物、テンプラークラウン、ブリッジ、スプリント等の仮着に使用する。

【使用方法等】

操作時間及び硬化時間 (常温、練和開始後)

種類	操作時間	硬化時間
チューブ	1分30秒以上	7分以内
シリンジ	1分以上	7分以内

時間は保管状態、温度、湿度及び製造後の経過時間により変化する。

チューブ

- 1) 練和紙上にベースとアクセレーターを等長押出す。仮着する補綴物の大きさにより、量を加減する。
- 2) 約30秒間、練和紙上の各ペーストを練和する。
- 3) 形成歯面及び仮着する補綴物の内側を乾燥する。
- 4) セメントを補綴物の内面全体に薄く塗布する。
- 5) 補綴物を口腔内に挿入し、形成歯に確実に装着する。
- 6) セメントが硬化後 (口腔内で約2分)、余剰部分を除去する。

シリンジ

- 1) シリンジからキャップを取り外す。
- 2) ミキシングチップを装着する前に、少量のペーストを押し出し、ベースとアクセレーターが出ることを確認する。
- 3) ミキシングチップを装着し、90°回転させ、ロックする。
- 4) セメントを補綴物の内面全体に薄く塗布する。
- 5) 補綴物を口腔内に挿入し、形成歯に確実に装着する。
- 6) セメントが硬化後 (口腔内で約2分)、余剰部分を除去する。

[使用方法に関連する使用上の注意]

- 1) 大きな仮着物、嵌合性の高い仮着物の場合には、撤去できないことがあるので、ペーストに白色ワセリンを加え練和し、硬化後のセメントの硬さを調整すること。(ペーストの25%容量を上限とする)
- 2) レジン修復を行う場合は、オイゲノール (ユージノール) によってレジンの重合が阻害されるので使用しないこと。

- 3) アルミ製チューブ容器は、繰り返し曲げると破れることがあるので、ペーストはチューブ後端から順次軽く押し出すこと。
- 4) キャップをする前にチューブのノズル部分をよく拭き、ベースとアクセレーターのキャップを取り間違えないよう注意すること。
- 5) シリンジにミキシングチップを装着する前には、必ず試し出しを行うこと。
- 6) ベースとアクセレーターは、購入時の組合せ通りに使用し、どちらかが残った場合は使用せずに廃棄すること。

【使用上の注意】

[重要な基本的注意]

- ① 本材の使用により発疹等の過敏症状が現れた患者には、使用を中止し、医師の診断を受けさせること。
- ② 練和物は口腔軟組織や皮膚に付着させたり、目に入らないように注意すること。付着した場合は、すぐに大量の水で洗浄すること。万一目に入った場合は、大量の流水で洗浄し、眼科医の診断を受けさせること。

【保管方法及び有効期間等】

[保管方法]

- ・高温多湿を避けて保存すること。

[有効期間]

- ・24ヶ月 [自己認証 (製造元データ) による]
使用期限は、包装に記載。

* ** 【製造販売業者及び製造業者の氏名又は名称等】

製造販売業者氏名 : カボデンタルシステムズ株式会社
連絡先 : 03-6866-7272
製造業者 : カー社 (Kerr Corporation)
国名 : アメリカ (U.S.A.)