



KaVo プロター evo

ミクロン世界を開く、 こだわりの技術



KaVo. Dental Excellence.

KaVo プロター evo

Prothetik (補綴)

Artikulator (咬合器)

補綴のための咬合器、 それがプロター

半調節性咬合器*

KaVo プロターevo 5

販売名：プロターevo 5

届出番号：27BIX00039000014





非調節性咬合器

KaVo プロターevo 3

販売名：プロターevo 3

届出番号：27BIX00039000054



半調節性咬合器

KaVo プロターevo 7

販売名：プロターevo 7

届出番号：27BIX00039000013



エントリーモデルプロター evo 3 から
ハイエンドモデルプロター evo 7 まで。
咬合器の精度はすべて等しく、上位モデル
になるにつれて上弓顆頭部の機構が
精巧となり、より精度の高い補綴装置の
作製が可能となります。

*プロター evo 5 の調節機構は限定されます。(矢状顆路のみ)

精巧な技術がもたらす、ミクロン単位の精度

補綴装置の作製において最も重要なポイントは、患者さんの口腔内を咬合器上に正しく再現すること。ミクロン単位の精度が要求される咬頭嵌合位の再現にプロター咬合器は強力なツールとなります。こだわり抜いた精度が、ミクロン単位の仕事をサポート。咬合器上=患者さんの口腔内を実現します。マウンティングプレートは互換性に優れ、咬合器自体を持ち運びしなくても、歯科医院と技工所の連携をスムーズに行うことができます。

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

KaVo. Dental Excellence.

大阪本社 ● 大阪市中央区南船場1-18-17 〒542-0081 Tel:06-6271-9800 Fax:06-6271-6810
大阪営業所 ● 大阪市中央区南船場1-18-17 〒542-0081 Tel:06-6271-6800 Fax:06-6271-6810
東京支店 ● 東京都墨田区太平1-9-5 〒130-0012 Tel:03-3829-2221 Fax:03-3829-2653
札幌営業所 ● 札幌市北区北13条西2-27 〒001-0013 Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692
仙台営業所 ● 仙台市泉区泉中央3-27-3 〒981-3133 Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所 ● 名古屋市中区栄3-3-21 〒460-0008 Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567
福岡営業所 ● 福岡市博多区上牟田1-18-24 〒812-0006 Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

L003YUMI201106

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。