

Weltmeister 2014

KaVoの本国でもあるドイツ代表チームの優勝を記念し、
タービン「KaVo マスタートルク LUX M9000L」と
5倍速コントラアングル「KaVo ジェントルパワー LUX コントラアングル 25LP」の
ドイツ優勝記念World Champion Designを
数量限定にて発売します。



ドイツ優勝記念!

World Champion Design

マスターシリーズ タービン
KaVo マスタートルク LUX M9000L (シルバー色のみ)

限定**100**本

マスターシリーズ 5倍速コントラアングル
KaVo ジェントルパワー LUX コントラアングル 25LP

限定**50**本

※限定本数は、日本での販売本数

※Weltmeisterとはドイツ語で世界王者



KaVo. Dental Excellence.

マスタートルク LUX M9000L タービン

信頼の
24ヶ月保証


ハイパワー23W

従来品ジェントルサイレンス LUX 8000Bよりも
パワーが20%アップ



ダイレクトストップテクノロジー

バーが約1秒で停止する
ことにより、安全性と
耐久性と衛生性が向上



サイレンステクノロジーによる静粛性

不快なタービン音がなく、わずか57dB(A)の低騒音レベル



優れたアクセス

特許取得のKaVoヘッド角100°/
グリップ角19°のコンビネーション
により、臼歯部へのアクセスが容易



販売名: マスタートルク 一般名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号: 225AIBZX00056000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

ジェントルパワー LUX コントラアングル 25LP 5倍速コントラアングル

信頼の
24ヶ月保証

トリプルギアシステム

振動と発熱が少なく静音。
トルク伝導性の高いパワフルな
回転を実現



優れたアクセス

特許取得のKaVoヘッド角100°/
グリップ角19°のコンビネーション
により、臼歯部へのアクセスが容易



交換可能なスプレー水フィルター

綺麗な水を安定して噴射



品質を維持する滅菌耐久性

衛生管理に優れた機能を持ち繰り返しの滅菌に耐え、高品質を維持

販売名: ジェントルパワー LUX 一般名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 224AIBZX00050000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

World Champion Design 注文書

- ご希望の商品に☑印と必要事項をご記入いただきお取り引きディーラー様へお渡してください。
- ご注文の受付は先着順となります。

☐ KaVo マスタートルク LUX M9000L ()本

☐ KaVo ジェントルパワー LUX 25LP ()本

貴医院名

お申込日

年 月 日

ご連絡先

〒 -

Tel:

お取り引きディーラー名

担当者名



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ●〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社 ●〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所 ●Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692 ・仙台営業所 ●Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所 ●Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567 ・福岡営業所 ●Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>