


● PolyLUX II (光重合器) のお手入れ

* PolyLUX II (光重合器)の販売は終了しました

PolyLUX II 表面をワイプで消毒を行います。



先端のファイバー部分を本体から取り外し、ファイバーと本体差し込み部分もワイプで消毒を行います。

● SATLEC mini LED (光重合器) のお手入れ



Mini LED 表面をワイプで消毒を行います。

先端のファイバー部分を本体から取り外し、ファイバーとリングもワイプで消毒を行います。

光重合器は滅菌できません。