



東京都
タカハシ
デンタルオフィス

高橋 登
先生

今回のアイテム

コンポチクソ／振動型レジン充填器

Kerr Hawe社から、个性的CR用インスツルメント「コンポチクソ」登場

Kerr Hawe社のコンポジットレジン充填分野における関連機器開発のモチベーションには注目すべきものがある。

研磨能力の高いポリッシングキットは以前のクリニカルレポートにおいてご紹介したが、マトリックス類においてもストッブストリップス、トランスペアレントマトリックス、ルシフィックスマトリックスバンドなど他社の追随を許さない充実ぶりである。

CR用インスツルメントのコンポローラーはユニークさと実効力においてとても優れた商品である。

この度、Kerr Hawe社から販売が開始されたCR充填用インスツルメント、コンポチクソは他にはない个性的なコンセプトをもった商品である。

インスツルメント内部に振動モーターが組み込まれており、スイッチを押すとインスツルメントチップが振動を開始

する仕組みになっている。

ある種のハイブリッド型コンポジットレジンは振動を加えると流動性が上がる。柔らかいレジンが好みの術者であれば、操作性が上がったような感覚が得られるだろう。4本のチップが付属しているが、選択枝が増えれば使い勝手は向上するのではないだろうか。

使用に際しては、単六電池で駆動する事と、本体はオートクレーブ滅菌不可となっているので、ご注意ください。

