

パフォーマンスロジック・

診 KaVo ESTETICA E50 S 療姿勢の要求に応えたユニット

KaVo treatment unit Customer's Voice

青木歯科クリニック 院長

青木 陽一

手首への負荷を軽減する スイングアーム式


カボ社のチェア「エステチカシリーズに待望のスイングアーム式が発売され、昨年の院内改装とともに早速導入しました。私の所属するIPSG包括歯科医療研究会ではパフォーマンスロジック、特に診療姿勢を非常に重要視しております。カボのインストゥルメントは非常にしっかりしているが故に重いのが難点でした（新しいブラシレスモーターは従来と比較して30%も軽量化されています）。そのため、上からインストゥルメントを支え、手にかかる重量を軽減するスイングアーム式が必須となるのです。新たに開発されたアームは90cmまで延長が可能で2段階ロックもできるので、以前のものと比較して屈みこむことのないミラーテクニックによる診療が大変やりやすくなっています。



最大90cmの延長可能なホース

支台歯形成をひとつ上の 出来映えへとサポート

普段より削らない、抜かない、痛くない治療をこころがけておりますが、中高年で咬合崩壊が予測される場合は、歯の切削を行い全顎的に歯の固定を行うとともに、咬合の安定を図り長期に口腔内で機能する予防補綴をするため最大限の介入をする必要があります。



テレスコープシステムを応用とした予防補綴においては、支台歯となる生活歯の形成が必要不可欠となりますが、カボのチェアはフットペダルを踏んだ瞬間にそのトルクの強さを実感でき、豊富な注水力とそれに見合ったバキュームシステムは驚くほどで、スタッフからも「先生最近形成が上手になったみたい。」と言われるほどです。

以前より「回転数を意識して診療しなければいけない」と言われておりましたが、回転数をメモリーでき、100回転からフルトルクを得ることができるため、PMTCからエンドや形成まであらゆる診療においてその能力を発揮するのです。

安心感と安全機能を備えたチェア

患者さんが座る椅子の部分においても包みこむような安心感があり、最低位が緊急時にはそのままタンカに乗せられる高さになっていたり、座面部分が動いてもライトが移動しないようになっているなど、細かい部分まで配慮されています。

もちろん温水システムやシリンジ、うがい水など、口腔内に入る水はすべて0.025%の過酸化水素水にて循環されているので衛生的であり、形成後にしみることはまったくありません。

集中水消毒システムによりいつでもチェアの中は清潔で、LED ライトは非常に静かで明るく、ストレスのない診療をますます可能にしています。もうカボのチェア以外で治療するのが考えられなくなりますので、是非皆さまもそのすばらしさを体験していただければと思います。



Customer Information 青木歯科クリニック

東京都小平市鈴木町2-846-29
ロイヤルガーデン101
TEL: 042-383-2648
URL: <http://www.aoki-shika8028.com>

院長 青木 陽一

昭和 63 年 国立広島大学歯学部 卒業
平成 8 年 青木歯科クリニック 開業

東京 SJCD 会員
JIAD CLUB 会員
日本顎咬合学会 会員
床矯正研究会 会員
国際歯周病内科学研究会 会員
IPSG 包括歯科医療研究会 VIP 会員

操作性
●直観的コントロール機能
●スマートドライブテクノロジー

安全性
●徹底した衛生管理
●清掃・交換が容易

快適性
●人間工学に基づいた設計
●多機能フットコントロール

ESTETICA E50

拡張性
●メディアゲートウェイ搭載
●ハンドピースホルダー拡張



Product Information 製品紹介

KaVo ESTETICA® E50S

カボ エステチカ E50 (スイングアームタイプ)

カボのEシリーズは患者さんに優しく歯科医師にはストレスなくお使い頂けることを目的に開発されました。衛生性、快適性への配慮と治療に必要なテクノロジーが充実しています。

- ・ ミクロン単位の精度を可能にするデジタルオペレーティング
- ・ 軽量化されたイントラ LUX KL703LED モーター
- ・ 低速からフルトルクが得られるスマートドライブテクノロジー
- ・ 多機能フットコントローラ
- ・ 毎日の給水ラインの自動洗浄を行う水消毒システム

標準価格: 5,500,000 円 (税別)

販売名: エステチカ E50
一般的名称: 歯科用ユニット
認証番号: 223AIBZX00015000
管理医療機器
特定保守管理医療機

カボ エステチカ E70
にもスイングアームタイプが
加わりました。



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481
大阪本社 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451
札幌営業所 Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台営業所 Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376
名古屋営業所 Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡営業所 Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。

<http://www.kavo.jp>