



KaVo *Expert Series*

費用対効果に優れ、治療効率を高める5倍速コントラアングル

KaVo エキスパートマティック E25L

Customer's Voice

山下 保彦 先生



KaVoのユニットを使用し相乗効果を発揮

私が臨床をするようになって30年になります。倍速コントラだけで、現在40本くらいは所有しています。これまでKaVo以外のいろいろな倍速コントラも購入して試してみましたが、どれも満足には至りませんでした。特に、他社の倍速コントラの機能面において、回転時の芯ブレや着脱方法、注水量、水とエアの混合(霧状)、音など満足ができず、結局KaVoの倍速コントラを使用しています。メンテナンスに関しては、滅菌の前に必ず「KaVo クアトロケアプラス」で注油をすれば、トラブルはほとんどおこりません。

「KaVo エキスパートマティック E25L」は入口に少しテーパーがあるので、着脱が楽にできます。また、「KaVo エキスパートマティック E25L」の価格は、大変リーズナブルで申し分がないと思います。

コントラアングルの回転の芯ブレには、マイクロモーターが影響を与えるため、どんな精密なコントラアングルでもマイクロモーターの性能が悪ければ、ブレる可能性があります。注水も同様に、マイクロモーターからの水量が関係しています。以前、私の診療室では国産のマイクロモーターのチェアにKaVoのコントラアングルで診療していた時、倍速でプレパレーションができず、タービンに戻ってしまい、結局KaVoのチェアを購入しました。KaVoのKモーターでKaVoのコントラアングルを使用しプレパレーションした時、こんなに差があるのかとびっくりしました。コントラアングルを使用する際には、高性能のマイクロモーターの他にも、回転数メモリーとフットペダルによる回転数の制御、微温水による豊富な注水とこれを吸引できる強力なバキュームなど、コントラアングルの性能を引き出す優れたユニットが臨床に不可欠です。このようなユニットを使わなければ仕事になりません。

Customer Information

山下歯科医院

愛知県西尾市一色町味浜東下浜11-3
TEL: 0563-72-3230

院長

山下 保彦



- 日大歯学部生化学教室
- 小嶋会会員
- 日本歯内療法学会 会員
- 日本顎咬合学会 会員
- 咬合療法研究会 会員
- FCJ 会員

販売名: エキスパートマティック 一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号: 223AIBZX00039000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

チャック機能

タービンや5倍速コントラとも30Nを超える高いチャック保持力を有します。バーを確実に保持し、トルク伝導率を高め、芯ぶれが少ない精緻な回転を実現します。



優れた耐久性

耐衝撃性の高いステンレススチールヘッドの採用により、大切なヘッド部の損傷を防ぎます。また、滅菌耐久性にも優れています。

KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel: 03-6866-7480 Fax: 03-6866-7481
大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel: 06-7711-0450 Fax: 06-7711-0451
札幌営業所 ● Tel: 011-716-4694 Fax: 011-716-4692 仙台営業所 ● Tel: 022-772-7375 Fax: 022-772-7376
名古屋営業所 ● Tel: 052-238-1146 Fax: 052-238-1367 福岡営業所 ● Tel: 092-441-4516 Fax: 092-472-1341

http://www.kavo.jp

HO121PJ201208