



大阪市阿倍野区開業

脇 宗弘  
先生

今回のアイテム

## オブチダムノソフトクランプノフィックスアフロス

# CR充填に向く、充実したカーのラバーダムシステム

近年、コンポジットレジンを用いた直接法充填治療は目覚ましく進歩した。

その背景には、高性能なボンディング材や充填材料の開発・充填方法の確立が大きく関与している。

口腔内で接着修復を適切に行い、使用する材料の性能を発

揮させるためには、防湿がしっかりととなされた環境を確保することが治療の結果を大きく作用する。

従来のラバーダムの装着操作は、術者にとっても苦痛を伴いやすいもので、臨床では敬遠されやすい様に思われる。

今回発売されたカーのラバーダムシステムは、パンチング不要の3D形態が付与されたオブチダム、それを簡単な操作で保持してくれる樹脂製のフレーム、一つのデザインで様々な歯にフィットしてくれる樹脂製のソフトクランプの3つから成る。

複数歯を術野とする場合は、シリコン製の円錐形ウェッジがついたフィックスアフロスを用いると、結紮の煩わしさもなく、ダムと歯を素早く安定させることができる。

術者にとっても熟練を必要とせずに短時間で適切な防湿環境が得られるだけでなく、使用

した患者の感想では口唇や歯肉に圧迫を感じず、開口も楽に保てると好評を得た。

簡易防湿下で臼歯部の積層充填で苦勞している先生方には特に適したシステムである。

