

2014 KaVo 技工エンジンキャンペーン

キャンペーン期間：2014年9月末日まで

KaVoの技工エンジンは、ハイパワーで芯ブレがなく、操作性に優れています。あらゆる材料もストレスなく、思い通りに切削が可能です。キャンペーン期間中、より安全に安心してご使用いただけるようチャック(部品)をセットにし、特別価格にてご提供します。是非この機会にKaVoの技工エンジンをお使いいただき、高い精度を実感してください。

足いただける品質をより高め
キャンペーン期間中
芯ブレを抑える
スペア用チャックが
セットになります。

ハイパワーと高精度

技工エンジンハンドピース(エルゴグリップ・パワーグリップ)

カボの技工エンジンハンドピースは、しっかりと手にフィットしストレスを感じさせません。振動がないブラシレスDCモーターの搭載により、最高回転速度が50,000rpm、最大トルク7.0Ncmを実現します。重さと形状の完璧なバランスにより、あらゆる材料を芯ブレがなく高精度で切削することができます。

エルゴグリップ



人間工学「エルゴノミクス」から名を受けた「エルゴグリップ」。

パワーグリップ



カボの伝統的なフォルムを継承した「パワーグリップ」。



チャックが取り外し可能なので簡単に掃除ができます。

※エルゴグリップのみ

デジタル制御

技工エンジンコントローラー(KコントロールTLCシリーズ)

KaVoの技工エンジンコントローラーは、回転速度をデジタル制御することにより、速度とトルクを正確に設定できます。KコントロールTLCシリーズは、スピードとトルクの組み合わせを4通り登録することができます。材料ごとに最適な条件を設定してください。さらに、作業中でも見やすく、操作しやすいデジタルLEDディスプレイを搭載しています。

KコントロールTLCシリーズ

膝タイプ



フットタイプ



カラープログラム

ワンタッチで、異なる4種類の回転数やトルクのプログラムを簡単に変更できます。

(※KコントロールTLC膝タイプ、卓上タイプのみ対応)



iF product design award

iFデザイン賞は、ドイツのiF International Forum Design GmbHによって運営され、50年以上の歴史を誇る、世界で最も伝統あるデザイン賞の一つです。



KaVo. Dental Excellence.

〈キャンペーン内容〉

KaVo 技工エンジンハンドピース(どちらかお選びください。)

エルゴグリップ

〈2種類の形状のグリップ・ハンドピースレスト付き〉



パワーグリップ

〈ハンドピースレスト付き〉



69

KaVo 技工エンジンコントローラー(どちらかお選びください。)

KコントロールTLC 〈膝タイプ〉



KコントロールTLC 〈フットタイプ〉



さらに

満足いただける品質をより長く スペア用チャック

エルゴグリップ用チャック



パワーグリップ用チャック



標準価格

技工エンジン(ハンドピース + コントローラー)

~~195,000円~~(税別)



キャンペーン特別価格

(さらにチャックが付きます)

〈スペック〉

技工エンジンハンドピース

■エルゴグリップ

最大トルク	7.0Ncm
回転速度範囲	1,000~50,000rpm 両方向
電力	160W
長さ	140mm
重さ	202g
モーター駆動方式	ブラシレスDCモーター OSS(ワン・シャフト・システム)
チャック交換	ワンタッチ ノーツールシステム

■パワーグリップ

最大トルク	7.0Ncm
回転速度範囲	1,000~50,000rpm 5,000rpmまで逆回転
電力	160W
長さ	165mm
重さ	250g
モーター駆動方式	ブラシレスDCモーター
チャックシステム	ワンクリックシステム

技工エンジンコントローラー

■KコントロールTLC

種類	膝タイプ、フットタイプ
ディスプレイ	カラーディスプレイ
プログラム	アジャスタブルプログラム(4通り) (トルク/速度)
回転数	接続したハンドピースに合わせて 自動的に速度調整が可能 安全速度制限スイッチ(30,000rpm) エルゴグリップでは、1,000~50,000rpm 双方向へ回転変更

在庫限り!!
セールも実施中!!

エルゴグリップ/Kコントロールシリーズ 特別価格にてご提供します。

膝タイプ



卓上タイプ



フットタイプ



キャンペーンについてのお問い合わせは、お取引ディーラー様までお願いします。

エルゴグリップ/KコントロールTLC 届出番号:27B1X00039000048 パワーグリップ/KコントロールTLC 届出番号:27B1X00039000050・エルゴグリップ/Kコントロール 届出番号:27B1X00039000047 一般医療機器 特定保守管理医療機器



KaVo. Dental Excellence.

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481

大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451

札幌営業所 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台営業所 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376

名古屋営業所 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡営業所 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

<http://www.kavo.jp>