

ファイルキャンペーン

中間サイズ(12.5、17.5)を追加し、より使いやすくなったカーの手用ファイルを期間限定の特別価格でご提供させていただきます。この機会に是非、お試しください。

掲載製品全て対象です。価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせください。

※カーのセメントを対象としたキャンペーンを同時開催中。詳細はセメントキャンペーンの案内をご覧ください。

Kファイル ■



21mm	6本入	
14127	08	
06003	10	
06240	12.5	※
06004	15	
06242	17.5	※
06005	20	標準価格
06014	25	1,000円
06015	30	
06016	35	
06019	40	
06020	45	
06021	50	
06022	55	
06023	60	標準価格
06024	70	1,300円
06026	80	

※2013年10月追加 中間サイズ

25mm	6本入	
14128	08	
06062	10	
06241	12.5	※
06063	15	
06243	17.5	※
06064	20	標準価格
06065	25	1,000円
06066	30	
06067	35	
06069	40	
06074	45	
06075	50	
06076	55	
06077	60	標準価格
06085	70	1,300円
06099	80	

※2013年10月追加 中間サイズ

30mm	6本入	
14129	08	
06151	10	
06152	15	
06153	20	
06155	25	標準価格
06156	30	1,000円
06157	35	
06159	40	
06160	45	
06161	50	
06162	55	
06163	60	標準価格
06166	70	1,300円
06170	80	

一般医療機器 歯科用ファイル
医療機器製造販売届出番号：27B1X00039109900

Kフレックスファイル ◆



KファイルとHファイルの両方の特徴を備えています。

21mm	6本入	
15290	08	
15294	10	
06220	12.5	※
15298	15	
06222	17.5	※
15302	20	標準価格
15306	25	1,000円
15310	30	
15314	35	
15318	40	
15322	45	
15326	50	
15330	55	標準価格
15334	60	1,300円

※2013年10月追加 中間サイズ

25mm	6本入	
15122	08	
15126	10	
06221	12.5	※
15130	15	
06223	17.5	※
15134	20	標準価格
15138	25	1,000円
15142	30	
15146	35	
15150	40	
15154	45	
15158	50	
15162	55	
15166	60	標準価格
15170	70	1,300円
15174	80	

※2013年10月追加 中間サイズ

30mm	6本入	
15206	08	
15210	10	
15214	15	
15218	20	
15222	25	標準価格
15226	30	1,000円
15230	35	
15234	40	
15238	45	
15242	50	
15246	55	
15250	60	標準価格
15254	70	1,300円
15258	80	

一般医療機器 歯科用ファイル
医療機器製造販売届出番号：27B1X00039101000

Hファイル ●



21mm	6本入	
12766	15	
12769	20	
12772	25	
12775	30	標準価格
12778	35	1,600円
12781	40	
12784	45	
12787	50	
12790	55	
12793	60	標準価格
12796	70	2,000円

25mm	6本入	
11344	15	
11345	20	
11346	25	
11347	30	標準価格
11348	35	1,600円
11349	40	
11350	45	
11351	50	
11352	55	
11353	60	標準価格
11354	70	2,000円

30mm	6本入	
12814	15	
12817	20	
12820	25	
12823	30	標準価格
12826	35	1,600円
12829	40	
12832	45	
12835	50	
12838	55	
12841	60	標準価格
13278	70	2,000円

アソート21mm	6本入	
12809	15-40	標準価格
12810	45-80	1,600円

アソート25mm	6本入	
11359	15-40	標準価格
11360	45-80	1,600円

アソート30mm	6本入	
13291	15-40	標準価格
13292	45-80	1,600円

一般医療機器 歯科用ファイル 医療機器製造販売届出番号：27B1X00039110000

リーマー ▲



21mm	6本入	
14133	08	
06029	10	
06200	12.5	※
06030	15	
06202	17.5	※
06031	20	標準価格
06032	25	1,000円
06033	30	
06034	35	
06038	40	
06040	45	

※2013年10月追加 中間サイズ

25mm	6本入	
14134	08	
06110	10	
06201	12.5	※
06111	15	
06203	17.5	※
06112	20	標準価格
06120	25	1,000円
06126	30	
06127	35	
06131	40	
06132	45	

※2013年10月追加 中間サイズ

一般医療機器 歯科用根管リーマ
医療機器製造販売届出番号：27B1X00039110400

効率的な根管拡大とチェアタイム短縮、 ストレスの減少に

手用ファイルシリーズ

Customer Information



千葉県
松井歯科医院

松井 亮二 先生

日常、臨床の中で私にとって根管治療は多くの時間と労力を費やし、さらにストレスを感じる治療である。根管拡大時、根管口上部のエンド三角を計算通りきれいに完全除去することはなかなか難しい。08、10、15、20、25、30と番手を上げると、時として拡大時に手指に感じる抵抗が大きく、ファイル破折の危険などストレスを感じながら根管治療を行っていた。(図1参照)

最近、中間サイズのファイルがあることを知り使用してみると、エンド三角の除去が多少不完全な状態で根管治療を進める必要があっても、中間ファイルを使用することで下記のようなことが言えることがわかった。

- ・例えば10から15に番手を上げて使用した時に比べて、10から12.5では手指に感じる抵抗が少なく、ファイル破折の危険性と共にストレスが減った。
- ・1つ前の番手に戻ることが減り、拡大効率が向上、治療時間を短縮することができた。

カーのファイルは高品質で安価、耐久性も十分である。もし先端部分に少しでも違和感を感じた時は、躊躇することなく新しいファイルと交換することができる価格設定となっている。

中間ファイルを使用することにより、以前に比べ「効率的な根管拡大」「チェアタイムの短縮」「術者ストレスの減少」が可能となった。また、安価なファイルはコストの削減にも繋がった。

図1：ファイル直径の増大率（40番まで）

50%、33%という急激な拡大を、中間ファイルの使用により避けることができる。

旧ISO規格							
番 手	08 → 10	10 → 15	15 → 20	20 → 25	25 → 30	30 → 35	35 → 40
増大率	25%	50%	33%	25%	20%	17%	14%

中間ファイル（12.5、17.5）を使用した場合									
番 手	08 → 10	10 → 12.5	12.5 → 15	15 → 17.5	17.5 → 20	20 → 25	25 → 30	30 → 35	35 → 40
増大率	25%	25%	20%	17%	14%	25%	20%	17%	14%

従来ISO規格（30°湾曲模型）



#10ファイル挿入
根尖到達



#15ファイル挿入
根尖より離れている
#10に戻り拡大必要



#10-15拡大
#20ファイル挿入
根尖よりかなり離れる

中間ファイルを加えたISO規格（30°湾曲模型）



#10ファイル挿入
根尖到達



#12.5挿入
ほぼ根尖近くに到達



#10-12.5拡大
#15ファイル挿入
ほぼ根尖近くに到達



#12.5-15拡大
#17.5ファイル挿入
根尖に到達



#15-17.5拡大
#20ファイル挿入
根尖近くに到達

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
 カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
<http://www.sds-japan.com>