

カー製品

キャンペーン期間

9/24(木) ~ 11/20(金)

Kerr
RESTORATIVES

セメントキャンペーン

3種類のラインナップで発売以来ご好評のカーのセメントを期間限定の特別価格でご提供させていただきます。この機会に是非、お試しください。

掲載製品全て対象です。価格につきましては、お取引先歯科材料店様にお問い合わせください。

※カーの手用ファイルを対象としたキャンペーンを同時開催中。詳細はファイルキャンペーンの案内をご覧ください。

推奨使い分けチャート 臨床用途及び材質別

◎最適 ○適 ×不適

	セメントの種類	接着性レジンセメント エヌ・エックス・スリー	接着性レジンセメント マックスセム エリート	レジン強化型 グラスアイオノマーセメント ネクサス RMGIセメント
臨床用途	CAD/CAM(セラミック、レジン)	◎	○	×
	クラウン、ブリッジ、インレー、アンレー	◎	◎	◎
	ベニア	◎	×	×
	インプラント(クラウン)	○	○	×
	ポスト	◎	◎	○
	接着ブリッジ	◎	○	×
材質	金属	◎	◎	◎
	ハイブリッド	◎	◎	×
	ジルコニア	◎	◎	○
	ニケイ酸リチウムガラスセラミックス	◎	◎	×
	レジン	◎	◎	○
	オールセラミックス	◎	○	×

接着性レジンセメント

エヌ・エックス・スリー



接着性レジンセメント

マックスセム エリート



レジン強化型
グラスアイオノマーセメント

ネクサス RMGIセメント



マックスセム エリート/接着性レジンセメント

接着力90%向上、安定した長期的な修復を

最適化したレジンマトリックスと増粘剤に合わせて調整されたフィラー粒子サイズにより、流動性が最適化され、歯質との濡れ性が向上、弊社従来品と比べて接着力が90%向上しました(特に象牙質)。

マックスセム エリート リフィル

シリンジ2本とチップをセットにした導入向けセットです。

セット内容

シリンジ 5g 2本
セメント用ミキシングチップ A タイプ レギュラー 8本
セメント用ミキシングチップ A タイプ ワイド 8本
セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ 8本



シェード	品目コード
クリアー	33872
ホワイト	33873
ホワイトオペーク	33874
イエロー	33875
ブラウン※	33876

※ブラウンは従来品より変更ありません。

標準価格 13,600円

マックスセム エリート 4本パック

クリアー4本のお得なパックです。根管用のルートキャナルチップ付

セット内容

シリンジ 5g クリアー 4本
セメント用ミキシングチップ A タイプ レギュラー 16本
セメント用ミキシングチップ A タイプ ワイド 8本
セメント用ミキシングチップ イントラオーラルチップ 8本
セメント用ミキシングチップ ルートキャナルチップ 8本



シェード	品目コード
クリアー	34418

標準価格 18,000円

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号:224ADBZX00283000

Kerr Cement Campaign

※掲載製品全て対象です。価格につきましては、お取引先歯科材料店様にお問い合わせください。

エヌ・エックス・スリー/接着性レジンセメント

Kerr Cement Campaign

シンプルな操作、シランプライマー、メタルプライマー不要

エヌ・エックス・スリー(デュアルキュアタイプ)とオブチボンド XTRを併用することで、光照射が不可能なポーセレン、金属(ポスト含)、ジルコニア等の補綴物に対しても強固な接着力を発揮します。



エヌ・エックス・スリー XTR スターターキット

エヌ・エックス・スリーとオブチボンド XTRの導入向けセットです。

セット内容

デュアルキュアシリンジ クリアー 5g	1 本
セメント用ミキシングチップ B タイプ レギュラー	8 本
オブチボンド XTR プライマー 5ml	1 本
オブチボンド XTR アドヒーズ 5ml	1 本
アプリケーターチップ	50 本
分取皿	25 枚

品目コード:35617 標準価格 19,000円

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号:224ADBZX00285000

ネクサス RMGIセメント/レジン強化型ガラスイオノマーセメント

Kerr Cement Campaign

チェアサイドの診療スタイルを変えるオートミックスタイプ

常に安定した物性をご提供するオートミックスタイプ。タックキュアによる“One-Peel™”クリーンアップと高い接着強度を実現しました。また、持続的なフッ素徐放性を発揮します(4週間:48.1PPM 8週間:65.1PPM)。



ネクサス RMGIセメント キット 3本入り

セット内容

シリンジ 5g	3 本
セメント用ミキシングチップ C タイプ レギュラー	24 本

品目コード:35640 標準価格 6,000円

管理医療機器 歯科合着用ガラスポリアルケノエート系レジンセメント 医療機器認証番号:226ADBZX00016000

商品のご注文は、お取引先歯科材料店様までお願い致します。

Kerr
RESTORATIVES

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社
〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
<http://www.sds-japan.com>