


良いものを選択して質の高い診療を


MAデンタルクリニック 院長 渥美 美穂子

25年の大学勤務の間、様々なメーカーのユニットを使用してまいりました。この度、孔子曰く「天命を知る」年代になっての開業、後悔しない選択で KaVo ユニット導入を決めました。エステチカE70は、カボ社のユニットの中でも憧れるフラッグシップモデルで、当初は汎用モデルと組み合わせを考えておりました。しかし患者さんにハードとしてもっとも貢献できるのは歯科ユニットであろうと考え、6台すべてをエステチカE70で統一しました。その結果、補綴・保存・外科といずれのシチュエーションでも優劣なく利用できます。



◆ マイクロスコープを用いた治療に最適なユニット ～カボ ピエゾLEDの活用法～

ハンドピースのオプションとして、すべてのユニットにピエゾLEDスケーラーをつけました。インテリジェンスフィードバックコントロールによる出力制御で患者さんには極力痛みを与えずスケーリングできます。



マイクロスコープを用いたピエゾLEDの活用

チップ交換用のトルクレンチはガードにもなり、術者が誤って手を刺すような事故を防ぎ、患者さんごとの滅菌交換作業も安全かつ簡単にアシスタントワークもストレスがありません。さらに日常臨床において除石だけでなく、仮着材の除去、根治の仮封材の除去、エンドチップでの根管洗浄などは勿論ですが、感染根管治療での古いガッタパーチャの除去、また、マイクロエンドにおけるaccess cavity preparation、さらに切削では歯肉に近い歯頸部CR充填において、出血させることなく窩洞を形成できる、アクセスフラップ時の根面SRP、また、CR充填窩洞と同様に、審美補綴における縁下マージン部の仕上げなどなど、ピエゾの活躍の場は広がる一方で、ユニット一台ごとに配置されている恩恵は計り知れないものがあります。今では、ユニットハンドピースのオプションとしてピエゾLEDは欠かすことのできないものと考えております。

◆ 患者さんが安定するシート

エステチカE70は堅牢でありながら人間工学に基づき、チェアの下リクライニングでも患者さんの体位が安定しており、頭部がずり落ちない、上下にはマイクロスコープ対応のスローモーションモードを搭載し、アシスタントもしくはフットペダルで患者さんが上下の動きを感知できないほど静寂にチェアの位置を調整できるなどのメリットがあり、マイクロエンドには欠かせません。



患者さんの身体をしっかりと包みこむシート

◆ シンプルな空間と外回りアシスタント




シンプルで整理・整頓されたオペ室

診療スペースの整理・整頓、診療スペースのコーディネイトには頭を痛める毎日です。診療空間をシンプルにすっきりと維持することで患者さんに心地よく過ごしていただきたいと思っております。エステチカE70はサスペンド式チェアで足元空間をすっきりさせることができます。特にオペ室においてはチェア下の蛇腹は衛生面からも排除したいものでした。エステチカE70を導入して手術前後の手術室の清掃、清拭も非常に楽になっております。

サスペンド式チェアを導入したならばフットペダルのコードも不要です。オプションのコードレスフットペダルにより、足元空間はすっきり維持されます。パネル上で操作するほとんどの機能はフットペダルで行うことが可能であり、ハンズフリーで操作できるため、アシスタントとの4ハンドで治療に集中することができます。外回りのアシスタントが一人増えたような気分です。

患者さんには最高の環境で質の高い診療を提供していくこと、これがMAデンタルクリニックのコンセプトで当院の若いドクターに伝えたいスピリットです。チェアタイムが長くなる患者さんも「これまでは腰が痛くてたまらなかったけど、この椅子はいいね」と言って下さいます。良いものを選択して後悔しない、それによって充実した毎日を送ることができています。そして、この私どもの気持ちがいつか患者さん一人一人に届く日が来ると信じて日々の診療に従事しております。



すっきりした足元の空間

Customer Information

医療法人社団莞舞会

MAデンタルクリニック

神奈川県横須賀市平成町2-10-2 平成町ビル1階

TEL : 046-884-8123

URL : <http://www.ma-dc.jp/>



院長 渥美 美穂子

平成元年 神奈川歯科大学首席卒業
平成4年 神奈川歯科大学大学院博士課程修了
神奈川歯科大学補綴学教室勤務 補綴科講座長、
医局長歴任
平成16~18年 米国立ミシガン大学留学
平成25年 神奈川歯科大学附属病院 インプラント科科長
平成26年 MAデンタルクリニック開業
日本口腔インプラント学会専門医
日本補綴歯科学会専門医・指導医
日本歯周病学会
American Academy of Periodontology

左:院長 渥美美穂子 先生
右:歯科かもがわデンタルクリニック 院長 渥美浩行 先生

Product Information

KaVo ESTETICA E70 カボ エステチカ E70

高い実用性と快適性
人間工学的なサスペンド式チェア採用

- トルクコントロールによるエンドモードをインストール可能
- ワイドなフットスペースのサスペンド式チェア
- 自動常時水消毒システム／集中水消毒システム
- ちらつきがなく高品質の自然な照明を提供する KaVo LUX 540LED 標準搭載

販売タイプ: テーブルタイプ (T) スイングアームタイプ (S) カートタイプ (C)

標準価格 : テーブルタイプ / カートタイプ 6,500,000円 (税別)
スイングアームタイプ 6,800,000円 (税別)

販売名: エステチカ E70

管理医療機器・特定保守管理医療機器

認証番号: 222AIBZX00013000



シート色: ピンクオーキッド



背中にやさしい機器として歯科業界で初めて「AGR認定」マークを取得しています。

AGR認定マーク

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481

大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451

札幌支店 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台支店 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376

名古屋支店 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡支店 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。

※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。

<http://www.kavo.jp>