


歯科矯正用 アンカースクリュー

インテリジェント・アンカースクリュー、ベクター TASTM

# VectorTAS<sup>TM</sup>

TEMPORARY ANCHORAGE SYSTEM




ベクター TASTM は矯正医のチームによって開発されました。矯正用アンカレッジとして多くのアンカースクリューが市販されていますが、ベクター TASTM は、矯正治療のためのミニスクリュー、容易で直感的かつ効果的な TAD 治療ができるように設計されたアタッチメントとインスツルメント等が全て揃ったシステムとなっています。

ベクター TASTM は優れた強度、安定性、臨床的長所を提供できるように設計され、世界中で多くの先生方にご使用いただいています。

- ティッシュパンチやパイロットドリルの必要性を最小限にするためのセルフタッピングとセルフドリリング
- 滑らかで違和感が少なく、自由度の高いダブルデルタヘッド
- 優れた強度と生体親和性を有する 6-4 チタン合金 (Ti-6Al-4V)
- スクリュー本体は滅菌済み

**保険適用**

オームコのベクター TAS は、「歯科矯正用アンカースクリュー」として承認を受けた製品です。



識別色	長さ	外径	頸部外径	スレッドタイプ
●(紫)	6mm	1.4mm	1.0mm	スレッドフォーミング
●(橙)	8mm	1.4mm	1.0mm	スレッドフォーミング
●(青)	10mm	2.0mm	2.0mm	スレッドカッティング
●(黄)	12mm	2.0mm	2.0mm	スレッドカッティング

6mm と 8mm のミニスクリューは、付着歯肉をもつ皮質骨内で歯根間に植立するため、より小さな直径と頸部外径を備えています。

10mm と 12mm の長いミニスクリューは、厚い軟組織をもつ緻密骨内に植立するため、より強固に設計され、歯根損傷の心配が少なくなっています。

**オームコジャパン** カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社





〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 15F TEL 03-6859-0065 FAX 03-6859-0064

[www.kavo.jp](http://www.kavo.jp)

お電話受付時間：9:00～18:00 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

# VectorTAS™

TEMPORARY ANCHORAGE SYSTEM

Color	推奨される植立部位*
6mm 	唇頬側面 - 上顎 / 下顎歯槽堤 (犬歯より近心)、下顎結合
8mm 	唇頬側面と舌側面 - 上顎 / 下顎歯槽堤 (第二大臼歯より近心)
10mm 	後臼歯部
12mm 	頬骨下稜

\* スクリュー選択の参考としてご覧下さい。



## ベクター TAS 関連製品一覧

### ミニスクリュー (1 パック 6 本入り)

ベクターTAS	ミニスクリュー6MM	601-0020
ベクターTAS	ミニスクリュー8MM	601-0021
ベクターTAS	ミニスクリュー10MM	601-0022
ベクターTAS	ミニスクリュー12MM	601-0023

### シングル デルタ スプリング (1 パック 6 個入り)

10MM	50G	601-0030
10MM	150G	601-0031
10MM	250G	601-0032
5MM	50G	601-0033
5MM	150G	601-0034
5MM	250G	601-0035

### ダブル デルタ スプリング (1 パック 6 個入り)

5MM	150G	601-0036
10MM	150G	601-0037
5MM	250G	601-0038
10MM	150G	601-0039

### モジュラードライバー、チップ、イニシエーター

イニシエーター (2 本入り)	601-0002
モジュラードライバー (※内容は下記参照)	601-0007
ドライバーチップ (40MM 2 本入り)	601-0011
ドライバーチップ (22MM 2 本入り)	601-0012
ドライバーチップ (40MM, 22MM 各 1 本入り)	601-0013

#### ※モジュラードライバー内容:

ハンドル、コントラングルヘッド、ドライバーチップ (22mm, 40mm 各 1)

### コンサルテーションタイポドント (1 個入り)

ベクターTAS コンサルテーションタイポドント	717-1050
ベクターTAS トレーニングタイポドント#1	717-1051
ベクターTAS トレーニングタイポドント#2	717-1052
ベクターTAS キットタイポドント	717-1054

### ボンダブルボタン (1 パック 6 本入り)

カーブ PK6	601-0050
フラット PK6	601-0051

O0YHBU1412V1

## オームコジャパン カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー 15F TEL 03-6859-0065 FAX 03-6859-0064

- 販売名: ベクター TAS
- 販売名: ベクター TAS コイルスプリング
- 販売名: ベクター TAS イニシエーター
- 販売名: モジュラードライバー
- 販売名: ベクター TAS デルタボタン

- 一般的名称: 歯科矯正用アンカースクリュー
- 一般的名称: 歯列矯正用スプリング
- 一般的名称: 整形外科用バー
- 一般的名称: 手術用ネジ回し
- 一般的名称: 歯列矯正用アタッチメント

- 分類: 高度管理医療機器
- 分類: 管理医療機器
- 分類: 一般医療機器
- 分類: 一般医療機器
- 分類: 管理医療機器

## www.kavo.jp

お電話受付時間: 9:00~18:00 (土曜、日曜、祝祭日、年末年始を除く)

- 承認番号: 22600BZX00402000
- 認証番号: 226ADBZX00121000
- 届出番号: 27B1X00039205300
- 届出番号: 27B1X00039205000
- 認証番号: 226ADBZX00122000