

# Vision エステチカ E70/E80

## 保証延長キャンペーン

新発売



通常保証1年間に保証期間を1年延長し、2年間保証をおつけします。

通常保証1年間

+

1年延長

=

2年間保証

キャンペーン期間:2016年6月21日(火)~12月30日(金) (設置有効)



きれいな水

高機能性と  
快適性の融合

NEW



タッチディスプレイで  
さらに使い易くなった操作パネル



容易に衛生管理ができる  
一括管理機能



reddot design award  
winner 2015

ドイツの世界的なデザイン賞



AGR認定マーク

ドイツの脊椎健康推進協会より  
「背中に優しい機器」として  
歯科業界で初めてAGR認定マークを  
取得しました。

本体標準価格 E70 T/C Vision 6,800,000円(税別)  
E70 S Vision 6,900,000円(税別)  
E80 T/C Vision 8,100,000円(税別)

- SLOGDESIGN社(ドイツ)による洗練されたデザイン
- 6つの衛生機能 常時水消毒・集中水消毒・ハイドロクリン・自動フラッシング・リンス・アクアマット
- デジタルオペレーティング メモリーの確認、一括呼び出しなど操作がよりわかりやすく
- CONEXIOによるチェアサイドコミュニケーション エルゴカムOne(口腔内カメラ)、ダイアグノカム(う蝕診断用口腔内カメラ)を接続
- 大きな患者さんにも安心対応 チェア許容荷重180kg、余裕のチェアパワー



KaVo. Dental Excellence.

# 周辺機器との統合性を高めた 高度診療対応型のユニット

KaVoフラグシップモデル E70/E80 Visionは、新しくドクターエレメントがタッチディスプレイになり操作がより容易になりました。治療ステップが自由にプログラムでき、衛生機能の管理も充実しスムーズな診療をサポートします。また、マイクロスコープとの連動やエンド機能とサージェリー機能の統合などの拡張性を備えています。

## 良質な照明

### KaVo LUX 540 LED

- 最大40,000ルクスの照明
  - コンボセーブモード
- 2011年ドイツ・イノベーション賞受賞  
4,000人の歯科医師の投票で1位

## 画像による

### チェアサイドコミュニケーション CONEXIO

新製品エルゴカム Oneと  
ダイアグノカムに接続  
タッチディスプレイで簡単操作

NEW



画像を呼び出しモニターに表示

## 新サージカルモーター イントラLUX S600 LED


28%軽量化、20%小型化  
(E80 Vision)

NEW

## 高トルク小型軽量モーター KL703LEDモーター

&スマートドライブテクノロジー

100回転で3Nの高トルク  
低速でも安定した回転力と  
スムーズな立ち上がり



SMARTdrive  
INFORM TECHNOLOGY

## 自動・ビルトイン ハイジーンアダプター



取外しでき、熱消毒可能な  
ハイジーンアダプター

## オキシゲナル6と デカセプトルゲルを ビルトイン



\*写真にはオプションが含まれています。



水消毒システム

## サスペンド式チェア

エルゴノミクスに基づいた  
チェア構造で無理のない  
自然な治療姿勢  
最大許容荷重180kg

販売名：カボ エステチカ E70/E80 ビジョン 販売タイプ：テーブルタイプ・カートタイプ・スイングアームタイプ (E70 Vision) 一般的名称：歯科用ユニット 認証番号：227AIBZX00036000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



KaVo. Dental Excellence.

## カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

東京本社 ● 〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 Tel:03-6866-7480 Fax:03-6866-7481  
大阪本社 ● 〒541-0043 大阪市中央区高麗橋 4-5-2 Tel:06-7711-0450 Fax:06-7711-0451  
札幌支店 ● Tel:011-716-4694 Fax:011-716-4692・仙台支店 ● Tel:022-772-7375 Fax:022-772-7376  
名古屋支店 ● Tel:052-238-1146 Fax:052-238-1567・福岡支店 ● Tel:092-441-4516 Fax:092-472-1844  
<http://www.kavo.jp>