

# KaVo 1058 Life / E50 Life

## アシスタントエレメントが より使いやすくなりました。

### 省スペース&エルゴノミクス

**NEW**


## 新ショートアーム

選択

### -18cmの新ショートアーム

標準仕様より18cm短いアームでアシスタント側のスペースを有効活用できコンパクトなスペースにも対応できます。

**-18cm**



オプション

### アシスタントエレメント用のトレイ

目の前のトレイに物が置けるためワークフローが改善され、時間の節約につながります。



オプション

### 取り回しが楽なホースホルダー

ホースホルダーにより、バキュームホースの重みが軽減されます。アシスタントエレメントのポジションを変更する際に取手としても使用できます。

