

“スマート選択” 経済的で優れた操作性

NEW KaVo スマートマティック プロフィー S31/S33 PMTc プロフィー用ハンドピース

KaVo **smart**
series



ヘッド内部への
ペーストの侵入を防ぐ
Vシーリング



スマートマティック プロフィー S31
スクリューイン・スナップオン タイプ、360°回転

スマートマティック プロフィー S33
スナップオン タイプ、70°の反転運動

- スモールヘッド 優れた可視性と操作性
- ステンレススチール 耐久性の向上
- Vシーリング ペーストの侵入を防ぎ、トラブル軽減
- Made in Germany 高い品質
- 12ヵ月保証

臼歯部へのアクセスもスムーズ



(画像提供:小池歯科医院 吉久保典子先生)

KaVo PMTC用 ハンドピース ラインナップ

KAVO

スマートマティック
プロフィー S31

KaVo **smart**
series



NEW

12ヶ月保証

スマートマティック
プロフィー S33

KaVo **smart**
series



NEW

70°

12ヶ月保証

イントラヘッド L31 プロフィー
マスターマティック LUX M07L

KaVo **master**
series



24ヶ月保証

エキスパートマティック E31C

KaVo **expert**
series



12ヶ月保証

チャック方式	スナップオン/スクリューイン	スナップオン	スナップオン/スクリューイン	スナップオン/スクリューイン
回転	360°回転	70°の反転運動	360°回転	360°回転
減速比	8:1		5.4:1	5.4:1
ライト	ライトなし		ライト付き	ライトなし
注水機能	注水なし		注水あり	注水あり

Kerr PMTC用製品


クリーニクチューブ
PMTC用プロフィーペースト

- ステイン除去から最終研磨まで行えるオールインワンタイプ。
- 天然ガラスを主成分とした真珠岩粒子(Perlite)配合。



選べる5つのラインナップ

経過と共に角の取れた小さな粒子へと変化します。




プロカップ
PMTC用ラバーカップ

低いカップサイズ

プロカップ 9.3mm
プロカップ ジュニア 7.8mm

エストラマー素材

- ラテックスフリーのエストラマー素材です。
- 摩擦抵抗が少なく、歯面への摩擦熱を最小限に留めます。



- プロカップ単品 30本入(スクリュータイプ)
- プロカップ ジュニア単品 30本入(スクリュータイプ)



販売名: スマートマティック 一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル 認証番号: 229AIBZX00035000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: マスターマティック 一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル 認証番号: 227ABIZX00026000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: イントラヘッド 一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル 認証番号: 224AIBZX00068000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: エキスパート マティック 一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル 認証番号: 223AIBZX00039000 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: クリニック チューブ 一般的名称: 歯面研磨材 届出番号: 27B1X00039103600 一般医療機器
販売名: プロカップ 一般的名称: 歯磨きカップ 届出番号: 27B1X00039102200 一般医療機器

お問い合わせディーラー名

KAVO
Dental Excellence

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

<http://www.kavo.jp>
VICPJ81710V1 INS-075