



技工作業効率がよく、体への負担が少ない KaVo 技工デスク・フレックススペースを選びました。

Customer Information

株式会社デンテ・ファルソ
Dentefalso co.,ltd

代表取締役 橋本 善信

プロフィール

1985年 行岡技術医療専門学校卒
HORI デンタルラボラトリー勤務
1999年 森下デンタルラボラトリー勤務
2005年 株式会社 大阪歯科センター勤務
2017年 株式会社 デンテ・ファルソ開業



私がKaVo技工デスク・フレックススペースを選んだ理由は、以前に勤務していた技工所が使っていて、大変素晴らしいと思っていたからです。私たち歯科技工士は、殆んど座った状態での作業が多いですが、結構立ったり座ったりするような動きを頻繁にします。そういった動きがしやすいように設計されていて、よく考えて作られていると思います。とても効率よく作業ができ、体への負担が少ないのが素晴らしく、大変気に入っている点です。



KaVoデスクに変えて改善された点としては、机の上に余計なバキュームのホースやハンドピースのケーブルを置く必要がなくなり、大変すっきりしました。またアームレストがあることで、よりハンドピースと技工物をしっかりホールドできる点は、ミクロン単位の精密な補綴物を要求される作業には大変ありがたいです。さらに作業姿勢が改善され、作業効率が向上し、体への負担を感じにくくなったと思います。加えてバキュームマウスの位置が切削範囲にあるため、ストレス無く作業ができる点もうれしいです。



フレックススペースを使って初めての率直な感想は、技工作業時の無駄な動きがなくなったことと、体への負担が少なくなったことです。ただ、KaVoデスクはハンドピースを主にシェイクハンドグリップタイプで技工作業をするドイツの歯科技工士をモデルにして決められているためか、ペングリップタイプを主流で作業する日本人歯科技工士の場合、ハンドピースが現在の位置だと少々作業がしにくいという点があります。この点が改善されればもっとすばらしいと思います。

私ども“デンテ・ファルソ”は、入れ歯専門の技工所であり、審美性・機能性があり、また違和感のない入れ歯を患者様や歯科医師の先生と一緒に製作し、喜んで頂けることをコンセプトとして、日々努力しております。



私がKaVoのラボデスクを知ったきっかけは、前に述べたように開業前に勤務していた技工所の改装工事に立ち会った時、仕事場の環境や効率化を考えたKaVoデスクやキャビネットがぴったりだったのが、大変印象的でした。KaVoのラボデスクは確かに安くはありませんが、過酷な技工作業から考えても、技工士の負担の軽減、技工専門に設計された数々のメリットを考慮すると、一生涯、長く安心して使える技工デスクとして決して高価な買い物ではないと思います。

フレックス スペース エレガンス

自由なカスタマイズで個性を表現

- 機器との接続をまとめることができるコンパクトなメディアボックス
- 高さ調整機能
- 左右に設置可能なエアースズルとハンドピース・フィールド
- 上段：バキューム操作パネル
- 下段：くす取り引き出し



マスター スペース セレクト

考え抜かれた機能、高い効率性と精度

- エクストラマチックマルチサクションユニット装備
- 収納式アームレスト
- 収納式サクションフード
- 収納性に優れたキャビネット
- 選択可能フロントパネル



センシット

快適な技工机専用チェア

- 座った姿勢をあらゆる角度から分析し、健康的な作業のために開発されたチェア
- 長時間の技工作業による身体への負担を軽減
- リラックス姿勢を保ち、身体の自由な動きをサポート



パワーグリップ/エルゴグリップ

ハイパワー、高精度、カボの伝統フォルムを継承

- しっかり手になじむデザイン
- 振動が少ない
- 最高回転速度50,000rpm.
- 最大トルク7.0Ncm
- 重さと形状の優れたバランス



パワーグリップ エルゴグリップ

K コントロール TLC



膝タイプ フットタイプ 卓上タイプ

KAVO
Dental Excellence

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VECPBF1712V1 HT-062

※掲載されている写真にはオプションが搭載されている場合があります。
※製品の仕様等は改良のため断りなく変更になる場合がございますのでご了承ください。