

第26回 東北デンタルショー

カボ デンタル システムズ ジャパン (No.100) のご案内

日時 2018年 9月1日 土 13:00~19:00 / 2日 日 9:00~16:30

会場 仙台国際センター 展示棟 宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

KaVo・Kerr 製品を「見て」「触って」実感ください!

ORTHOPANTOMOGRAPH™
簡便さと効率が融合した3Dシステム

New
PRODUCT

KaVo OP 3D


パノラマ撮影は簡便かつ確実に

パノラマレイヤーを自動的に設定し、
確実なポジショニングで最適なパノラマ画像を取得。



汎用性の高い3D撮影プログラム

3段階の撮影領域と詳細ボクセルサイズで、
幅広く臨床活用が可能。



撮影ワークフローを最適化

撮影に関わる手順を簡素化し、
改善されたワークフローでスムーズな作業。



カボOP 3D
アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号: 226AIBZX00037000
設置管理医療機器・特定保守管理医療機器

カボフラグシップ
高度診療型対応ユニット

実際にユニットを使った
切削体験ができます

エステチカ E80 Vision

- 6つの衛生機能を一括管理
- デジタルオペレーティング
- CONEXIOによる
チェアサイドコミュニケーション



reddot design award
winner 2015



AGR認定マーク
真中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。



きれいな水

カボ エステチカ E70 / E80 ビジョン
歯科用ユニット
医療機器認証番号: 227AIBZX00036000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。

ナノハイブリッドコンポジットレジン ハーモナイズ

Kerr™

前歯への単色充填で美しい輝き!
保険診療でも患者さんに喜ばれるCR修復を

体験
できます

New
PRODUCT

残存歯質、隣在歯との調和
シリコニア、シリカによるナノフィラー技術、
口腔内でよく馴染むカメレオン効果

前歯部の修復に適した器具離れの良さと
高い賦形性

弊社技術の増粘剤

保険
適用



ハーモナイズ
歯科充填用コンポジットレジン
医療機器届出番号: 229ADBZX00052000
管理医療機器



KaVo ■ Kerr

The 26th Tohoku Dental Show

Imaging

Future of Diagnostic comes true!
KaVo OP 3D Vision

撮影領域をアップグレード

臨床ニーズに応じて撮影領域を選択、
最適な投資で3D診断を実現。

Image Quality

患者さんも驚く
妥協のないクリアな
3D画像

Large Field of View


業界最大クラスの
撮影領域
直径23cm×高さ17cm
(V17シリーズ)

Low Radiation Dosage

患者さんに優しい
低被ばく線量
パノラマ約半分の
超低被ばくモード搭載

カボOP 3Dビジョン

アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号: 226AIBZX00015000
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器



Treatment unit


世界40,000台の実績
開業や補綴からPMTCまで
プリムス 1058 Life

- 視覚で確認できる液晶ディスプレイ
- 2つのKaVo水消毒システム
- 最大許容荷重185kg



きれいな水

メモスボード(オプション)
見やすい画面で簡単な操作



ハンドピース毎に保存された
メモリーを迅速かつ確実に
呼び出します。

プリムス 1058 Life

歯科用ユニット
医療機器認証番号: 228AIBZX00014000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。

Instrument

理想をカタチに、贅沢タービン
ハイパワー・静音設計・安全性と操作性
マスタートルク LUX M9000L

(スタンダードヘッドタービン)

- ハイパワー23W (当社従来品と比べて20%アップ)
- ダイレクトストップテクノロジー
サックバック0.000001bar以下約1秒でバーの回転が停止
- 高音域を抑えた静音設計
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 選べるカラーバリエーション
(シルバー・チョコレートブラウン・アンズラサイト)

マスタートルク

歯科用ガス圧式ハンドピース 医療機器認証番号: 225AIBZX00056000 管理医療機器 特定保守管理医療機器



体験
できます

Maintenance & Sterilization

ハンドピース自動注油機器
クアトロケア プラス 2124A

最大4本のハンドピースを
わずか2分で
強力・確実に
オイル洗浄・注油



高圧蒸気滅菌器
ステイティム900J

中空のあるハンドピース
(タービン・コントラ類)の滅菌が可能



ステイティム900J

小型包装品用高圧蒸気滅菌器
小型未包装品用高圧蒸気滅菌器
医療機器認証番号: 222AABZ100071000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

High Tech

精度の高い
スプリットキャストシステム咬合器
PROTAR evo 7

プロター evo 7

歯科用咬合器
医療機器届出番号: 27B1X00039000013
一般医療機器



ミクロン単位の精度で下顎運動の計測、
分析を可能にする歯科用下顎運動測定器
ARCUSdigma II

アルクス ディグマ II

歯科用下顎運動測定器
医療機器認証番号: 222AIBZX00026000
管理医療機器・特定保守管理医療機器



“スマート選択” 経済的で優れた操作性

KaVo スマートマティック プロフィー S31/S33

(PMTC プロフィー用ハンドピース)

- スマートヘッド 優れた可視性と操作性
- ステンレススチール 耐久性の向上
- Vシールリング ベースの侵入を防ぎ、トラブル軽減
- Made in Germany 高い品質
- 12ヵ月保証

スマートマティック

ストレート・ギアードコントラアングル 医療機器認証番号: 229AIBZX00035000 管理医療機器・特定保守管理医療機器



体験
できます

Kerr

LED光照射器
デミ ウルトラ

蓄電システム
「ウルトラキャパシタ」を光照射器で初めて採用
40秒未満の充電時間

デミ ウルトラ

歯科重合用光照射器
医療機器届出番号: 27B1X00039111100
一般医療機器・特定保守管理医療機器



体験
できます

KaVo公式フェイスブックはこちら



KAVO
Dental Excellence

カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

<http://www.kavo.jp>