

KaVo 技工デスク・フレックススペース

マイデスクグレードアップキャンペーン

新たなカラーの選択肢が増え、LED ライトが標準装備されました。

キャンペーン期間：2018年12月3日～2019年5月31日まで（受注有効）

KaVo 技工デスクは、長時間座り続け作業する歯科技工士の健康、技工作業に求められる適切な姿勢と安全な環境に配慮し設計されており、耐久性に優れ長く使えるデスクです。長年のご愛顧に感謝し、キャンペーンを実施します。

豊富な選択肢からお好みの色を選び、ドイツの技と伝統を引き継ぐ技工デスクでマイデスクをお作りください。



パッケージ3点セット

技工デスク・技工用マイクロモーター・技工用チェア

フレックススペース

パワーグリップ

センシット



標準価格 ¥1,225,000



キャンペーン特別価格

フレックススペースエレガンス

見学体験実施中！
ショールームへのご来場をお待ちしております。




DGUV認定マーク
安全且つ健康的な
作業に関する
高い信頼性

KAVO
Dental Excellence


KaVo 技工デスクの特徴

1. 優れた人間工学性と機能性


KaVoの技工デスクは、体への負担を軽減し、疲労感の少ない効率的、精密作業をサポートします。また技工作業に求められる最適な作業スペースを確保します。



人間工学・機能



理想的作業姿勢




最適な作業空間

2. 細部まで洗練・設計された安全性

KaVoの技工デスクは皆様の健康を守るため、信頼性の高い吸塵システムを備えています。技工用マイクロモーターとの連動により健康的、効率的な作業を可能にします。



セラミック、スチール、貴金属、メチルメタクリレート、石膏など
微細粉塵吸着



肺への危険性軽減

3. 豊富な選択性

お好きなカラー、マイクロモーターとの組み合わせで貴方だけのマイデスクが作れます。

フレックススペース 天板表面						センシット			
						生地: エクストリーム			
メイブラミネート	カラララミネート	アンスラサイトラミネート	ビーチマルチプレックス	オークサントロベラミネート	ルンドバーチラミネート	● Xtreme FR 100%	スチールブルー	チタニウムグレー	● 400g/m
フレックススペース フロントパネル						生地: マイクロタッチ			
						● ポリエステル 88%	サファイア	ディープシーブルー	● ポリウレタン 12%
カラーラ	アンスラサイト	ボルドー	ゲンチアナブルー	オレンジ	サンフラワー	● 385g/m	オーベルジーンズ		
						生地: エコス			
オークサントロベ	ルンドバーチ	グラマーウッドダーク	オリーブ			● ラミー 9%	オリーブグリーン	ボラーシルバー	● 毛 91%
New	New	New	New			レザー (オプション)			● 546g/m
						● レザー 100%	ブラック		

選択可能な天板・パネル

選択可能なシートカラー

パワーグリップ

ハイパワー高精度

カボの伝統フォルムを継承

- しっかり手になじむデザイン
- 振動が少ない
- 最高回転速度 50,000rpm. 最大トルク 7.0Ncm
- 重さと形状の優れたバランス

Kコントロール TLC

膝タイプ

フットタイプ

センシット

快適な技工機専用チェア

- 座った姿勢をあらゆる角度から分析し、健康的な作業のために開発されたチェア
- 長時間の技工作業による体への負担を軽減
- リラックス姿勢を保ち、身体の自由な動きをサポート



製品詳細はこちらよりご覧ください。
https://www.kavo.co.jp/product/kavoproduct/high_tech



カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>