

KaVo ハンドピース 買い替え キャンペーン



ハンドピースの買い替え・買い増しに

長い歴史に証明されたKaVoのハンドピースは高トルクで芯ブレがなく、繰り返しの滅菌に耐え、術者や患者さんへのよりよい治療をサポートします。キャンペーン期間中、KaVoのタービン・5倍速コントラアングル・エアースケーラーを特別価格にてご提供いたします。消費税増税前の買い替えや買い増しにぜひご活用ください。

キャンペーン期間 2019年3月22日[金]～9月20日[金]のご注文分まで

ハイパワー・ハイトルク

精度の高い回転

高い滅菌性と耐久性

ご存知ですか? 現行モデルのハンドピースは、修理パーツの価格を改定しております。これまでよりメンテナンスコストが軽減でき、より経済的です。 ※掲載製品は一例です。

タービン ローター修理		5倍速コントラアングル 主要部品修理	
マスタートルク ローター PRICE DOWN 標準価格 ¥28,000	エキスパートトルク ローター PRICE DOWN 標準価格 ¥18,000	M25L ローター・シャフト・増速ギアセット PRICE DOWN 標準価格 ¥48,000	E25L ローター・シャフトセット PRICE DOWN 標準価格 ¥40,000

KaVo ハンドピース 買い替えキャンペーン オーダーシート

キャンペーン期間/2019年3月22日[金]～9月20日[金]のご注文分まで

医院名 (必ずご記入下さい)	お取り引きディーラー名
ご住所	担当
Tel. () -	

キャンペーン期間中特別価格にてご提供します。

KaVo master series マスターシリーズ			
製品番号	製品名	標準価格 (税別)	ご注文数
タービン			
1.008.7900	マスタートルク LUX M9000L シルバー スタンダードヘッド・KaVoカプリング用	460,000円	
1.007.9900	マスタートルク LUX M9000L チョコレートブラウン スタンダードヘッド・KaVoカプリング用	460,000円	
1.007.7100	マスタートルク LUX M9000L アンズラサイト スタンダードヘッド・KaVoカプリング用	460,000円	
1.008.5400	マスタートルク LUX M9000LS スタンダードヘッド・シロナカプリング用	460,000円	
3.001.0000	マスタートルクミニ LUX M8700L ミニチュアヘッド・KaVoカプリング用	458,000円	
3.001.0600	マスタートルクミニ LUX M8700LS ミニチュアヘッド・シロナカプリング用	458,000円	
5倍速コントラアングル			
1.009.3630	マスターマティック LUX M25L スタンダードヘッド・ライト付き	240,000円	
1.009.3640	マスターマティック LUX M05L ミニ ミニチュアヘッド・ライト付き	240,000円	
エアースケーラー			
1.007.1604	ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック ライト付き・チップ(No.5A/6A/7A)付き	304,000円	
1.005.9310	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック ライト付き・チップなし	275,000円	
1.007.1606	ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック ライトなし・チップ(No.5A/6A/7A)付き	249,000円	
1.005.9311	ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック ライトなし・チップなし	220,000円	
1.007.1605	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック ライト付き・チップ(No.5A/6A/7A)付き・シロナカプリング用	304,000円	
1.007.0540	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック ライト付き・チップなし・シロナカプリング用	275,000円	

KaVo expert series エキスパートシリーズ			
製品番号	製品名	標準価格 (税別)	ご注文数
タービン			
1.006.8700	エキスパートトルク E680L スタンダードヘッド・KaVoカプリング用	428,000円	
1.006.4300	エキスパートトルク E680 LM スタンダードヘッド・モリタαカプリング用	428,000円	
1.006.4700	エキスパートトルク E680 LN スタンダードヘッド・NSKカプリング用	428,000円	
1.006.4600	エキスパートトルク E680 LS スタンダードヘッド・シロナカプリング用	428,000円	
1.007.3600	エキスパートトルクミニ E677L ミニチュアヘッド・KaVoカプリング用	435,000円	
1.006.3800	エキスパートトルクミニ E677 LM ミニチュアヘッド・モリタαカプリング用	435,000円	
1.006.0100	エキスパートトルクミニ E677 LN ミニチュアヘッド・NSKカプリング用	435,000円	
5倍速コントラアングル			
1.007.5550	エキスパートマティック E25 L スタンダードヘッド・ライト付き	485,000円	
1.007.5551	エキスパートマティック E25 C スタンダードヘッド・ライトなし	475,000円	
エアースケーラー			
1.000.8333	ソニックフレックス エアースケーラー 2003L ライト付き・チップ(No.5/6/7)付き	295,000円	
1.000.4243	ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX ライト付き・チップなし	266,000円	
1.000.8334	ソニックフレックス エアースケーラー 2003 ライトなし・チップ(No.5/6/7)付き	240,000円	
1.000.4246	ソニックフレックス エアースケーラー 2003X ライトなし・チップなし	240,000円	
1.006.6871	ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM ライト付き・チップ(No.5/6/7)付き・モリタαカプリング用	480,000円	

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取り引きディーラー様までお問い合わせください。



カボ デンタル システムズ ジャパン株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>
 VIERJB1803V1 INS-093



全国のKaVoショールームにて 実際のユニットを使用した**切削体験**を実施しています

ご来場の際は、事前のご予約をお願いいたします



TOKYO
Tel:03-6866-7480

NAGOYA
Tel:052-238-1146



OSAKA
Tel:06-7711-0450

FUKUOKA
Tel:092-441-4516

5倍速コントラアングル



30Nを超える高いチャック保持力

マスターシリーズ・エキスパートシリーズ

KaVoのハンドピースのチャック保持力は30Nあり、バーを確実に保持し、芯ブレのない精度の高い治療を実現します。繰り返しへの減菌にも耐え、長期間に亘って高い品質を維持します。



トリプルギアシステム

マスターシリーズ

KaVo独自のトリプルギアシステムは、最適なトルク伝達で、振動や芯ブレを抑え、精度の高いスムーズな治療を提供します。



ヘッドサイズの小型化

マスターシリーズ

ヘッドサイズが従来品と比べてコンパクトになり、可能性と視野角度が向上されました。



※KaVo 25LPとの比較

タービン



ハイパワー・ハイトルク

マスターシリーズ


これまでにないパワー(23W)により、思い通りのプレパレーションを実現します。また、患者さんには負担の少ない快適な治療を提供します。



サックバック 0.000001bar以下

マスターシリーズ


ダイレクトストップテクノロジーの採用より、ハンドピース内への血液や感染物質の吸引(サックバック)がなく、衛生性が向上します。



約1秒以内でバーが停止

マスターシリーズ

治療中の安全性が向上します。また、バーを素早く交換することができ、スムーズな治療を実現します。





エアースケーラー



症例や目的に合わせた多彩なチップ


マスターシリーズ・エキスパートシリーズ

スケーリングからカリエス除去、形成、エンド治療などさまざまな症例に対応する豊富なチップを取り揃え、日々の治療をサポートします。



エンド

根管口の拡大形成や根管の拡大に使用します。また、根管内の歯質や充填材などを効率的に除去します。



プレップクラウン

フィニッシュラインとマージラインとの適合性を向上させ、短時間でも手用研削具のようなプレパレーションを可能にします。

ワンクリックで素早くチップ交換

マスターシリーズ


チップは軽く1回ひねるだけで簡単かつ迅速に交換できます。



調節可能なパワーレベル

マスターシリーズ・エキスパートシリーズ (2004LM 除く)

強さと精密さを実現する調節可能なパワーレベルは、さまざまな治療をサポートし幅広い用途に対応します。



レベル1: 120μm
レベル2: 160μm
レベル3: 240μm

KaVo master series

KaVo expert series

KaVo master series

KaVo expert series

KaVo master series

KaVo expert series



マスターマティック
LUX M25L
(スタンダードヘッド)

- ・ライト付き
- ・3ホールスプレー

マスターマティック
LUX M05L ミニ
(ミニヘッド)

- ・ライト付き
- ・1ホールスプレー



エキスパート マティック
E25L
(スタンダードヘッド)

- ・ライト付き
- ・3ホールスプレー

エキスパート マティック
E25C
(スタンダードヘッド)

- ・ライトなし
- ・3ホールスプレー



マスタートルク
LUX M9000L
(スタンダードヘッド)

- ・ハイパワー23W
- ・4ホールスプレー
- ・静音57dB (A)
- ・他社カプリング
対応モデルあり

マスタートルクミニ
LUX M8700L
(ミニチュアヘッド)

- ・ハイパワー19W
- ・3ホールスプレー
- ・静音59dB (A)
- ・他社カプリング
対応モデルあり



エキスパートトルク
E680L
(スタンダードヘッド)

- ・ハイパワー18W
- ・4ホールスプレー
- ・他社カプリング
対応モデルあり

エキスパートトルクミニ
E677L
(ミニチュアヘッド)

- ・ハイパワー15W
- ・3ホールスプレー
- ・他社カプリング
対応モデルあり



ソニックフレックス エアースケーラー
2008L クイック



ソニックフレックス エアースケーラー
2003L