

# 2019 九州デンタルショー KYUSHU DENTAL SHOW

日時・会場

2019年5月25日(土) 12:00~19:00 / 26日(日) 9:00~16:00

マリンメッセ福岡 福岡市博多区沖浜町7-1 <https://kyushu-dentalshow.jp>

## カボデンタルシステムズブース(No.G22)のご案内

ORTHOPANTOMOGRAPH™  
簡便さと効率が融合した3Dシステム

### KaVo OP 3D セファロ

#### パノラマ撮影は簡便かつ確実に

パノラマレイヤーを自動的に設定し、  
確実なポジショニングで最適なパノラマ画像を取得。



#### 汎用性の高い3D撮影プログラム

3段階の撮影領域と詳細ボクセルサイズで、  
幅広く臨床活用が可能。



#### 撮影ワークフローを最適化

撮影に関わる手順を簡素化し、  
改善されたワークフローでスムーズな作業。



アーム型X線CT診断装置

デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置  
医療機器認証番号:226AIBZX00037000  
設置管理医療機器・特定保守管理医療機器

NEW

健康な歯と明るい笑顔のために  
簡単で効率的なクリーニング

### KaVo プロフィーフレックス 4

- 1本のハンドピースで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニング
- 人間工学に基づいたデザイン
- 長さの異なる2種類のグリップスリーブでより手にフィットしやすい
- 3段階の調節可能なパウダーレベル
- 安定かつ集中したパウダー噴霧でパウダー飛散を抑制
- 歯面を痛めることなく優しくクリーニング
- 3色のカラフルなハンドピースボディ  
(フラミンゴ・ウェーブ・ライム)



Welcome to  
The World of Smile

プロフィーフレックス 4  
電動型機器接続歯面清掃用器具  
認証番号:230AIBZX00026000  
管理医療機器



NEW

### KaVo RELAXlineシート登場

2層構造で上部部に低反発素材を採用



新色: グラフアイト

新色: カシミア

NEW

# 2019 KYUSHU DENTAL SHOW

## Treatment unit

カボフラグシップ  
高度診療型対応ユニット

### エステチカ E80 Vision

- 6つの衛生機能を一括管理
- デジタルオペレーティング
- CONEXIOによる  
チェアサイドコミュニケーション



AGRI認定マーク  
群中にやさしい機器として  
歯科業界で初めて  
「AGRI認定」マークを  
取得しています。

カボ エステチカ E70/E80 ビジョン  
歯科用ユニット  
医療機器認証番号: 227AIBZX00036000  
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。



2つの水消毒システム

世界40,000台の実績  
開業や補綴からPMTCまで  
プリムス 1058 Life


- 視覚で確認できる液晶ディスプレイ
- 2つのKaVo水消毒システム
- 最大許容荷重185kg

プリムス 1058 Life  
歯科用ユニット  
医療機器認証番号: 228AIBZX00014000  
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器



2つの水消毒システム

メモスピード(オプション)  
見やすい画面で簡単な操作



ハンドピース毎に保存された  
メモリーを迅速かつ確実に  
呼び出します。

写真にはオプションが含まれています。

## Imaging

### KaVo OP 3D Vision

Future of Diagnostic comes true!

### 撮影領域をアップグレード

臨床ニーズに応じて撮影領域を選択、  
最適な投資で3D診断を実現。

#### Image Quality

患者さんも驚く  
妥協のないクリアな  
3D画像

#### Large Field of View

業界最大クラスの  
撮影領域  
直径23cm×高さ17cm  
(V17シリーズ)

#### Low Radiation Dosage

患者さんに優しい  
低被ばく線量  
パノラマ約半分の  
超低被ばくモード搭載

カボOP 3D ビジョン  
アーム型X線CT診断装置  
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置  
医療機器認証番号: 226AIBZX00015000  
特定保守管理医療機器 設置管理医療機器



## Instrument

理想をカタチに、賢沢タービン  
ハイパワー・静音設計・安全性と操作性  
マスタートルク LUX M9000L  
(スタンダードヘッドタービン)

- ハイパワー23W (当社従来品と比べて20%アップ)
- ダイレクトストップテクノロジー  
サックバック0.000001bar以下  
約1秒でパーの回転が停止
- 高音域を抑えた静音設計
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 選べるカラーパリエーション  
(シルバー・チョコレートブラウン・アンズラサイト)



マスタートルク  
歯科用ガス圧式ハンドピース  
医療機器認証番号: 225AIBZX00056000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

プレパレーション力を高める  
マスターマティック LUX M25L/M05L ミニ  
(ライト付き5倍速コントラアングル)

- ヘッドサイズ小型化を実現  
M25L -20%\*  
M05L -43%\* (\*当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター



マスターマティック  
ストレート・ギアードアングルハンドピース  
医療機器認証番号: 227AIBZX00026000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

## Diagnosis

カリエス診断は光の時代へ  
KaVoダイアグノカム

NEW  
Windows10  
対応ソフトウェア



隣接面カリエス 咬合面カリエス  
二次カリエス クラック



ダイアグノカム  
歯科診療用口腔内カメラ  
認証番号: 225AIBZX00028000 管理医療機器

## High Tech

精度の高い  
スプリットキャストシステム咬合器  
PROTAR evo 7

プロター evo 7  
歯科用咬合器  
医療機器届出番号: 2781X0014900013  
一般医療機器



ミクロン単位の精度で  
下顎運動の計測、  
分析を可能にする  
歯科用下顎運動測定器

### ARCUSdigma II

アルクス ディグマ II  
歯科用下顎運動測定器  
医療機器認証番号: 222AIBZX00026000  
管理医療機器・特定保守管理医療機器



## Laboratory Desk System Kerr

自由なカスタマイズで  
個性を表現  
KaVo FLEXspace



歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 230ADBZX00058000 管理医療機器  
歯科用接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 228ADBZX00053000 管理医療機器

CR充填から保険適用  
CAD/CAM冠などの  
間接法まで応用可能な  
接着システム

NEW

1液性ボンディング材  
オブチボンド  
ユニバーサル



セルフアドヒーシブ型  
レジンセメント  
マックスセム  
エリート クロマ

歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 230ADBZX00058000 管理医療機器  
歯科用接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 228ADBZX00053000 管理医療機器

KaVo公式フェイスブックはこちらから



**KAVO**  
Dental Excellence

2019年4月1日より新社名

## カボデンタルシステムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481  
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376  
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567  
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844  
<http://www.kavo.jp>