

# ハイジニストキャンペーン

キャンペーン期間:2019年5月21日(火)~7月19日(月)

ご好評の予防歯科関連製品を中心に、期間限定の特別価格でご提供させていただきます。  
この機会にぜひ、お試しください。

1ページから3ページに掲載の製品がキャンペーンの対象となります。  
キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

## クリニック チューブ / PMTC用ペースト

### ステイン除去から 仕上げまでこれ1本!

大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化し、  
ステイン除去から仕上げまで1本で行えます。



フルーティな  
風味溢れるフレーバー



ベリー

クールなテイストの  
スタンダードタイプ



ペパーミント

甘酸っぱく  
爽やかなフレーバー



グリーンアップル

セメンティングや  
矯正ブラケット装着、  
ホワイティング前に



ペパーミント フッ素無し

香料や顔料が苦手、  
アレルギーが心配な  
患者さんに



ライト

品目コード	商品名	フッ素 1,000ppm	標準価格
3186	ベリー	含有	100g入 <b>3,900円</b>
3180	ペパーミント	含有	
3182	グリーンアップル	含有	
3183	ペパーミント (フッ素無し)	非含有	
3184	ライト	含有	

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149103600



プロカップ値下げのご案内は最終ページへ



## PMTTCステップアップ無料オンラインセミナーのご案内

一歩先行くハイジニストを目指して

詳細はこちらから

日程▶2019年6/12(水) 13:00 - 13:45

講師▶伊藤 嘉美 先生

フリーランス 歯科衛生士

Kerrオンラインセミナー

検索

または  
QRコード



[https://www.kavo.co.jp/webinar\\_info\\_kerr](https://www.kavo.co.jp/webinar_info_kerr)

## オブチビュー / 樹脂製開口器

光学印象や口腔内撮影、ホワイトニング、ブラケット装着と幅広い応用が可能です。  
従来の開口器に比べ、樹脂製の優しい装着感です。  
オートクレーブ可能 134℃ 3分



オブチビューの  
使い方、臨床レポートをチェック




**スタンダード**  
成人男女



**スモール**  
小学校高学年以上、  
口腔の小さい成人男女

※実際のご使用は患者さんの口腔に合わせて選択願います。

柔軟な樹脂製で簡単装着



### オブチビュー


品目コード	商品名	標準価格
5500A	オブチビュー アソートパック スタンダード、スモール 各2入	14,200円

品目コード	商品名	標準価格
5500	オブチビュー 2入	スタンダード
5502		スモール
		8,800円

一般医療機器 歯科用開口器 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100500


## クリックプローブ / 歯周ポケットプローブ

正しいプロービングが効率的に行える  
クリック機構つきプローブです。




## ペリオプローブ / 歯周ポケットプローブ

血液の影響を受けにくいグリーン表示  
で認識しやすく、迅速に歯周病の判断が  
行えます。



## デブラーカー / インプラント用プラスチック製スケーラー

アバットメント周囲の沈着物除去用に開発  
された非金属製スケーラーです。



ユニバーサル  
・隣接面向き

オロフェイシャル  
・頬舌側面向き



品目コード	商品名	標準価格
1390	クリックプローブ 3本入 グリーン	15,200円
1395	クリックプローブ 3本入 ブルー	

一般医療機器 歯周ポケットプローブ  
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149102400


品目コード	商品名	標準価格
1371	ペリオプローブ 2本入	4,600円

一般医療機器 歯周ポケットプローブ  
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149102300

品目コード	商品名	標準価格
1351	デブラーカー ユニバーサル 2本入	6,300円
1361	デブラーカー オロフェイシャル 2本入	7,100円

一般医療機器 歯科用スケーラー  
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149102500

# 「ある日の診療室での会話。。。」



静岡県 石川歯科 鷲野 崇先生監修

## マックスセム エリート クロマ / セルフアドヒーシブ型レジンセメント

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用。余剰セメント除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、セメンティングの不安やストレスから解放されます。



マックスセム エリート クロマの特長を動画でチェック



## オブチボンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

歯質およびCAD/CAM冠の前処理材として使用可能、マックスセム エリート クロマと組み合わせ、接着力はさらに向上します。



保険CAD/CAM冠の接着を動画でチェック



### リフィル

セット内容 シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36300	クリアー	13,600円
36301	ホワイト	
36302	イエロー	

### クリアー 4本パック

セット内容 シリンジ クリアー 5g 4本、ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36299	クリアー	18,000円

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号：228AD6ZX00053000

### ボトルキット

品目コード	内容	標準価格
36517	オブチボンドユニバーサル ボトル 5ml:1本 ゲルエッチャント 3g:1本 アプリケーションチップ、分取皿、ティスポーザルチップ付	13,000円

### リフィル

36519	オブチボンドユニバーサル ボトル 5ml:1本	10,000円
-------	-------------------------	---------

オブチボンドユニバーサル 管理医療機器 歯科用象牙質接着剤 医療機器認証番号：230ADBZX00058000

ご好評のプロカップシリーズと3Dラバーダムシートであるオプチダムの標準価格を見直し、2019年5月21日よりお値打ち価格に値下げいたします。お求め安くなった本製品をぜひ、お役立てください。

## プロカップ / PMTC用ラバーカップ

### 低いカップサイズ

- 臼歯遠心部などに届きやすいサイズです。

プロカップ 9.3mm  
プロカップ ジュニア 7.8mm

### エストラマー素材

- ラテックスフリーのエストラマー素材で摩擦抵抗が少なく、摩擦熱の発生を抑えます。

- 使用回転数:2,000rpm以下(空転時)

### 6ヶのフィン

- ペーストをカップ内で循環させ飛散を防ぎます。

### 螺旋状のリップ

- ペーストや唾液がカップの縁方向に流れ、飛散を防止します。
- 前歯部舌側の凹面にもフィットし、研磨可能。



### コントラヘッドカバー

- コントラ内部へのペーストや唾液の流入を防ぎます。



前歯部の凹面にも対応

ペーストの流れ



### プロカップ 30本入

品目コード	タイプ	硬さ	標準価格
990/30	ラッチタイプ	ソフト(ライトブルー)	3,500円
991/30		ハード(ブルー)	新価格 2,400円 1個あたり80円
1810/30	スクリュータイプ	ソフト(ライトブルー)	3,600円
1811/30		ハード(ブルー)	新価格 2,400円 1個あたり80円

一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149102200

### プロカップ ジュニア 30本入

品目コード	タイプ	硬さ	標準価格
992/30	ラッチタイプ	ソフト(ライトブルー)	3,900円
993/30		ハード(ブルー)	新価格 2,400円 1個あたり80円
1812/30	スクリュータイプ	ソフト(ライトブルー)	4,000円
1813/30		ハード(ブルー)	新価格 2,700円 1個あたり90円

一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149102200

## オプチダム / 3Dラバーダムシート

- 口腔に合わせた無理の無い形状により、ラバーダムのテンションは弱く、過度の力を生じません。
- 歯牙相当部のニップル(凸部)をハサミでカットするだけで簡単に穴開けが完了します。器具の準備が簡単でテンプレートやラバーダムパンチは不要です。




### 臼歯用



セット内容 オプチダム臼歯用 フレーム 10枚 1本

### 前歯用



セット内容 オプチダム前歯用 フレーム 10枚 1本

### オプチダム臼歯用 イントロキット

品目コード	商品名	標準価格
5200	オプチダム臼歯用 イントロキット	4,900円 → 新価格 2,500円
5201	オプチダム臼歯用 (30枚入) 単品	9,800円 → 新価格 6,000円

一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100600

### オプチダム前歯用 イントロキット

品目コード	商品名	標準価格
5203	オプチダム前歯用 イントロキット	4,900円 → 新価格 2,500円
5204	オプチダム前歯用 (30枚入) 単品	9,800円 → 新価格 6,000円

一般医療機器 歯科用ラバーダム防湿キット 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100600

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。



カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F  
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273  
http://www.kavo.jp

KKSAJB1905V1 KR-0206