

48th YOKOHAMA DENTAL SHOW

第48回 横浜デンタルショー

日時

2020年

1.12 **San**
9:30~18:00

▶ 1.13 **Mon**
9:00~16:00

会場

パシフィコ横浜展示ホールD

神奈川県横浜市西区みなとみらい1丁目1-1

<http://www.yokohama-dentalshow.com/>

カボデンタルシステムズブース(No.119)のご案内

カボフラグシップ 高度診療型対応ユニット エステチカ E80 Vision

- 6つの衛生機能を一括管理
- デジタルオペレーティング
- CONEXIOによるチェアサイドコミュニケーション



reddot design award
winner 2015

カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
歯科用ユニット
医療機器認証番号:227AIBZX00036000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器




AGR認定マーク
背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。



写真にはオプションが含まれています。

KaVo RELAXlineシート登場 2層構造で上部部に低反発素材を採用



新色: グラファイト

新色: カシミア

KaVo OP 3D Vision Future of Diagnostic comes true!

撮影領域をアップグレード
臨床ニーズに応じて撮影領域を選択、
最適な投資で3D診断を実現。

Image Quality

患者さんも驚く
妥協のないクリアな3D画像

Large Field of View

業界最大クラスの撮影領域
直径23cm×高さ17cm(V17シリーズ)

Low Radiation Dosage

患者さんに優しい低被ばく線量
パノラマ約半分の超低被ばくモード搭載

カボ OP 3D ビジョン
アーム型X線CT診断装置
デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置
医療機器認証番号:226AIBZX00015000
特定保守管理医療機器・設置管理医療機器



2液性セルフエッチボンディング オプチボンド eXTRa

NEW

- 直接法・間接法対応、全てのエッチングモードに対応する2液性
- リンスインシャンプーのような1液2役ではなく、各々の性能を十分に発揮
- エヌ・エックス・スリー併用により、自費診療における脆弱材料の接着にも応用可能



オプチボンド eXTRa
歯科用象牙質接着材
医療機器認証番号:301ADBZX00004000
管理医療機器

48th YOKOHAMA DENTAL SHOW

Instrument

理想をカタチに、贅沢タービン
ハイパワー、静音設計、安全性と操作性

KaVo マスタートルク LUX M9000L

(スタンダードヘッドタービン)

- ハイパワー23W (当社従来品と比べて20%アップ)
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒以内でバーの回転が停止
サックバック0.000001bar以下
- 高音域を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
(シルバー・チョコレートブラウン・アンズラサイト)
- 他社カプリング対応モデル (M9000LS)



マスタートルク

歯科用ガス圧式ハンドピース 医療機器認証番号:225AIBZX00056000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

プレバレーション力を高める

KaVo マスターマティック LUX M25L / M05L ミニ

(5倍速コントラアングル)

- ヘッドサイズ小型化を実現
M25L -20%*
M05L -43%* (*当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター



マスターマティック

ストレート・ギアードアングルハンドピース 医療機器認証番号:227AIBZX00026000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

健康な歯と明るい笑顔のために
簡単で効率的なクリーニング

KaVo プロフィーフレックス 4

- 1本のハンドピースで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニング
- 人間工学に基づいたデザイン
- 長さの異なる2種類のグリップスリーブでより手にフィットしやすい
- 3段階の調節可能なパウダーレベル
- 安定かつ集中したパウダー噴霧でパウダー飛散を抑制
- 歯面を痛めることなく優しくクリーニング
- 3色のカラフルなハンドピースボディ
(フラミンゴ・ウェーブ・ライム)

NEW



Welcome to
The World of Smile


プロフィーフレックス 4

能動型機器接続歯面清掃用器具
医療機器認証番号:230AIBZX00026000
管理医療機器

Diagnosis


カリエス診断は光の時代へ
KaVo ダイアグノカム

NEW
Windows10
対応ソフトウェア



隣接面カリエス

咬合面カリエス



二次カリエス

クラック



ダイアグノカム

歯科診療用口腔内カメラ
医療機器認証番号:225AIBZX00028000 管理医療機器

High Tech

精度の高い
スプリットキャストシステム咬合器

PROTAR evo 7



プロター evo 7

歯科用咬合器
医療機器届出番号:27B1X00149000013
一般医療機器

ミクロン単位の精度で
下顎運動の計測、
分析を可能にする
歯科用下顎運動測定器

ARCUSdigma II



アルクスディigma II

歯科用下顎運動測定器
医療機器認証番号:222AIBZX00026000
管理医療機器・特定保守管理医療機器

Kerr

2タイプの接着システムにより、自費診療、保険診療問わず、様々なニーズにお応えいたします。

自費診療

高い接着力



2液性ボンディング材
オプチボンド eXTRA

歯科用象牙質接着材
医療機器認証番号:301ADBZX00004000
管理医療機器

NEW



プライマー併用型レジンセメント
エナ・エックス・スリー

歯科用コンポジットレジンセメント
医療機器認証番号:224ADBZX00285000
管理医療機器

保険診療

簡便操作



1液性ボンディング材
オプチボンド ユニバーサル

歯科用象牙質接着材
医療機器認証番号:230ADBZX00058000
管理医療機器



セルフアドヒーズシブ型レジンセメント
マックスセム エリート クロム

歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号:228ADBZX00053000
管理医療機器

KaVo公式フェイスブックはこちらから



KaVo ■ Kerr

カボデンタルシステムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>