

# カー製品 スプリングキャンペーン

KAVO ■ Kerr

キャンペーン期間:2020年2月21日~5月20日

発売以来、ご好評のカー製品を期間限定の**特別価格**でご提供させていただきます。この機会にぜひ、お試しください。  
掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

## オブチボンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

歯質およびCAD/CAM冠の前処理材として使用可能。  
マックスセム エリート クロマと組み合わせ、接着力はさらに向上します。直接法・間接法対応



保険のCAD/CAM冠などに  
組合せて使用可能

## マックスセム エリート クロマ / セルフアドヒーシブ型レジンセメント

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用。余剰セメント  
除去の適切なタイミングを視覚的に確認でき、セメンティングの  
不安やストレスから解放されます。



保険CAD/CAM冠の接着を  
動画でチェック



マックスセム エリート クロマの  
特長を動画でチェック



品目コード	商品名	内容	標準価格
36517	ボトルキット	ボトル 5ml:1本 ゲルエッチャント 3g:1本 アプリケーターチップ、分取皿 ディスプレイチップ付	13,000円
36519	リフィル	オブチボンド ユニバーサル ボトル 5ml:1本	10,000円

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 230ADBZX00058000

## リフィル 2本入

内容 シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36300	クリアー	13,600円
36301	ホワイト	
36302	イエロー	

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント 医療機器認証番号: 228ADBZX00053000

## クリアー 4本パック

内容 シリンジ クリアー 5g 4本、  
ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36299	クリアー	18,000円

## ジルカット ダイヤモンドバー・ジルカット ポリッシャー / ジルコニア用研磨システム

ダイヤモンド粒子を細かく均一化、研削時の抵抗を減らし、能力低下となる粒子の  
脱落を防ぎ、高耐久性を発揮します。咬合調整時も深い切削痕が残らず、削り過ぎを  
抑えます。ポリッシャーは2ステップで効率よく研磨傷を取り除き、研磨時間を短縮  
します。初期導入に適したセットを3種類、ご用意しました。



ジルカットの  
使い方、臨床レポートをチェック



### ダイヤモンドバー セット

ジルコニア補綴物の除去、咬合調整に対応した  
ダイヤモンドバーのベーシックセット



セット内容

専用バースタンド付



ダイヤモンドバー

### ポリッシャー セット

プレポリッシング、ハイシャインの全形態セット



セット内容

専用バースタンド付



プレポリッシング(中研磨) ハイシャイン(艶出し)

### ポリッシャー ダイヤモンドバー セット

ポリッシャーとダイヤモンドバーを組み合わせた  
ジルコニア研磨のトータルセット



セット内容

専用バースタンド付



ポリッシャー ダイヤモンドバー

品目コード	タイプ	品名	入数	標準価格	使用回転数
LS-7556	FG	ジルカット ダイヤモンドバー セット	4	6,600円	300,000 回転 / 分以下
LS-517	CA	ジルカット ポリッシャー セット	6	8,100円	7,000-10,000 回転 / 分
LS-7579	CA,FG	ジルカット ポリッシャー ダイヤモンドバー セット	5	7,500円	ポリッシャー: 7,000-10,000 回転 / 分 ダイヤモンドバー: 300,000 回転 / 分以下

一般医療機器 歯科用ダイヤモンドバー 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149111800 一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149111900

## クリニック チューブ / PMTC用ペースト

大きな粒子が仕上げに適した粒子に変化し、ステイン除去から仕上げまで1本で行えます。

フルーティな  
風味溢れるフレーバー

クールなテイストの  
スタンダードタイプ

甘酸っぱく  
爽やかなフレーバー

セメンティングや  
矯正ブラケット装着、  
ホワイトニング前に

香料や顔料が苦手、  
アレルギーが心配な  
患者さんに



ベリー



ペパーミント




グリーンアップル



ペパーミント (フッ素無し)



ライト




イベント限定：ダッペンカップ

品目コード	商品名	フッ素 1,000ppm	標準価格
3186	ベリー	含有	100g入 <b>3,900円</b>
3180	ペパーミント	含有	
3182	グリーンアップル	含有	
3183	ペパーミント (フッ素無し)	非含有	
3184	ライト	含有	

一般医療機器 歯面研磨材 医療機器製造販売届出番号：27B1X00149103600

## ペリオプローブ / 歯周ポケットプローブ

血液の影響を受けにくいグリーン表示で認識しやすく、迅速に歯周病の判断が行えます。



品目コード	商品名	標準価格
1371	ペリオプローブ 2本入	<b>4,600円</b>

一般医療機器 歯周ポケットプローブ  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102300

## デブラカー / インプラント用プラスチック製スケーラー

ユニバーサル・隣接面向き  
アバットメント周囲の沈着物除去用に開発された非金属製スケーラーです。



品目コード	商品名	標準価格
1351	デブラカー ユニバーサル 2本入	<b>6,300円</b>
1361	デブラカー オロフェイシャル 2本入	<b>7,100円</b>

一般医療機器 歯科用スケーラー  
医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102500


## 標準価格値下げのご案内

※キャンペーン対象外

プロカップシリーズの標準価格を見直し、2019年5月よりお値打ち価格に値下げしました。お求めやすくなった本製品をぜひ、お役立てください。

### プロカップ / PMTC用ラバーカップ

ペーストがカップ先端に向かって流れ、飛び散りを抑えた効率よい操作が可能です。



#### プロカップ 30本入

品目コード	タイプ	硬さ	標準価格
990/30	ラッチタイプ	ソフト (ライトブルー)	<b>3,500円</b>
991/30		ハード (ブルー)	<b>新価格 2,400円</b> 1個あたり80円
1810/30	スクリュータイプ	ソフト (ライトブルー)	<b>3,600円</b>
1811/30		ハード (ブルー)	<b>新価格 2,400円</b> 1個あたり80円

一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102200

#### プロカップ ジュニア 30本入

品目コード	タイプ	硬さ	標準価格
992/30	ラッチタイプ	ソフト (ライトブルー)	<b>3,900円</b>
993/30		ハード (ブルー)	<b>新価格 2,400円</b> 1個あたり80円
1812/30	スクリュータイプ	ソフト (ライトブルー)	<b>4,000円</b>
1813/30		ハード (ブルー)	<b>新価格 2,700円</b> 1個あたり80円

一般医療機器 歯磨カップ 医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102200

## 無料オンラインセミナーのご案内

それでいいの? ハイジニストのワークフロー

日程 ▶ 2020年3月4日(水) 13:00-13:45

講師 ▶ 伊藤嘉美先生 フリーランス歯科衛生士

詳細はこちらから

Kerrオンラインセミナー

検索

または QRコード



[https://www.kavo.co.jp/webinar\\_info](https://www.kavo.co.jp/webinar_info)

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

Kerr製品  
デジタルカタログが  
完成しました



## カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラスタワー15F  
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273  
<http://www.kavo.jp>  
KKSJ2002V1 KR-0216