

カー製品 審美修復キャンペーン

キャンペーン期間:2020年9月23日~12月18日

発売以来、ご好評のカー製品を期間限定の**特別価格**でご提供させていただきます。
この機会にぜひ、お試しください。

掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取り引き歯科材料店様にお問い合わせ願います。

コンポジットレジン

■ ハーモナイズ / ナノハイブリッドコンポジットレジン

ナノフィラー技術による高い強度を有し、器具離れが良く、充填・賦形が容易で、安定した形態を実現。天然歯のような光拡散性により、残存歯質・隣在歯と調和します。保険適用



トライアルキット



アドバンスキット



ハーモナイズの特長を
動画でチェック

日本大学歯学部保存学教室 宮崎 真至 先生

ハーモナイズの解説、築盛デモ
<https://youtu.be/C5dMmwSqgh0>



QRコードで今すぐアクセス →

愛知県 わしの歯科クリニック 鷲野 崇 先生

臨床、中切歯の充填、研磨
<https://youtu.be/51vzmQqiDBU>



QRコードで今すぐアクセス →

品目コード	商品名	内容・標準価格
36631	ハーモナイズ トライアルキット	2gシリンジ ×4本 エナメル:A2, A3 デンチン:A3, A3.5 5,600円

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 229ADBZX00052000

品目コード	商品名	内容・標準価格
36635	ハーモナイズ アドバンスキット	4gシリンジ ×8本 エナメル:A2, A3 デンチン:A2, A3, A4 インサージェルトランスルーセント: アンバー、クリア、グレー 22,400円

CR研磨

■ オプチワンステップ ポリッシャー / CR用ワンステップ シリコンポイント

様々なポイントやブラシを使い分ける必要が無く、
1本で中研磨から艶出しまで行えます。
オートクレーブ対応134℃ 3分



■ オプチワンステップ ポリッシャー アソートミニキット

品目コード	標準価格	セット内容
8004	3,500円	フレーム、カップ、ディスク 各2本入




オプチワンステップ ポリッシャーの
使い方、臨床レポートをチェック



一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149104400


アダプト ルーシーウェッジ / 光拡散型ウェッジ

マトリックスの固定を行う透明プラスチック製のウェッジです。
光照射器の光を拡散し、光が届きにくい部分の重合を施します。



光源から入った光の95%が
直角に拡散します。

全長: 17.4mm



種類

種類	A	B
ウルトラモール	1.1mm	1.4mm
スモール	1.3mm	1.7mm
ミディアム	1.7mm	2.1mm
ラージ	2.1mm	2.5mm

(B:基底部フィン幅)

アダプト ルーシーウェッジ アソート 150入

品目コード	品名	標準価格
730	アダプト ルーシーウェッジ アソート	16,000円
セット内容	ウルトラモール、スモール、ミディアム 各40入 ラージ 30入	

一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100800

インターデンタルウェッジ/マトリックスウェッジ



プラタナス材を使用したウェッジは歯冠の解剖学的形態に合わせて作られ、歯冠形態にしっかりとフィットし、四角い保持部は挿入を容易にします。また、ひび割れせず、安定性、圧縮性に優れています。

高 mm	幅 mm	先端	全長 mm	形態	カラーコード
2	1.4	▲	13		オレンジ
2	2	▲	13		ホワイト
2	2	▲	13		グリーン
2	2	▲	13		イエロー
2	2	▲	15		ブルー
2.5	2.5	▲	16		レッド
2.5	2.5	▲	18		ホワイトラージ

一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149101300





6種 100入
オレンジ、ホワイトラージ、グリーン、
イエロー、ブルー、レッド

インターデンタルウェッジ アソート

品目コード	品名	標準価格
823	インターデンタルウェッジ 100入 アソート	2,100円

トランスペアレント サービカルフォイル/5級窩洞専用マトリックス

5級窩洞専用のマトリックスです。解剖学的形態が付与され僅かな形態修正・研磨で充填が完了します。充填部を水分、空気から遮蔽し、専用のホルダーを用いて直接圧接が可能です。



光照射イメージ
専用ホルダーで圧接し、
上から光照射を行います。

トランスペアレント サービカルフォイル アソート

セット内容

ジンジバルリトラクター
(歯肉圧排インストルメント)
サービカルマトリックス
ホルダー付



品目コード	品名	標準価格
850S	トランスペアレントサービカルフォイル アソート	12,000円

一般医療機器 歯科用マトリックスバンド
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149101800

セット内容 275枚入

| 形状 |
|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 4.5×4.3mm | 5.2×4.5mm | 5.0×5.7mm | 7.0×6.2mm | 7.8×7.1mm | 6.3×7.7mm | 8.0×6.7mm |
| 851S | 852S | 853S | 854S | 855S | 856S | 857S |
| 各35枚 | | | | | 各50枚 | |

オブチシャイン・オクルーブラシ / CR用研磨ブラシ

研磨粒子がブラシに練り込まれています。ソフトタッチで断続的に押しつけ、咬合面などポイントでは研磨しにくい部分を最終研磨まで行う事ができます。オートクレーブ可能134℃ 3分

オブチシャイン 3本入 (斜めカットタイプ)

ブラシが内側に斜めにカットされ
隅角や咬頭にフィットし、
効率よく研磨できます。



斜め
カット



オブチシャインは斜めカット形状で
隅角にフィットします。

品目コード	品名	標準価格
2513	オブチシャイン	4,000円

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器製造販売届出番号：27B1X00149104000

オクルーブラシ 単品 3本入

品目コード	品名	標準価格
2503	レギュラーカップ ※オブチシャインと同じ材質ですが、 斜めカットではありません。	3,400円
2504	スモールカップ	3,600円
2505	ポイント	

アソートパック

品目コード	内容	標準価格
2502	レギュラーカップ、スモールカップ ポイント 各5本入	16,000円

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器製造販売届出番号：27B1X00149102600

ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット/CR研磨キット

グロスポリッシャー 2種類 各2本




2651 フレーム 2653 カップ

ダイヤポリッシャー 2種類 各2本



2661 フレーム 2663 カップ

オブチディスク (12.6mm) 3種類 各5枚



4184 コース/ミディアム 4185 ファイン 4186 エクストラファイン

オブチディスク用マンドレル | 195...2本 196...1本

品目コード	品名	標準価格
5100	ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット	4,700円

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器製造販売届出番号：27B1X00149101100

グロスポリッシャー、ダイヤポリッシャーと
オブチディスクの導入向けのお得なCR
研磨キットです。



オンラインセミナーのご案内

お申込みは Doctorbook academy の会員登録後にサイトからお申込みください。

臼歯部クラウンの基本的な 支台歯形成と接着テクニック

患者様の審美性の要求は臼歯部においても高まり、従来のゴールドクラウンやメタルボンドクラウンから、現在ではプレスセラミックス、ジルコニアクラウンなど様々な選択肢が存在し、その支台歯形成や装着方法も多様化しています。今回のセミナーでは、臼歯部クラウンの基本的な支台歯形成のテクニックからラバーダムを使用したセメンテーションまで、一連のステップを解説させていただきます。



講師 | 岩田 淳 先生
兵庫県 岩田歯科医院 院長



日程 | **2020年10月21日 (水)** 参加費無料
20:00~22:00 Live配信

<https://academy.doctorbook.jp/movies/1000993>

前歯部審美修復を極める

近年の前歯部審美修復に於いて、接着技術の向上や歯質保存の観点から、ダイレクトボンディングやポーセレンベニアが選ばれるようになってきました。今回、青島 徹児 先生、岩田 淳 先生をお招きし、それぞれ直接法、間接法についてポイントを解説いただきます。また、お二人によるディスカッションおよび、質疑応答も予定しています。幅広く前歯部の審美修復について学べる貴重な機会ですので、ぜひご参加ください。



講師 | 青島 徹児 先生
埼玉県 青島デンタルオフィス 院長



講師 | 岩田 淳 先生
兵庫県 岩田歯科医院 院長



日程 | **2020年12月2日 (水)** 参加費3,000円 Live配信
19:30~22:00

<https://academy.doctorbook.jp/movies/1000994>

自費診療 | 高い接着力

ボンディング材

■ オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材

リンスインシャンプーのような1液2役ではなく、
各々の性能を十分に発揮するよう別々にしました。
直接法・間接法対応



品目コード	商品名	内容	標準価格
36658	ボトルキット	プライマー 5mL: 1本 アドヒーシブ 5mL: 1本 アプリケーターチップ: 50本 分取皿: 25枚	15,000円

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 301ADBZX00004000

レジンセメント

■ エヌ・エックス・スリー / プライマー併用型レジンセメント

オプチボンド eXTRaをプライマーとして
併用することで、高い接着力を発揮します。
ライトキュアタイプは操作時間が求められる
ベニアの接着に適しています。



ライトキュア シリンジ 1.8g

品目コード	シェード	標準価格
33648	クリアー	4,200円
33650	イエロー	

管理医療機器 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号: 224ADBZX00285000

保険診療 | 簡便操作

ボンディング材

■ オプチボンド ユニバーサル / 1液性ボンディング材

歯質およびCAD/CAM冠の前処理材として使用可能。
マックスセム エリート クロマと組み合わせ、
接着力はさらに向上します。
直接法・間接法対応



保険CAD/CAM冠の接着を
動画でチェック



レジンセメント

■ マックスセム エリート クロマ / セルフアドヒーシブ型レジンセメント

ゲル化を知らせるカラーインジケーター採用。
余剰セメント除去の適切なタイミングを
視覚的に確認でき、セメンティングの
不安やストレスから解放されます。



マックスセム エリート クロマの
特長を動画でチェック



品目コード	商品名	内容	標準価格
36517	ボトルキット	ボトル 5mL: 1本 ゲルエッチャント 3g: 1本 アプリケーターチップ、分取皿 ディスプレイチップ付	13,000円
36519	リフィル	オプチボンドユニバーサル ボトル 5mL: 1本	10,000円

管理医療機器 歯科用象牙質接着剤 医療機器認証番号: 230ADBZX00058000

リフィル 2本入

内容 シリンジ 5g 2本、ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36300	クリアー	13,600円
36301	ホワイト	
36302	イエロー	

クリアー 4本パック

内容 シリンジ クリアー 5g 4本、
ミキシングチップ付

品目コード	シェード	標準価格
36299	クリアー	18,000円

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
医療機器認証番号: 228ADBZX00053000

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

「院内における
感染管理と予防
について」
特設ページ公開



カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F
カ一製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273
http://www.kavo.jp
KKSJAJB2009V1 KR-0223