

# カー製品 ダイレクトボンディング 応援キャンペーン

KAVO ■ Kerr

📢 コロナに負けるな  
がんばろう!

キャンペーン期間:2021年1月21日~3月19日

ご好評のカー製品を期間限定の**特別価格**でご提供させていただきます。  
この機会にぜひ、お試しください。

掲載価格は全て標準価格です。キャンペーン価格につきましては、お取引先歯科材料店様にお問い合わせ願います。

## 充填

### ハーモナイズ / ナノハイブリッドコンポジットレジン

ナノフィラー技術による高い強度を有し、器具離れが良く、充填・賦形が容易で、安定した形態を実現。天然歯のような光拡散性により、残存歯質・隣在歯と調和します。保険適用



トライアルキット



アドバンスキット

品目コード	商品名	内容・標準価格
36631	ハーモナイズ トライアルキット	2gシリンジ × 4本 エナメル: A2, A3 デンチン: A3, A3.5 <b>5,600円</b>

管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 医療機器認証番号: 229ADBZX00052000

品目コード	商品名	内容・標準価格
36635	ハーモナイズ アドバンスキット	4gシリンジ × 8本 エナメル: A2, A3 デンチン: A2, A3, A4 インサイザル トランスルーセント: アンバー、クリア、グレー <b>22,400円</b>

### ハーモナイズを用いた ダイレクトベニアのステップ

写真提供: 日本大学歯学部保存学教室 宮崎 真至 先生



#### オンラインセミナーのご紹介

講師 宮崎 真至 先生

#### 超効率! ペーストタイプ応用による 倍速コンポジットレジン修復

「無駄なく」「ミスなく」審美性を獲得するためのペーストタイプの応用方法、材料選択および修復操作のテクニックを解説いただくセミナーです。

2021年1月27日(水) Live配信

20:00~22:00 参加費...**無料**

お申込みは Doctorbook academy の  
会員登録後にサイトからお申込みください。  
<https://academy.doctorbook.jp/movies/1001204>



会員登録が正式に完了していない場合には、お申し込みができないことがあります。



ハーモナイズの特長を  
動画でチェック

日本大学歯学部保存学教室 宮崎 真至 先生

ハーモナイズの解説、築盛デモ  
<https://youtu.be/C5dMmwSqgh0>

QRコードで今すぐアクセス →



愛知県 わしの歯科クリニック 鷲野 崇 先生

臨床、中切歯の充填、研磨  
<https://youtu.be/51vzmQqiDBU>

QRコードで今すぐアクセス →



## 接着

### ■ オプチボンド eXTRa / 2液性ボンディング材

リンスインシャンプーのような1液2役ではなく、  
各々の性能を十分に発揮するよう別々にしました。  
直接法・間接法対応



品目コード	商品名	内容	標準価格
36658	ボトルキット	プライマー 5mL:1本 アドヒーズ 5mL:1本 アプリケーションチップ:50本 分取皿:25枚	15,000円

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 医療機器認証番号: 301ADBZX00004000

## 接着

### ■ ゲルエッチャント / ゲルタイプエッチング材

塗布しやすく見やすい色のリン酸エッチング材です。  
リン酸:37.5%含有 エッチング時間:15秒



品目コード	商品名	内容	標準価格
31297	ゲルエッチャント	ゲルエッチャント 3g:3本 ディスクパルチップ:30本	7,000円


管理医療機器 歯科用エッチング材 医療機器認証番号: 224ADBZX00284000

## 隔壁


### ■ ルーシーウェッジ クラシックソフト / マトリックスウェッジ

コストパフォーマンスに優れたフィンの無いタイプのルーシーウェッジです。  
隣接部に差し込み歯間分離・マトリックスの固定を行います。  
また、光照射器の光を拡散し、光が届きにくい部分の重合を施します。


全長:17.4mm



種類	ウルTRASリム	スモール	ミディアム
幅	1.0mm	1.2mm	1.6mm



光源から入った光の95%が  
直角に拡散します。



品目コード	商品名	内容	標準価格
790S	ルーシーウェッジ ソフト アソート	ウルTRASリム 100本、 スモール、ミディアム 各50本	13,000円

一般医療機器 歯科用マトリックスウェッジ 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149100700

## 粗研磨

### ■ ブルーホワイト カーバイドバー / CR用カーバイドバー

コンジットレジンの形態修正・咬合調整にはカーバイドバーが適して  
います。カーバイドバーで切削する事でフィラー成分のガラスが曇らず、  
最終研磨・艶出しが短時間で出来ます。  
最大使用回転数:300,000回転/分以下



品目コード	FG7406	FG7714
刃数	12枚刃	
標準価格	1本 700円	

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149108700

## 粗研磨・中研磨

### オブチストリップ / 2ステップ CR用研磨ストリップ

フィニッシングとポリッシング、2つのステップで簡単に光沢のある研磨を行う事ができる隣接面研磨用のストリップです。

全長:180mm



品目コード	商品名	内容	標準価格
1990	オブチストリップ アソート	4種 各50枚 フィニッシング(青) 29μm 2mm, 4mm ポリッシング(白) 9μm 2mm, 4mm	11,000円

一般医療機器 歯科研削用ストリップ  
医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149104100

## 中研磨・艶出し

### オブチワンステップ ポリッシャー / CR用ワンステップ シリコンポイント

様々なポイントやブラシを使い分ける必要が無く、1本で中研磨から艶出しまで行えます。オートクレーブ対応134℃ 3分

#### 単品



オブチワンステップ ポリッシャー  
アソートミニキット

品目コード	商品名	内容	標準価格
8004	アソートミニキット	フレーム、カップ、ディスク 各2本	3,500円

品目コード	商品名	内容	標準価格
8001	フレーム	12本	各 7,000円
8002	カップ		
8003	ディスク		

一般医療機器 歯科用ゴム製研磨材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149104400

## 艶出し

### オブチシャイン / CR用研磨ブラシ

研磨粒子がブラシに練り込まれており断続的に押しつけ、咬合面などポイントでは研磨しにくい部分を最終研磨まで行う事ができます。オートクレーブ可能134℃ 3分



斜め  
カット



ブラシが内側に斜めにカットされ  
隅角や咬頭にフィットし、効率よく研磨できます。

品目コード	商品名	内容	標準価格
2513	オブチシャイン	3本	4,000円

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149104000

## 研磨全般

### ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット / CR研磨キット

グロスポリッシャー、ダイヤポリッシャーと  
オブチディスクのお得な導入向けCR研磨  
キットです。




グロスポリッシャー  
各2本




2651 フレーム 2653 カップ

ダイヤポリッシャー  
各2本



2661 フレーム 2663 カップ

オブチディスク (12.6mm) 各5枚



4184 コース/ミディアム 4185 ファイン 4186 エクストラファイン

オブチディスク用マンドレル | 195...2本  
196...1本

品目コード	品名	標準価格
5100	ハイラスタープラス ポリッシング ミニキット	4,700円

一般医療機器 歯科用研磨器材 医療機器製造販売届出番号: 27B1X00149101100

## 切削

### ブルーホワイトカーバイドバー レギュラー

				
品目コード	330	品目コード	1557	1558
作業部 mm	1.6	作業部 mm	3.7	
最大径 mm	0.8	最大径 mm	1.0	1.2
刃数	6	刃数	6	

330・1557・1558 100本パック

最大使用回転数:300,000回転/分以下

標準価格 各15,000円

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149108700

### ブルーホワイトカーバイドバーリムーバル用

			
主にインレー除去		主にクラウン除去	
品目コード	1931	品目コード	1958
作業部 mm	1.6	作業部 mm	3.7
最大径 mm	1.0	最大径 mm	1.2
刃数	6	刃数	6

1931・1958 25本パック


最大使用回転数:300,000回転/分以下

標準価格 各12,500円

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149109300

### ブルーホワイトカーバイドバー ゼックリアタイプ

	
品目コード	1992
作業部 mm	10
最大径 mm	1.5
刃数	6



埋伏歯除去用カーバイドバーです。  
作業部と軸が一体構造で強度があり、  
耐食性も向上しています。  
FGタイプ 全長:23mm

最大使用回転数:300,000回転/分以下

1992 5本パック

標準価格 3,000円

一般医療機器 歯科用カーバイドバー 医療機器製造販売届出番号:27B1X00149108700

#### 推奨使用方法

- 最大回転数を超えないよう、5倍速を使用
- 撫でるようなフェザータッチで負荷を軽減
- 切削面積を抑えるため、角度は45°

## Kerr製品デジタルカタログのご案内

Kerr製品を全て掲載したデジタルカタログが完成しました。いつでもどこでも、スマートフォンやタブレット、パソコンからご覧いただけます。  
※インターネット環境が必要です。

スマートフォン・タブレットから



QRコードで  
今すぐアクセス



パソコンから

www.kavo.jp

弊社サイト内、  
このバナーが目印



ぜひ  
★お気に入り登録を  
お願いします。

商品のご注文は、お取引歯科材料店様までお願い致します。

「院内における  
感染管理と予防  
について」  
特設ページ公開



カボデンタルシステムズ株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー15F  
カー製品担当 TEL:03-6866-7272 FAX:03-6866-7273  
http://www.kavo.jp  
KKSJAJB2012V1 KR-0227