

KaVo CT 買い替え キャンペーン

キャンペーン期間

～ 2021年12月24日(金) 設置分まで



CT、パノラマ/セファロ撮影機からの

買い替えのお客さま限定

患者さまの”安心・安全”を第一に開発された
歯科用CT「KaVo OP 3Dシリーズ」を

期間限定の特別価格でご提供いたします。

保証期間+5年間の保守(フルサポート)の大変お得なチャンスです。

詳細は、お取引ディーラー様にお問合せ下さい。

KAVO
Dental Excellence

患者さまの安心

低被ばく線量

X線を連続でなくパルス状に発信し、照射時間を劇的に短縮、被ばく線量を最小限に。2020年4月、新しい規定「医療被ばく線量の管理および記録」に対応*1。

*1 検査ごとの面積線量 (mGy cm²) が確認可能。

撮影失敗のリスク低減

スキャン前のプレビュー機能で、再撮影リスクを最小化。

旧機種からのデータ移行

患者さまの過去2D画像データも無償で移行*2。

*2 データの事前検証が必要。

KaVo CT 3つの安心

性能の安心

高い汎用性

症例ごとに最適なCT撮影条件を選択。一般診療からインプラント、エンド、矯正、睡眠歯科まで幅広い臨床に適用。将来の計画に合わせ、撮影範囲など機能アップグレード。

きれいな画質

散乱線や金属によるアーチファクトを低減、クリアな画像を提供。オープンDICOM規格を採用、プランニングソフトウェアなど、他システムにCTデータをエクスポートしても、画質劣化しません。

ストレスフリーな撮影ワークフロー

直観的に操作が可能
ユーザーインターフェース、簡単な撮影。

アフターサポートの安心

保守フルサポート

定期点検でトラブルを未然防止、ダウンタイムを削減。高額部品も追加費用なしで交換。X線出力/センサー感度の最適化や撮影用ソフトウェア更新も無償実施、常に高品質の診断。

放射線画像診断サポート

放射線画像診断専門医による遠隔読影支援 (KaVo CTユーザー限定、無償)。放射線画像診断に関するセミナー、相談会を定期開催。

アプリケーションスペシャリストによる臨床サポート

経験豊富な専任アプリケーションスペシャリストが、日々の臨床での有効活用をサポート。

全ての臨床を強力にサポート

KaVo OP 3D Vision



- 広範囲CT撮影領域 (最大FOV: φ23cm×H17cm)
- 座位による確実な固定と360° スキャン
- 超低被ばく線量モード搭載

販売名:カボOP 3D ビジョン
認証番号:226AIBZX00015000
設置管理医療機器・特定保守管理医療機器

保証期間2年

一般診療向けCTの決定版

KaVo OP 3D



- 鮮明なパノラマ・セファロ画像
- 汎用性の高いCT撮影機能 (最大FOV: φ14cm×H9cm)
- 効率的なワークフロー

販売名:カボOP 3D
認証番号:229AIBZX00037000
設置管理医療機器・特定保守管理医療機器

保証期間1年



院内における感染管理と予防について

https://www.kavo.co.jp/infection_control_prevention/

KAVO
Dental Excellence

カボデンタルシステムズ株式会社

本社〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>