

2021 JOS SALE

2021年 JOSセール

9/13[㊤]-11/11[㊤]

NEW

SMARTARCH™

Laser Engineered CuNiTi

スマートアーチ レーザー処理銅パーナイトワイヤー 1/パック10本入

7つのパワーゾーンで矯正力を最適化、
イニシャルとワーキングワイヤーを4本から2本に!




詳しくはこちら >

大臼歯の効率的アライメント

最初のアーチワイヤーから、大臼歯までアプローチできる製品設計。

歯根膜にかかる力を均一化

7つのパワーゾーンに分け、各々の歯に理想的な矯正力を付与するようにプログラム化。



摩擦の減少

レーザー処理により、アーチワイヤーとブラケットが接触する部分の摩擦を減少。
歯の移動、治療期間の短縮など全体的な治療効率を向上。


緊急来院の減少

臼歯にしっかり力がかかるように設計されているため、アーチワイヤーがバツカルチューブから抜けるリスクが減少。

コンピューター処理による

矯正力の最適化

ブラケット間距離、歯根の大きさ、また歯根と歯冠の関係の変動などの情報を考慮。



1/パック10本入	.016	.018 × .025
上顎	205-1911	210-1931
下顎	205-1921	210-1941
変態点温度：<37℃		

標準価格 ¥15,000 数量に関係なくご購入で **¥9,000** (税別) **40%OFF**

symetri™ シンメトリー クリア
CLEAR

進化した多結晶アルミナセラミック製造技術により優れた審美性と高い信頼性を実現しました。面取りされた近遠心のスロットエッジによりノッチングを減少しスライディングしやすい仕様です。複合湾曲のベースを持つ解剖学的なパッドで、様々な歯面に適合します。低いプロファイルによる優れた審美性、咬合干渉を最小限に抑えます。



シンメトリークリアブラケット 1パック5粒入







新規ご購入の方対象

標準価格 ¥1,800/粒 5キットもしくは100粒以上ご購入で **¥900**/粒(税別) **50%OFF**

新規ご購入限定タイプドント付

既存ユーザー様対象

標準価格 ¥1,800/粒 20キットもしくは400粒以上ご購入で **¥900**/粒(税別) **50%OFF**

<p>ロープロファイル</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●装着したブラケットがエナメル質に接触する可能性がより低くなっています。 ●高い審美性とより少ない咬合干渉を実現しました。 	<p>独自に最適化されたイン/アウト寸法</p>  <ul style="list-style-type: none"> ●前歯部の辺縁隆線を合わせるための選べる2つの側切歯ブラケット 	<p>レーザーエッチングパッド</p>   <ul style="list-style-type: none"> ●専用のディボンディングプライヤーを使用することにより、ブラケットを一塊に除去することが可能です。
--	---	--

ピアレスチューブ 1パック10粒入


20%OFF

ピアレス ボンド用6番 シングルチューブ



標準価格 ¥560/粒 **¥448**/粒(税別)

ピアレス ボンド用7番 シングルチューブ



標準価格 ¥480/粒 **¥384**/粒(税別)



エラスティック／パワープロダクト

20%OFF


ショートスティックパワーO



●クリア、その他カラーバリエーションがございます

標準価格 ¥7,000 **¥5,600**(税別)

ジェネレーションIIパワーチェーン
(クローズ/オープン/ワイド)



標準価格 ¥6,400 **¥5,120**(税別)

DAMONTMSYSTEM デイモンシステム(パッシブセルフライゲーション システム)

デイモンブラケットはシステムでご使用いただくことでより一層の効果が発揮されます。パッシブセルフライゲーションブラケットと、永久変形しにくいスプリングバック特性にすぐれた銅パーナイトと組み合わせることによって、生体に優しい治療を患者様に提供できます。


DAMONTMCLEAR & DAMONTMCLEAR2

デイモンクリア & クリア2 1パック10粒入

スライド部分までオールセラミック。審美性と信頼性を高次元で両立!



詳しくはこちら >



- オールセラミックで、患者満足度が高い審美性
- 摩擦抵抗がより少ないため、歯牙移動が効果的
- スライドを自在に開閉できるスピントックTMスライドシステムの採用により、ワイヤー交換が容易

標準価格 ¥2,800/粒 200粒以上ご購入で **¥1,960**/粒(税別) **30%OFF**

5-5 or 7-7を10症例新規ご購入の場合 カウンセリングタイボンド付

+Present! 患者様用ミニミラー (1症例に1枚)



Tube for DAMONTMSYSTEM **20%OFF**

デイモンチューブセレクション 1パック10粒入

セルフライゲーションチューブ

スナップリンク



- 自由に開閉できるスライドシステムの採用



詳しくはこちら >

標準価格 ¥1,800/粒 **¥1,440**/粒(税別)

コンベンショナルチューブ

アクセント ミニ



- 位置決めが容易
- 安全にしっかりと歯面にフィット
- 快適な治療を提供するロープロファイル



詳しくはこちら >

標準価格 ¥880/粒 **¥704**/粒(税別)

チタニウムチューブ



- 咬合側のくぼみによりチューブがしっかり保持でき、歯面への位置決めが容易



詳しくはこちら >

標準価格 ¥1,240/粒 **¥992**/粒(税別)

Wire for DAMONTMSYSTEM

デイモンワイヤーセレクション

銅パーナイト&TMA 1パック10本入

銅パーナイト



詳しくはこちら >

TMA



詳しくはこちら >



銅パーナイト

標準価格 ¥7,800 5パック以上ご購入で **¥5,850**(税別) **25%OFF** 10パック以上ご購入で **¥5,460**(税別) **30%OFF**

TMA

標準価格 ¥11,000 5パック以上ご購入で **¥8,250**(税別) **25%OFF** 10パック以上ご購入で **¥7,700**(税別) **30%OFF**

初めての方にはお得な1症例から

デイモン 1症例キット 740-1409



標準価格 ¥65,360 **¥49,020**(税別) **25%OFF**


デイモンシステムによる 矯正歯科治療

武内 豊・野口梨磨 著

A4版・フルカラー・190ページ 定価10,000円+税
※定価販売となります。



武内 豊先生



新刊

スクエアスロットとリンガルストレートワイヤーのメカニズムを融合させた「アリアス」は治療を単純化し、トルクとローテンションコントロールを向上させ、治療効率に優れた遊びの少ないシステムとして開発されました。舌側矯正の世界的リーダーである竹元京人先生とジュゼッペ・スクッツォ先生の永年の共同研究の集大成です。



アリアス ブラケット 1パック5粒入

標準価格 ¥2,800/粒 2,800粒以上ご購入で **¥1,960**/粒(税別) **30%OFF**


新規ご購入限定 タイポドント&14倍模型付

アリアス1症例キット 上顎/下顎7-7

標準価格 ¥78,400 **¥58,800**(税別) **25%OFF**

効率性

- .018x.018スクエアスロットで歯牙移動が正確に行えます。
- パッシブセルフライゲーションブラケットと最適な力のワイヤーはスロット内を滑らかに滑り、摩擦が少なく歯牙の移動をスムーズにします。それにより治療期間を短縮させます。




ストレートワイヤー

従来のアーチ


簡便性

- デimonQ、デimonクリアで採用されている、90°回転させるだけで簡単にスライドドアを開けることができる「スピントック」機構を採用しました。患者さまのストレスや歯牙への負担が少なく、ワイヤーチェンジも容易に行えます。


前歯部：開 OPEN



前歯部：閉 CLOSE



臼歯部：開 OPEN



臼歯部：閉 CLOSE



アリアス システム関連製品

専用ストレートワイヤーの併用で、システムの効率UP



STbストレートワイヤー 1パック10本入

銅ナイタイ 標準価格 ¥11,000 数量に関係なく **¥8,800**/PK(税別) **20%OFF**

TMA 標準価格 ¥11,000 数量に関係なく **¥8,800**/PK(税別) **20%OFF**

ステンレスワイヤー 標準価格 ¥3,800 数量に関係なく **¥3,040**/PK(税別) **20%OFF**

在庫限り

数量に関係なく **20%OFF** ※在庫がなくなり次第終了となりますので、在庫切れの場合には何卒ご了承くださいませ。

デimon3 1パック10粒入



- コンポジットとステンレスティールの組み合わせで優れた審美性と高い信頼性

標準価格 ¥2,100/粒 **¥1,680**/粒(税別)

インスパイアアイス 1パック5個入



- 単結晶サファイヤならではの高い審美性と信頼性を両立

例) フック無し

標準価格 ¥1,600/粒 **¥1,280**/粒(税別)

Kurzリンガルブラケット 1パック10個入



- 広いアンダータイウィングエリアで結紮が容易

例) 上下5-5

標準価格 ¥1,800/粒 **¥1,440**/粒(税別)



詳しくは
こちら >

「ニューライフスタイル」には新しい治療スタイル

インシグニアはラビアル矯正治療に特化した強力なソフトウェア・アルゴリズム、CBCTデータなど、デジタルツールを活用しながら治療開始時に最終ゴールをシミュレートすることで、先生方の治療計画立案の効率化をサポートするシステムです。

また承認された治療計画に基づき、個々の患者様のためにカスタマイズ*された矯正装置専用インダイレクトボンディングジグ(プレイスメントガイド)は正確なポジショニングを提供し、ディテーリングに要する時間と労力を減らします。

*選択したブラケットによっては、セミカスタムとなります。

4 ボンディング

精密なジグでカスタムメイドのブラケットを正確に配置




3 作製

承認したデザインに基づき、ブラケット、ワイヤーおよびジグを作製



2 デザイン


ソフトウェアを使って確認および修正を行う為にケーススペシャリストがセットアップを準備



37% 治療時間を短縮 (注1)

15% 来院回数を減少 (注2)
(1人当たり)


注1: AJO-Do 論文(2015年12月発表)に基づくデータ
注2: 米国オームコ社インシグニアユーザー サーベイデータに基づく



ワークフロー

1 スキャン

患者データのデジタル化および3Dデザインの準備



インシグニア 標準価格 ¥145,000

期間中インシグニア症例ご承認*で **¥116,000** (税別) **20%OFF**

*インシグニアの操作ソフトの「承認ボタン」をクリックすると正式発注となります。

+Present! 患者様用ミニミラー (1症例に1枚)



製品名: インシグニア 一般的名称: 歯科矯正用治療支援プログラム 承認番号: 30100BZX00168000 製造販売業者: カボデンタルシステムズ株式会社
歯列矯正用アタッチメント、歯列矯正用チューブ、歯列矯正用弧線、歯列矯正用位置測定器具

その他オームコ製品も20%OFFでご購入いただけます。

おすすめ関連情報

日々の診療やお困りごとの解決に役立つ情報がたくさん! ぜひご活用ください。

**デimonオンライン
相談会のご案内**

オンラインで製品をご紹介します。



**メルマガ用
メールアドレス登録の
お願い**



動画ライブラリー

製品のご紹介、使い方などを動画でご覧いただけます。



お客様の声

臨床でお使いいただいているユーザーの先生方の声をご参考いただけます。



FAX 0120-65-0653 (終日) TEL 0120-65-0652 (平日9:00~18:00)

カボデンタルシステムズ株式会社 オームコジャパン

*本チラシに記載の価格は全て税別です。
*2021年JOSセール専用ご注文用紙にてご注文ください。
*上記以外のご注文用紙をご使用の場合はセール価格とご記入ください。
*セール期間外のオームコ製品のご注文も、FAX注文あるいはお電話にてご連絡いただけますようよろしくお願いいたします。

新規の方は、こちらのフォームのご提出をお願いします。



新規の方は
こちら >