

定額制 KaVo ハンドピース 点検プログラム



ご加入プランの本数に応じて
分解調整費 無料

点検ハンドピースの修理時
パーツ20%OFF

ハンドピースの買い換え時
特別価格

月々
4,200円
× 12ヶ月～
※10回プランの場合

修理費の
コストダウン

ハンドピースの
耐久性を
高める

ベストな
状態で使用



月々わずかな費用で、ハンドピースを
常に**ベストパフォーマンス状態**で維持し、
より安全・安心な診療を可能にします。

ハンドピースを定期的に点検しメンテナンスを行うことで、
回転不良はもとより、破折や離脱、分解、発熱などにつながるトラブルを防ぐことができます。

年に1回、保守点検を実施しましょう

歯科用ハンドピースは薬機法で定められている特定保守管理医療機器に該当します。

また、医療法施行規則及び厚生労働局長通知により、「医療機器の保守点検は、医療機器を使用する医療機関の業務であり、医療機関が自ら適切に実施すべきものである」とされています。

KaVoでは1年に1回の定期的な保守点検の実施を推奨しています。

定額制 KaVo ハンドピース 点検プログラム



月々のわずかな負担で、KaVo ハンドピースの保守点検を行うプログラムです。定期的に保守点検を実施することで、故障トラブルを回避し、より安全で常に良好な状態でハンドピースをご使用いただくことができます。

患者さんのために
安全な治療を
提供したい

修理費を
抑えたい



ハンドピースの
使用感に
バラツキがある

ハンドピースの
突然の故障って困る



KaVo ハンドピース定額制点検プログラムが解決します



KaVo修理センター



5倍速コントラアングルの分解



KaVo ハンドピース定額制点検プログラムの内容

- 当プログラムは、ご契約プランに応じてハンドピースの点検(分解調整と動作確認)を行い、Oリング交換、内部洗浄を実施後ご返却するものです。
- 点検により修理が必要となった場合には、通常価格から20%割引の特別価格で修理パーツをご提供します。(事前に修理見積書を別途ご連絡します。)
- 修理を行ったハンドピースは最長1年間の修理保証がつきます。*
- 新しいハンドピースへの買い替えの場合には、特別価格をご提示します。
- 代品の貸出費用はプランに含まれていません。別途有料となります。

*現行販売品のマスタシリーズ、エキスパートシリーズの修理保証は1年間、その他製品の修理保証は3ヵ月です。

KaVo ハンドピース定額制点検プログラムご登録の流れ

契約プラン

ご希望の契約プランをお選びください

Single	Double	Big	Heavy	Premium
年間 10回プラン	年間 20回プラン	年間 30回プラン	年間 50回プラン	年間 100回プラン
月額 4,200円(税別)	月額 8,200円(税別)	月額 11,000円(税別)	月額 15,000円(税別)	月額 27,500円(税別)

*追加オプションには2種類をご用意しております。

「+10オプション(+2,500円/月)」は、上記プランのBig(30回)もしくはHeavy(50回)に追加することで40回プラン、60~90回プランに対応することができます。契約期間内にプランの変更はできません。

カウントが不足した場合には「1回追加オプション(5,800円/回)」で対応することができます。次年度は上位プランへの加入をおすすめします。

*当プランは1年契約です。各プランの月額料金×12ヶ月が1年契約の合計料金となり、途中解約はできません。また年間料金一括払いの設定はありません。

*ご登録ディーラーさまを契約期間中に変更することはできません。

*ご登録プランの回数に応じて、ハンドピースを点検にお出しください。契約期間中はいつでも契約回数分を点検に出すことができます。

*同一シリアル番号のハンドピースを複数回にわたって点検に出す場合には、点検ごとに契約回数1本分としてカウントします。

*修理パーツ20%割引の適用は、点検後3か月以内の修理に有効です。3か月を超えた場合には、再点検(契約回数1回分カウント)が必要になります。

申し込み方法

専用アプリからお申し込みください


1. 右記のQRコードを読み込み、KaVoハンドピース定額制点検プログラム専用アプリをインストールください。
2. 専用アプリの新規登録からアクセスし、IDおよびパスワードを設定ください。
3. ご希望の契約プランを選択し、お客さま情報を入力ください。
4. ハンドピース定額制点検プログラムの対象のハンドピースを事前に登録ください。対象ハンドピースは契約プランの回数を超えて登録しておくことが可能です。追加で登録することもできます。
5. 契約プランや必要情報登録完了後、ハンドピース送付用の専用バッグを送付させていただきます。



点検ステップ

専用アプリに登録しているハンドピースの中から今回点検に出されるハンドピースを指定して点検のオーダーをかけてください。

専用バッグの必要項目を記入し、滅菌後のハンドピースを入れてご登録ディーラーさまへお渡しください。



点検終了後、ご使用前にはハンドピースを必ず滅菌してください。

点検プログラム対象ハンドピース

- タービン
- 5倍速コントラアングル
- 等速コントラアングル(ヘッドとシャンクは別々カウント)

- ストレートハンドピース
- エアーケーラー

※リストにないハンドピースは当プログラム対象外製品となります。
※対象ハンドピースは、サービスサポート終了などにより、変更になる場合がございます。

製品番号	製品名
1.008.7900	マスタートルク LUX M9000L
1.007.9900	マスタートルク LUX M9000L チョコレートブラウン
1.007.7100	マスタートルク LUX M9000L アンスラサイト
1.008.5400	マスタートルク LUX M9000LS
3.001.0000	マスタートルクミニ LUX M8700L
3.001.0600	マスタートルクミニ LUX M8700LS
3.001.2200	マスタートルクミニ LUX M8700LY
1.006.8700	エキスパートトルク E680L
1.006.4300	エキスパートトルク E680LM
1.006.4700	エキスパートトルク E680LN
1.006.4600	エキスパートトルク E680LS
1.007.3600	エキスパートトルク ミニ E677L
1.006.3800	エキスパートトルク ミニ E677LM
1.006.0100	エキスパートトルク ミニ E677LN
0.553.1000	スーパートルク 630
0.553.1100	スーパートルク 630A
0.553.1130	スーパートルク LUX 630B
0.553.1070	スーパートルク 630C
0.553.1040	コンタクトエアー 632A
0.553.1120	コンタクトエアー 632C
0.553.1160	コンタクトエアー 632D
0.553.0710	コンタクトエアー 632E
0.553.2200	ペラトルク 637A
0.553.2210	ペラトルク LUX 637B
0.553.1150	ペラトルク 639A
0.553.2100	スーパートルク 640
0.553.2000	スーパートルク 640A
0.553.2010	スーパートルク LUX 640B
0.553.2110	スーパートルク 640C
0.553.2020	ペラトルク 642A
0.553.2030	ペラトルク 642B
0.553.2130	ペラトルク 642C
0.553.2040	ペラトルク 645A
0.553.2050	ペラトルク 645B
0.553.2170	スーパートルク 650
0.553.2080	スーパートルク 650A
0.553.2070	スーパートルク LUX 650B
0.553.2160	スーパートルク 650C
1.000.2052	スーパートルク LUX655B
1.000.2071	スーパートルク 655C
1.002.2200	スーパートルク LUX 660B
1.002.3300	ジェントルミニ LUX 5000B
1.004.5400	ジェントルミニ LUX 5000BY
0.553.2230	ジェントルフォース 7000B
1.000.4961	ジェントルフォース 7000C
1.000.0800	ジェントルサイレンス LUX 8000B
1.000.5400	ジェントルサイレンス LUX 8000BM

製品番号	製品名
1.009.3630	マスターマティック LUX M25L
1.009.3640	マスターマティック LUX M05L ミニ
1.007.5550	エキスパートマティック E25L
1.007.5551	エキスパートマティック E25C
1.001.2849	ジェントルパワー LUX 25LP
0.553.5320	イントラマティック LUX 25LH
1.003.7705	イントラコンパクト LUX 25LHC
0.553.5330	イントラマティック LUX 25LHS
0.553.5240	イントラマティック LUX 25LN
0.553.5250	イントラマティック 25CN
0.553.5310	イントラマティック 25CH
0.553.5270	イントラマティック 25CNB
1.003.7715	イントラコンパクト 25CHC
0.553.5340	イントラマティック 25CHA
0.553.5280	イントラマティック 25CNA
0.553.5260	イントラマティック 25LS
0.553.5140	イントラマティック 24CN
0.553.5100	イントラマティック 24L
0.553.5200	イントラマティック 24LN
0.553.5120	イントラマティック 24D

製品番号	製品名
1.009.3620	マスターマティック LUX M20L
1.008.1833	イントラヘッド L68 等速
1.007.5540	エキスパートマティック E20L
1.007.5541	エキスパートマティック E20C
0.540.1560	イントラヘッド 68C
0.540.2030	イントラヘッド 68CN
0.540.1700	イントラヘッド 68F
0.540.2040	イントラ LUX ヘッド 68LH
0.540.1820	イントラ LUX ヘッド 68LD
0.540.2010	イントラ LUX ヘッド 68LDN
0.534.5500	イントラマティック 20LN
0.534.8520	イントラ シャンク 20CH
0.534.5250	イントラマティック 20L
0.534.5850	イントラマティック 20LH
0.534.5530	イントラマティック 20CN
1.001.7453	ジェントルパワー LUX 20LP
1.003.7701	イントラコンパクト 2068LHC
1.003.7708	イントラコンパクト 2068CHC

製品番号	製品名
1.009.3570	マスターマティック LUX M10L
1.007.5560	エキスパートマティック E10C
0.524.1070	イントラマティック 10C
0.524.1160	イントラ ストレート 10CH
0.524.1150	イントラマティック 10LH
0.524.1120	イントラマティック 10CN
0.524.1130	イントラマティック 10LN
1.001.5660	ジェントルパワー LUX 10LP
1.003.7716	イントラコンパクト 10CHC

製品番号	製品名
1.007.1604	ソニックフレックス エアーケーラー 2008L クイック
1.005.9310	ソニックフレックス エアーケーラー 2008LX クイック
1.007.1606	ソニックフレックス エアーケーラー 2008 クイック
1.005.9311	ソニックフレックス エアーケーラー 2008X クイック
1.007.1605	ソニックフレックス エアーケーラー 2008LS クイック
1.007.0540	ソニックフレックス エアーケーラー 2008LXS クイック
1.000.8333	ソニックフレックス エアーケーラー 2003L
1.000.4243	ソニックフレックス エアーケーラー 2003LX
1.000.8334	ソニックフレックス エアーケーラー 2003
1.000.4246	ソニックフレックス エアーケーラー 2003X
1.006.6871	ソニックフレックス エアーケーラー 2004LM
0.571.5040	ソニックフレックス エアーケーラー 2000N
0.571.5110	ソニックフレックス エアーケーラー 2000L
0.571.5030	ソニックフレックス エアーケーラー 2000NM
0.571.5130	ソニックフレックス エアーケーラー 2000LM

※□の製品は現行販売品です。



当プログラムの詳細につきましては、お取引先ディーラーさままでお問い合わせください。

KAVO
Dental Excellence

カボデンタルシステムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481
 札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376
 東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567
 大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844
<http://www.kavo.jp>