

## 点検プログラム対象ハンドピース

- タービン
- 5倍速コントラアングル
- 等速コントラアングル(ヘッドとシャンクは別々カウント)
- ストレートハンドピース
- エアースケラー

※リストにないハンドピースは当プログラム対象外製品となります。

※対象ハンドピースはパーツの提供終了またはサービスサポート終了などにより、変更になる場合がございます。



製品番号	製品名
1.008.7900	マスタートルク LUX M9000L
1.007.9900	マスタートルク LUX M9000L チョコレートブラウン
1.007.7100	マスタートルク LUX M9000L アンズラサイト
1.008.5400	マスタートルク LUX M9000LS
3.001.0000	マスタートルクミニ LUX M8700L
3.001.0600	マスタートルクミニ LUX M8700LS
3.001.2200	マスタートルクミニ LUX M8700LY
1.006.8700	エキスパートトルク E680L
1.006.4300	エキスパートトルク E680LM
1.006.4700	エキスパートトルク E680LN
1.006.4600	エキスパートトルク E680LS
1.007.3600	エキスパートトルク ミニ E677L
1.006.3800	エキスパートトルク ミニ E677LM
1.006.0100	エキスパートトルク ミニ E677LN
1.002.2200	スーパートルク LUX 660B
1.002.3300	ジェントルミニ LUX 5000B
1.000.0800	ジェントルサイレンス LUX 8000B
1.000.5400	ジェントルサイレンス LUX 8000BM

製品番号	製品名
1.009.3630	マスターマティック LUX M25L
1.009.3640	マスターマティック LUX M05L ミニ
1.007.5550	エキスパートマティック E25L
1.007.5551	エキスパートマティック E25C
1.001.2849	ジェントルパワー LUX 25LP
0.553.5320	イントラマティック LUX 25LH
1.003.7705	イントラコンパクト LUX 25LHC
0.553.5240	イントラマティック LUX 25LN
0.553.5310	イントラマティック 25CH

製品番号	製品名
1.009.3620	マスターマティック LUX M20L
1.008.1833	イントラヘッド L68 等速
1.008.1834	イントラヘッド L68B 等速
1.007.5540	エキスパートマティック E20L
1.007.5541	エキスパートマティック E20C
0.540.2030	イントラヘッド 68CN
0.540.2040	イントラ LUX ヘッド 68LH
1.003.7191	イントラ LUX ヘッド 68LU
0.540.2010	イントラ LUX ヘッド 68LDN
0.534.5500	イントラマティック 20LN
0.534.8520	イントラ シャンク 20CH
0.534.5850	イントラマティック 20LH
1.001.7453	ジェントルパワー LUX 20LP
1.003.7701	イントラコンパクト 2068LHC
1.003.7708	イントラコンパクト 2068CHC

製品番号	製品名
1.009.3570	マスターマティック LUX M10L
1.007.5560	エキスパートマティック E10C
0.524.1160	イントラ ストレート 10CH
0.524.1150	イントラマティック 10LH
1.001.5660	ジェントルパワー LUX 10LP
1.003.7716	イントラコンパクト 10CHC

製品番号	製品名
1.007.1604	ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック
1.005.9310	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック
1.007.1606	ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック
1.005.9311	ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック
1.007.1605	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック
1.007.0540	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック
1.000.8333	ソニックフレックス エアースケーラー 2003L
1.000.4243	ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX
1.000.8334	ソニックフレックス エアースケーラー 2003
1.000.4246	ソニックフレックス エアースケーラー 2003X
1.006.6871	ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM

※□の製品は現行販売品です。

当プログラムの詳細につきましては、お取り引きディーラーさままでお問い合わせください。

**KAVO**  
Dental Excellence

カボ デンタルシステムズ ジャパン 合同会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35

お問合わせ先 TEL.0800-888-7480 (フリーコール) FAX.03-6866-7481

http://www.kavo.jp

VITFJB2201V3 INS-114

# 定額制 KaVo ハンドピース 点検プログラム



ご加入プランの本数に応じて  
**分解調整費 無料**

点検ハンドピースの修理時  
**パーツ20%OFF**

ハンドピースの買い換え時  
**特別価格**

月々  
**4,200円**  
× 12ヶ月～  
※10回プランの場合

修理費の  
コストダウン

ハンドピースの  
耐久性を  
高める

ベストな  
状態で使用



月々わずかな費用で、ハンドピースを  
常に**ベストパフォーマンス状態**で維持し、  
より安全・安心な診療を可能にします。

ハンドピースを定期的に点検しメンテナンスを行うことで、  
回転不良はもとより、破折や離脱、分解、発熱などにつながるトラブルを防ぐことができます。

**年に1回、保守点検を実施しましょう**

歯科用ハンドピースは薬機法で定められている特定保守管理医療機器に該当します。  
また、医療法施行規則及び厚生労働局長通知により、「医療機器の保守点検は、医療機器を使用する医療機関の業務であり、医療機関が自ら適切に実施すべきものである」とされています。  
KaVoでは1年に1回の定期的な保守点検の実施を推奨しています。

**KAVO**  
Dental Excellence

# 定額制 KaVo ハンドピース 点検プログラム



月々のわずかな負担で、KaVo ハンドピースの保守点検を行うプログラムです。  
定期的に保守点検を実施することで、故障トラブルを回避し、より安全で常に良好な  
状態でハンドピースをご使用いただくことができます。

患者さんのために  
安全な治療を  
提供したい

修理費を  
抑えたい



ハンドピースの  
使用感に  
バラツキがある

ハンドピースの  
突然の故障って困る

## KaVo ハンドピース定額制点検プログラムが解決します



KaVo修理センター



5倍速コントラアングルの分解



## KaVo ハンドピース定額制点検プログラムの内容

- 当プログラムは、ご契約プランに応じてハンドピースの点検(分解調整と動作確認)を行い、Oリング交換、内部洗浄を実施後ご返却するものです。
- 点検により修理が必要となった場合には、通常価格から20%割引の特別価格で修理パーツをご提供します。(事前に修理見積書を別途ご連絡します。)
- 修理を行ったハンドピースは最長1年間の修理保証がつきます。\*
- 新しいハンドピースへの買い替えの場合には、特別価格をご提示します。
- 代品の貸出費用はプランに含まれていません。別途有料となります。

\*現行販売品のマスタシリーズ、エキスパートシリーズの修理保証は1年間、その他製品の修理保証は3ヵ月です。

## KaVo ハンドピース定額制点検プログラムご登録の流れ

### 契約プラン

ご希望の契約プランをお選びください

Single	Double	Big	Heavy	Premium
年間 10回プラン	年間 20回プラン	年間 30回プラン	年間 50回プラン	年間 100回プラン
月額	月額	月額	月額	月額
4,200円(税別)	8,200円(税別)	11,000円(税別)	15,000円(税別)	27,500円(税別)

\*追加オプションには2種類をご用意しております。

「+10オプション(+2,500円/月)」は、上記プランのBig(30回)もしくはHeavy(50回)に追加することで40回プラン、60~90回プランに対応することができます。契約期間内にプランの変更はできません。

カウントが不足した場合には「1回追加オプション(5,800円/回)」で対応することができます。次年度は上位プランへの加入をおすすめします。

\*当プランは1年契約です。各プランの月額料金×12ヶ月が1年契約の合計料金となり、途中解約はできません。また年間料金一括払いの設定はありません。

\*ご登録ディーラーさまを契約期間中に変更することはできません。

\*ご契約プランの回数に応じて、ハンドピースを点検にお出しいただきます。契約期間中はいつでも契約回数分を点検に出すことができます。

\*同一シリアル番号のハンドピースを複数回にわたって点検に出す場合には、点検ごとに契約回数1本分としてカウントします。

\*修理パーツ20%割引の適用は、点検後3か月以内の修理に有効です。3か月を超えた場合には、再点検(契約回数1回分カウント)が必要になります。

### 申し込み方法

専用アプリからお申し込みください

iPad/iPhoneの方



Androidの方



1. 右記のQRコードを読み込み、KaVoハンドピース定額制点検プログラム専用アプリをインストールください。
2. 専用アプリの新規登録からアクセスし、IDおよびパスワードを設定ください。
3. ご希望の契約プランを選択し、お客さま情報を入力ください。
4. ハンドピース定額制点検プログラムの対象のハンドピースを事前に登録ください。対象ハンドピースは契約プランの回数を超えて登録しておくことが可能です。追加で登録することもできます。
5. 契約プランや必要情報登録完了後、ハンドピース送付用の専用バッグを送付させていただきます。



Apple、Apple ロゴ、およびiPhoneは米国その他の国で登録されたApple Inc.の商標です。App StoreはApple Inc.のサービスマークです。Googleロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。

### 点検ステップ

専用アプリに登録しているハンドピースの中から今回点検に出されるハンドピースを指定して点検のオーダーを付けてください。  
専用バッグの必要項目を記入し、滅菌後のハンドピースを入れてご登録ディーラーさまへお渡しください。



歯科医院さま



ご登録ディーラーさま



KaVo修理センター



点検後の  
返却の際には  
内部洗浄して  
ご返却します

点検終了後、ご使用前にはハンドピースを必ず滅菌してください。