

KYUSHU DENTAL SHOW 2022



日時

2022年

9月3日 SAT
12:00~19:00

9月4日 SUN
9:00~16:00

会場

マリンメッセ福岡 A館

福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

<https://kyushu-dentalshow.jp>

九州デンタルショー2022

九州
デンタルショー
限定
スペシャル
オファー

Go with KaVo キャンペーン +α

KaVo Dental Systems Japan G.K.

デンタルショー期間中、会場にてお見込みをお申し込みいただいた方に、スペシャルオファーをご提案させていただきます。詳細につきましては、デンタルショー会場にてご案内いたします。皆さまのお越しをスタッフ一同お待ちしております。

カボ デンタルシステムズ ジャパン(ブースNo.B-04)のご案内

Treatment Unit

カボフラグシップ 高度診療型対応ユニット エステチカ E80 Vision

- 6つの衛生機能を一括管理
- マイクロスコープ使用時のチェアモード (スローモーション・水平移動)



AGR認定マーク
背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。



reddot design award
winner 2015



販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称:歯科用ユニット
認証番号:227AIBZX00036000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

デジタルオペレーティング メモリー機能で治療ステップをコントロール エステチカ E50 Life コンパクトチェア


- 100回転からフルトルクが得られる
スマートドライブテクノロジー
- 小型・軽量ブラシレスモーター KL703 LED
- ハンズフリーを実現する
マルチフットコントローラー



販売名:エステチカ E50
一般的名称:歯科用ユニット
認証番号:223AIBZX00015000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

世界50,000台の実績 開業や補綴からPMTCまで プリムス 1058 Life

- 視覚で確認できる液晶ディスプレイ
- 2つのKaVo水消毒システム
- 最大許容荷重185kg(スタンダードチェア)



メモスピード(オプション)
見やすい画面で簡単な操作
ハンドピース毎に保存された
メモリーを迅速かつ確実に
呼び出します。



販売名:プリムス 1058 Life
一般的名称:歯科用ユニット
認証番号:228AIBZX00014000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。

KAVO

Dental Excellence

KYUSHU DENTAL SHOW 2022

Instrument

ハイパワー・静音設計、安全性と操作性

マスタートルク LUX M9000L スタンダードヘッド

- ハイパワー23W
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒でバーの回転が停止、
サックバック0.000001bar以下
- 4ホールスプレー
- 高周波音を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 他社カプリングモデルあり(シロナカプリング用)

販売名:マスタートルク
一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース
認証番号:225AIBZX00056000
管理医療機器 特定保守管理医療機器



プレレーション力を高める

マスターマティック LUX M25L/M05L ミニ 5倍速コントラングルライト付き

- ヘッドサイズ小型化
M25L -20%*
M05L -43%* (*当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター
- DESIGN EDITION
(CHERRY BLOSSOM・BAMBOO・FUJISAN)

販売名:マスターマティック
ストレート・ギアードアングルハンドピース
認証番号:227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器



予防からエンド・形成まで
より安全で効率的なバイブレーションシステム

ソニックフレックス エアースケーラー2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを簡単に交換
- 3段階のレベル調節(120 μ m・160 μ m・240 μ m)
- チップNo.5A/6A/7A付き
- グラスロッドライト

販売名:ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック
一般的名称:歯科用エアースケーラー
認証番号:224AIBZX00059000
管理医療機器 特定保守管理医療機器



簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感

KaVo エキスパートサージ LUX

- ワンタッチオートキャリブレーション
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター
- 80Ncmを実現する高トルク出力(インストゥルメント接続時)
- スムーズなトルク出力と起動時の低振動
- 直観的な操作プログラミング
- わかりやすいアイコン表示と
大型ディスプレイ

販売名:エキスパートサージ
一般的名称:電動式骨手術機器
認証番号:226AIBZX00039000
管理医療機器



健康な歯と明るい笑顔のために簡単に効果的なクリーニング

プロフィーフレックス4

- 1本のハンドピースで歯肉縁上および
歯肉縁下両方のクリーニング
- 人間工学に基づいたデザイン
- 2種類のグリップスリーブでより手にフィットしやすい
- 3段階でパウダー量の調節が可能
- 安定かつ集中したパウダー噴霧で
パウダーの飛散を抑制
- 歯面を傷つけにくく、優しいクリーニング
- 3種類のカラフルなハンドピースボディ
(フラミンゴ・ウェーブ・ライム)
- 他社カプリング対応モデルあり(シロナカプリング用)

販売名:プロフィーフレックス4
一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用器具
認証番号230AIBZX00026000 管理医療機器



経済的で確実なメンテナンス

クアトロケアプラス 2124A

- わずか2分で強力・確実なオイル洗浄
- 院内感染のリスクを低減
- 省スペースで安全設計
- 小規模な診療室でも簡単設置
- 日々のケアがインストゥルメントを長持ちさせ
ランニングコストを低減
- 操作ボタンは1つのみ

販売名:クアトロケアプラス
一般的名称:電動式骨手術機器
認証番号:226AIBZX00039000
管理医療機器



High Tech

精度の高いスプリットキャストシステム咬合器
プロター evo 7

- 様々な作業を可能にする
操作性に優れたデザイン

販売名:プロター evo 7
一般的名称:歯科用咬合器
届出番号:27B2X00359001002
一般医療機器



Laboratory Desk System

自由なカスタマイズで個性を表現
フレックススペース

- 優れた人間工学性と機能性
- 細部まで洗練・設計された安全性
- 豊富な選択性



可動式、精密な切削と研磨
ミニテックカート

- カート式のため、チェアサイドで
効果的な切削、研磨等の作業
- 内蔵されたスマートエアーツの
運動により衛生的な作業を実現



KAVO
Dental Excellence

カボ デンタルシステムズ ジャパン合同会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)

<https://www.kavo.jp>