

# TOKYO DENTAL SHOW 2022



日時

2022年  
10月22日 SAT • 10月23日 SUN  
11:00~18:00 9:00~17:00

会場

東京ビックサイト 東1・2ホール  
東京都江東区有明3-10-1 <http://www.tokyo-dentalshow.com/>

東京デンタルショー2022

東京  
デンタルショー  
限定  
スペシャル  
オファー

Go with **KaVo** キャンペーン +α

KaVo Dental Systems Japan G.K.

デンタルショー期間中、会場にてお見せをお申し込みいただいた方に、スペシャルオファーをご提案させていただきます。詳細につきましては、デンタルショー会場にてご案内いたします。皆さまのお越しをスタッフ一同お待ちしております。

## カボ デンタルシステムズ ジャパン(ブースNo.2-023)のご案内

### Treatment Unit

#### カボフラッグシップ 高度診療型対応ユニット エステチカ E80 Vision

- 6つの衛生機能を一括管理
- マイクロスコープ使用時のチェアモード (スローモーション・水平移動)



AGR認定マーク  
背中にやさしい機器として  
歯科業界で初めて  
「AGR認定」マークを  
取得しています。



reddot design award  
winner 2015



販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン  
一般的名称:歯科用ユニット  
認証番号:227AIBZX00036000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

#### デジタルオペレーティング メモリー機能で治療ステップをコントロール エステチカ E50 Life コンパクトチェア

- 100回転からフルトルクが得られる  
スマートドライブテクノロジー
- 小型・軽量ブラシレスモーター KL703 LED
- ハンズフリーを実現する  
マルチフットコントローラー



販売名:エステチカ E50  
一般的名称:歯科用ユニット  
認証番号:223AIBZX00015000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

#### 世界50,000台の実績 開業や補綴からPMTCまで プリムス 1058 Life

- 視覚で確認できる液晶ディスプレイ
- 2つのKaVo水消毒システム
- 最大許容荷重185kg(スタンダードチェア)



メモスピード(オプション)  
見やすい画面で簡単な操作  
ハンドピース毎に保存された  
メモリーを迅速かつ確実に  
呼び出します。



販売名:プリムス 1058 Life  
一般的名称:歯科用ユニット  
認証番号:228AIBZX00014000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

写真にはオプションが含まれています。

**KAVO**  
Dental Excellence

## Instrument

ハイパワー、静音設計、安全性と操作性

### マスタートルク LUX M9000L スタンダードヘッド

- ハイパワー23W
- ダイレクトストップテクノロジー  
約1秒でバーの回転が停止、  
サックバック0.000001bar以下
- 4ホールスプレー
- 高周波音を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 他社カプリングモデルあり(シロナカプリング用)

販売名:マスタートルク  
一般的名称:歯科用ガス圧式ハンドピース  
認証番号:225AIBZX00056000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器



プレレーション力を高める

### マスターマティック LUX M25L/M05L ミニ 5倍速コントラングルライト付き

- ヘッドサイズ小型化  
M25L -20%\*  
M05L -43%\* (\*当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター
- DESIGN EDITION  
(CHERRY BLOSSOM・BAMBOO・FUJISAN)

販売名:マスターマティック  
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース  
認証番号:227AIBZX00026000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器



予防からエンド・形成まで  
より安全で効率的なバイブレーションシステム

### ソニックフレックス エアースケーラー2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを簡単に交換
- 3段階のレベル調節(120 $\mu$ m・160 $\mu$ m・240 $\mu$ m)
- チップNo.5A/6A/7A付き
- グラスロッドライト

販売名:ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック  
一般的名称:歯科用エアースケーラー  
認証番号:224AIBZX00059000  
管理医療機器 特定保守管理医療機器

### KaVo master series



簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感

### KaVo エキスパートサージ LUX

- ワンタッチオートキャリブレーション
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター
- 80Ncmを実現する高トルク出力(インストゥルメント接続時)
- スムーズなトルク出力と起動時の低振動
- 直観的な操作プログラミング
- わかりやすいアイコン表示と  
大型ディスプレイ

販売名:エキスパートサージ  
一般的名称:電動式骨手術機器  
認証番号:226AIBZX00039000  
管理医療機器



### 健康な歯と明るい笑顔のために簡単に効果的なクリーニング プロフィーフレックス4

- 1本のハンドピースで歯肉縁上および  
歯肉縁下両方のクリーニング
- 人間工学に基づいたデザイン
- 2種類のグリップスリーブでより手にフィットしやすい
- 3段階でパウダー量の調節が可能
- 安定かつ集中したパウダー噴霧で  
パウダーの飛散を抑制
- 歯面を傷つけにくく、優しいクリーニング
- 3種類のカラフルなハンドピースボディ  
(フラミンゴ・ウェーブ・ライム)
- 他社カプリング対応モデルあり(シロナカプリング用)

販売名:プロフィーフレックス4  
一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用器具  
認証番号230AIBZX00026000 管理医療機器



### 経済的で確実なメンテナンス クアトロケアプラス 2124A

- わずか2分で強力・確実なオイル洗浄
- 院内感染のリスクを低減
- 省スペースで安全設計
- 小規模な診療室でも簡単設置
- 日々のケアがインストゥルメントを長持ちさせ  
ランニングコストを低減
- 操作ボタンは1つのみ



## High Tech

### 精度の高いスプリットキャストシステム咬合器 プロター evo 7

- 様々な作業を可能にする  
操作性に優れたデザイン

販売名:プロター evo 7  
一般的名称:歯科用咬合器  
届出番号:27B2X00359001002  
一般医療機器



## Laboratory Desk System

### 自由なカスタマイズで個性を表現 フレックススペース

- 優れた人間工学性と機能性
- 細部まで洗練・設計された安全性
- 豊富な選択性



### 可動式、精密な切削と研磨 ミニテックカート

- カート式のため、チェアサイドで  
効果的な切削、研磨等の作業
- 内蔵されたスマートエアータの  
運動により衛生的な作業を実現

