

第46回 KYUSHU DENTAL SHOW 2023 九州デンタルショー2023

カボ デンタルシステムズ ジャパンブース(D-07)のご案内

日時 2023年6月17日(土) 12:00~19:00
6月18日(日) 9:00~16:00

会場 福岡国際センター 福岡県福岡市博多区築港本町2-2
<https://kyushu-dentalshow.jp>

KAVO
UNIQA

The new premium
compact class.



NEW



※写真にはオプションが含まれています。

販売名：カボ ユニカ 一般的名称：歯科用ユニット 医療機器認証番号：304AKBZX00078000 管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

KAVO
Dental Excellence

Treatment units

カボフラグシップ 高度診療型対応ユニット エステチカ E80 Vision

- 6つの衛生機能を一括管理
- デジタルオペレーティング



背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。

AGR認定マーク



2つの水消毒システム

カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称: 歯科用ユニット
医療機器認証番号: 227AIBZX00036000
管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

※掲載の写真にはオプションが含まれています。

Instruments

ハイパワー、静音設計、安全性と操作性 マスタートルク LUX M9000L

スタンダードヘッドタービン

- ハイパワー23W
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒でバーの回転が停止、
サックバック0.000001bar以下
- 4ホールスプレー
- 高周波音を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 他社カプリングモデルあり(シロナカプリング用)
- 熱水消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能

KaVo master series



シルバー チョコレートブラウン アンスラサイト

マスタートルク
一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号: 225AIBZX00056000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Instruments

プレバレーション力を高める マスターマティック LUX M25L/M05L ミニ

ライト付き5倍速コントラアングル

- ヘッドサイズ小型化を実現
M25L -20%*
M05L -43%* (*当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱水消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能



マスターマティック
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号: 227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Poplular - More Popular - EXPERT Series エキスパートマティック E25L

- 24ヵ月保証
- クールヘッドテクノロジー
誤ってプッシュボタンを押しても、ヘッド部の発熱を大幅に軽減

- KaVo独自のボールベアリング
形状と材質の両方が最適化され、より長い製品寿命を実現

- 3ホールスプレー
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱水消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能



エキスパートマティック
一般的名称: ストレート・ギアードコントラアングル
医療機器認証番号: 223AIBZX00039000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

NEW

簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感

マスターサージ LUX サージカルユニット

- タッチパネルディスプレイにより、直観的な操作が可能
- 直観的でわかりやすいアイコン表示
- 反射防止ディスプレイにより、どの角度から見ても良好な視野
- ワイヤレスフットコントローラで、衛生的で最適な場所に設置が可能
- 最大10プログラムの設定と各プログラムごとに最大10ステップの設定(10×10)
- トルク値グラフをリアルタイムに表示、SDカードの保存や患者ファイルへの転送
- ワンタッチオートキャリブレーション機能により、回転数とトルク値を正確に制御し、高い信頼性を実現
- 世界最小・最軽量クラスの
サージカルモーター イントラ LUX S600 LED
- スマートドライブテクノロジー



マスターサージ
一般的名称: 電動式骨手術器械
医療機器認証番号: 227AIBZX00031000
管理医療機器

NEW

High speed for cool heads

サージマティック S15 L プロ サージカル用5倍速コントラアングル

- 増速 1:5 ライト付き
- クールヘッドテクノロジーにより、ヘッドの発熱を抑える
- 最適化された冷却注水スプレーにより、
バーのブレード部を確実に注水
- 手にフィットしやすく、衛生性に優れた
エキスパートグリップ
- 外部冷却注水システムの接続が可能
- 熱水消毒可能
- オートクレーブ滅菌可能



エキスパートサージ
一般的名称: 電動式骨手術器械
医療機器認証番号: 226AIBZX00039000
管理医療機器

Articulator

精度の高いスプリットキャストシステム咬合器 プロター evo 7

- 高精度の補綴装置作製のための優れた精度と互換性
- 歯科医師と技工士の連携を支援
- 様々な作業を可能にする
操作性に優れたデザイン



プロター evo 7
一般的名称: 歯科用咬合器
医療機器届出番号: 27B2X00359001002
一般医療機器

Laboratory Desk System

自由なカスタマイズで個性を表現 フレックススペース

- 優れた人間工学性と機能性
- 細部まで洗練・設計された安全性
- 豊富な選択性



KAVO
Dental Excellence

カボ デンタルシステムズ ジャパン合同会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)

<https://www.kavo.jp>