

47th

KYUSHU DENTAL SHOW

第47回 九州デンタルショー 2024

2024.06.01 **SAT**・02 **SUN**

12:00-19:00

09:00-16:00

マリンメッセ福岡A館 福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

カボ プランメカ ジャパンブース(No.B-11)のご案内

KAVO
PLANMECA

Treatment Unit

エステチカ E80 Vision

インプラント・マイクロスコープ対応機種
治療ポジションを自在に調整

- インプラント用エンジンと直接接続
- チェアの水平移動・スローモーション機能で術野の容易な位置調整



販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン 一般的名称: 歯科用ユニット
医療機器認証番号:227AIBZX00036000 管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

*写真にはオプションが含まれています。

NEW

Intraoral Camera

KaVo ダイアグノカム Vision Full HD

3 in 1 ショット - 1回の撮影で3種類の診断画像を同時に得る

- X線フリーでう蝕が見える(※トランスイルミネーションモード)
- Full HDでいつでも鮮明な画像
- 歯科衛生士の方も使用可能
- 患者さんとの優れたコミュニケーションツール
- 優れた衛生コンセプト



ダイアグノカム Vision Full HD
一般的名称: 歯科診断用口腔内カメラ 医療機器認証番号:305AIBZX00001000 管理医療機器

CT

プランメカ ProMax® 3D

3D撮影だけではなく、パノラマ、バイトウイング、セファロなどの2D撮影も可能で、幅広い症例に対応したイメージング製品です。



プランメカ ProMax® 3D Mid
Ø20×17cm



販売名:プランメカ ProMax
一般的名称:アーム型X線CT診断装置 医療機器認証番号:230ADBZI00059000

KAVO PLANMECA

Treatment Unit

世界50,000台の実績
堅牢性・切削性・操作性・衛生性を装備

KaVo プリムス 1058 Life

- エア／モーター回路の最大値・最小値をメモリーできるメモスピード (オプション)
- 100回転からフルトルクが得られるスマートドライブテクノロジー
- シリンジに持ち替える必要がないチップエアア
- 2つのKaVo水消毒システム搭載可能 (オプション)
- 最大許容荷重185kg(スタンダードチェア)



プリムス 1058 Life
一般的名称: 歯科用ユニット
医療機器認証番号: 228AIBZX00014000
管理医療機器・特定保守管理医療機器

※掲載の写真にはオプションが含まれています。

Intraoral scanner

オールマイティーな口腔内スキャナー プランメカ Emerald™ S

- 優れたスキャン精度とスピード
- 直観的で簡単使用
- 美しく、鮮やかで自然な色調
- 補綴から矯正、コンサルティングまで幅広く使用可能



プランメカ Emerald
一般的名称: チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット、デジタル印象採得装置、
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器認証番号: 23000BZ100042000

Instruments

ハイパワー、静音設計、安全性と操作性 マスタートルク LUX M9000L スタンダードヘッドタービン

- ハイパワー23W
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒でパーの回転が停止、
サックバック0.000001bar以下
- 4ホールスプレー
- 高周波音を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 他社カプリングモデルあり(シロナカプリング用)



マスタートルク
一般的名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース
医療機器認証番号: 225AIBZX00056000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Instruments

プレパレーション力を高める マスターマティック LUX M25L ライト付き5倍速コントラアングル

- トリプルギアシステム
最適なトルク伝導で振動や芯ブレを抑え、精度の高いスムーズな治療を提供します。
- ヘッドサイズが従来品と比べてコンパクトになり、
可視性と視野角度が向上しました。
- プラズマコーティング
- 24か月保証



マスターマティック
一般的名称: ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号: 227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Surgical Unit

簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感 マスターサージ LUX サージカルユニット

- タッチパネルディスプレイにより、直観的な操作が可能
- ワイヤレスフットコントローラで、衛生的で最適な場所に設置が可能
- 最大10プログラムの設定と各プログラムごとに最大10ステップの設定(10×10)
- ワンタッチオートキャリブレーション機能により、回転数とトルク値を正確に制御し、高い信頼性を実現
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター イントラ LUX S600 LED
- トルク値グラフをリアルタイムに表示、SDカードの保存や患者ファイルへの転送

KaVo master series



マスターサージ
一般的名称: 電動式骨手術器械
医療機器認証番号: 227AIBZX00031000
管理医療機器

Air Polishing

健康な歯と明るい笑顔のために プロフィーフレックス 4 歯面清掃器

- 先端のノズルを交換するだけで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システムを採用
パウダーの飛散を防ぎ、歯面に優しいクリーニングを実現
- 術者に合わせてグリップスリーブの長さが変更可能



プロフィーフレックス 4
一般的名称: 電動型機器接続歯面清掃用
医療機器認証番号: 230AIBZX00026000
管理医療機器

Articulator

精度の高いスプリットキャストシステム咬合器 プロター evo 7

- 高精度の補綴装置を作製するための優れた精度と互換性
- 歯科医師と技工士の連携を支援
- 様々な作業を可能にする操作性に優れたデザイン



プロター evo 7
一般的名称: 歯科用咬合器
医療機器届出番号: 27B2X00359001002
一般医療機器

Laboratory

考え抜かれた機能、高い効率性と精度を実現 フレックススペース 技工デスク

- 身体への負担を軽減し、
疲労感の少ない精密作業をサポート
- 技工用マイクロモーターと吸引が
運動し粉塵を防止、清潔な環境でサポート



KAVO PLANMECA
カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)
<https://www.kavo.jp>