


KaVo MINItch cart.

# KaVo MINItch cart

## カボ ミニテック カート

可動式、クリーンな環境、精密な切削と研磨



Mobile and precise  
milling, grinding  
and polishing.

**KAVO**  
Dental Excellence

KaVo MINItech cart.

## カボ ミニテックカート - 精密な可動式アシスタント



カラーパネル付・堅固なボディ

優れたコントロール、移動用  
2ハンドル付  
オペレーターを守る  
ダブルセーフティースクリーン




カボの従来のフォルムを継承  
したパワーグリップ

取り外し可能ステンレス製  
カバー付抽出ゾーン

### 補綴、矯正、外科用修復物の製作に適用

- 実践的、使い勝手の良い可動式
- ダストフリー切削、研削、研磨
- オートマチックカボスマートエア-エゴ吸引システム内蔵
- ビルトインパワーグリップ
- ダブルセーフティースクリーン付抽出引出し
- マテリアル・インスツルメント専用引出し付





KaVo Minitech cart:  
open and closed

### KaVo MINIttech cart

4キャスター付可動式

ケーブル・コンプレッサーケーブル  
接続部付

230/115/100V対応

外寸(mm)  
W520xD474xH860

丸みを帯びたテーブルトップ

パネルの色は3種類から選択可能

セーフティースクリーン付引出し

マテリアル・インストゥルメント引出し付

### KaVo SMARTair evo mobile

電圧:230/115/100V

消費電力:最大500 W

4段階サクションレベル  
(15~30/秒)

ハウジング:ABS樹脂  
(衝撃に強く、サビないABS樹脂使用)

吸引効果:99.9% 超微粒塵  
(=5 $\mu$ m以下の粒子)

静かな吸引音

技工エンジンと連動

2種類のフィルター(バキュームフィル  
ター・マイクロフィルター)を装備

### K-POWERgrip



最大トルク:7.0 Ncm

回転速度範囲 1,000~50,000rpm  
5,000rpmまで逆回転

電力 160W

長さ 165mm

重力 250g

モーター駆動方式:ブラシレスDCモーター

チェックシステム:ワンクリックシステム

# KaVo MINIttech cart.

## カボ ミニテックカート 構成品

製品番号	製品名	数量
1.001.6086	ミニテックカート ベース	1
1.001.8599	コネクションケーブル スマートエア	2
1.010.4075	スマートエアエボモバイル	1
0.692.6891	メイン ライン	1
1.000.7198	K-CONTROL CABLE FOR SMART AIR	1
1.007.2084	パワーグリップ / K コントロールTLCフットタイプ 4941/4956	1

パネル色	ハンドル色
ゲンチアナブルー	クロム マット
カラーラ	
ボルドー	

\* ご希望の色を選択ください。




\* 写真のパネル色は「ゲンチアナブルー」になります。

## パネル色



ゲンチアナブルー



カラーラ



ボルドー

販売名: パワーグリップ / KコントロールTLC  
届出番号: 27B1X00149000050  
一般医療機器 歯科技工用エンジン  
特定保守管理医療機器

**KAVO**  
Dental Excellence

## カボデンタルシステムズ株式会社

本社 〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481  
札幌支店: Tel.011-716-4694 Fax.011-716-4692 仙台支店: Tel.022-772-7375 Fax.022-772-7376  
東京支店: Tel.03-6866-7480 Fax.03-6866-7481 名古屋支店: Tel.052-238-1146 Fax.052-238-1567  
大阪支店: Tel.06-7711-0450 Fax.06-7711-0451 福岡支店: Tel.092-441-4516 Fax.092-472-1844

<http://www.kavo.jp>

VHAD1904V4 HT-044