

2024.11 OPEN
名古屋ショールーム移転記念

KaVo プリムス 1058 Life キャンペーン

キャンペーン期間：2025.01.31 設置有効

KaVo プリムス 1058 Life

世界52,000台の実績

補綴からPMTCまで幅広く対応し
堅牢性・切削性・操作性・衛生性を装備

- ▶ エアー／モーター回路の最大値・最小値をメモリーできるメモスピード (オプション)
- ▶ 2つのKaVo水消毒システム (オプション)
- ▶ 100回転からフルトルクが得られるスマートドライブテクノロジー
- ▶ シリンジに持ち替える必要がないチップエアー
- ▶ 最大許容荷重 185kg (スタンダードチェア)

2つの水消毒システム



※写真にはオプションが含まれます。

販売名: プリムス 1058 Life 一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 228AIBZX00014000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

KAVO
Dental Excellence

KaVo プリムス 1058 Life

容易なお手入れにキレイが続く

自動希釈 / 自動充填

2つのKaVo水消毒システム


過酸化水素水を使用した常時水消毒と集中水消毒の2つの水消毒システムで給水ラインの水路管内を清潔に保ちます。



安定した高トルク

スマートドライブテクノロジー搭載

- 100回転でフルトルク
- 低速でも安定した回転力とスムーズな立ち上がり



高トルク小型軽量モーター

イントラ LUX モーター KL 703 LED (オプション)


- 従来比30%小型軽量化
- 振動が少なく高トルクの高級ブラシレスモーター
- 形成、エンド、PMTC等で、KaVoユニットの有効性を発揮



見やすい画面で簡単な操作

メモスピード (オプション)

- エアー/モーター回路の最大値・最小値をメモリー



※写真にはオプションが含まれます。

販売名: プリムス 1058 Life
一般的名称: 歯科用ユニット 認証番号: 228AIBZX00014000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

エアロゾルの飛散を低減

強力なバキュームシステム

- 口腔内からのエアロゾルの拡散を防止



KaVo Planmeca ショールーム

見て、触れて「体感」いただく
ショールームにぜひご来場ください。



TOKYO

OSAKA

FUKUOKA

KAVO
Dental Excellence

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー
TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)
<https://www.kavo.jp>