

KYUSHU DENTAL SHOW 2025

九州デンタルショー2025

会場: マリンメッセ福岡 A館
福岡県福岡市博多区沖浜町7-1

2025
05 / 31 (SAT)
12:00-19:00

06 / 01 (SUN)
09:00-16:00

カボプランメカジャパンプース No.B-12 のご案内

初展示
します

新製品発表

プランメカ Viso® G3

CTのために設計された、プランメカ最高機種
Visoファミリーに新機種登場

NEW PRODUCT




撮影範囲: Ø3 x 3 - 20 x 10 cm
*顎関節まで一度のスキャンで撮影可能です。

プロフェッショナルのためのプレミアムなCBCT
見えなければ、診断できない

●例えば… 歯内療法

Endoモード(オプション)は、高解像度 ボクセルサイズ75μで
撮影可能。

Planmecaのノイズキャンセル機能(プランメカ AINO)、
アーチファクト除去機能(プランメカARA)で根尖細部まで
観察可能です。



販売名: プランメカ Viso 一般的名称: アーム型X線CT 診断装置・デジタル式歯科用パノラマ・断層撮影X線診断装置 医療機器認証番号: 310ADBZ100006000 管理医療機器・特定保守医療機器

KAVO PLANMECA

Treatment Unit

エステチカ E80 Vision

インプラント・マイクロスコープ対応機種
治療ポジションを自在に調整

- インプラント用エンジンと直接接続
- チェアの水平移動・スローモーション機能で術野の容易な位置調整

2つの水消毒システム



背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。

AGR認定マーク



販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称:歯科用ユニット
医療機器認証番号:227AIBZX00036000
管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器

※掲載の写真にはオプションが含まれています。

Treatment Unit

プリムス 1058 Life

世界52,000台の実績
補綴からPMTCまで幅広く対応
堅牢性・切削性・操作性・衛生性を装備

- エアー／モーター回路の最大値・最小値をメモリーできるメススピード (オプション)
- 100回転からフルトルクが得られるスマートドライブテクノロジー
- シリンジに持ち替える必要がないチップエアー
- 最大許容荷重 185kg (スタンダードチェア)

2つの水消毒システム



販売名:プリムス 1058 Life
一般的名称:歯科用ユニット
医療機器認証番号:228AIBZX00014000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

※掲載の写真にはオプションが含まれています。

1:5 Contra Angle

マスターマティック LUX M25L

プレパレーション力を高める

- ヘッドサイズ小型化を実現
→20% (当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 3ホールスプレー
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱水消毒可能
- オートクレープ滅菌可能

トリプルギアシステム



KaVo master series



-20%

販売名:マスターマティック
一般的名称:スレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号:227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Surgery Unit

マスターサージ LUX

簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感

- 優れた操作性を実現するタッチパネルスクリーン、ワイヤレスフットコントローラ、データの記録機能などが標準装備
- 最大10 プログラムの設定と各プログラムごとに最大10 ステップの設定 (10×10)
- ワンタッチオートキャリブレーション機能により、回転数とトルクを正確に制御し、高い信頼性を実現
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター イントラ LUX S600 LED による高い回転性能



販売名:マスターサージ
一般的名称:電動式骨手術器械
医療機器認証番号:227AIBZX00031000
管理医療機器

Treatment Unit

KaVo uniQa

KaVoフラグシップクラスの主な機能をコンパクトにまとめて搭載

- 操作性のよいデジタルオペレーティング
- 標準搭載「ハイドロクリーンシステム」
- エルゴノミクスに基づいたチェア構造

2つの水消毒システム



グッドデザイン・アワード



ドイツ・デザイン・アワード



販売名:カボ ユニカ
一般的名称:歯科用ユニット
医療機器認証番号:304AKBZX00078000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

※掲載の写真にはオプションが含まれています。


Oral Camera

KaVo ダイアグノカム Vision Full HD


3 in 1 ショット -
1回の撮影で3種類の診断画像を同時に得る

3IN1


- X線フリーでう蝕が見える (トランスイルミネーションモード)
- Full HDでいつでも鮮明な画像
- 歯科衛生士の方も使用可能
- 患者さんとの優れたコミュニケーションツール
- 優れた衛生コンセプト



口腔内カメラモード



トランスイルミネーション



フルオレッセンスモード



販売名:ダイアグノカム Vision Full HD
一般的名称:歯科診断用口腔内カメラ 医療機器認証番号:305AIBZX00001000 管理医療機器

Air Polishing

プロフィーフレックス 4

健康な歯と明るい笑顔のために

- 先端のノズルを交換するだけで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システムを採用
パウダーの飛散を防ぎ、歯面に優しいクリーニングを実現
- 術者に合わせてグリップスリーブの長さを変更可能




販売名:プロフィーフレックス 4
一般的名称:電動型機器結核菌汚染面清掃用
医療機器認証番号:230AIBZX00026000
管理医療機器

Intra Oral Scanner

プランメカ Emerald™ S

オールマイティーな口腔内スキャナー

- 優れたスキャン精度とスピード
- 直観的で簡単使用
- 美しく、鮮やかで自然な色調
- 補綴からコンサルまで



販売名:プランメカ Emerald
一般的名称:チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット、デジタル印象採得装置、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号:23000BZ100042000

KaVo PLANMECA

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)

https://www.kavo.co.jp