

2025 KaVo ソニックフレックス チップキャンペーン オーダーシート

キャンペーン期間／2025年4月21日(月)～8月20日(水)のご注文分まで

貴医院名(必ずご記入ください。)

ご住所

Tel.

お取り引きディーラー名

ご担当

チップはエアースケーラーの機種(2008と2003/2004LM)によって製品番号が異なりますのでご注意ください。

	製品名	標準価格 (税抜)		2008用	ご注文数	2003／2004LM用	ご注文数
ソニックフレックス チップ	ソニックフレックス チップ No.5 スケーリング ユニバーサル	14,600	5A	1.005.8949		5	0.571.5171
	ソニックフレックス チップ No.6 スケーリング シックル	14,600	6A	1.005.8950		6	0.571.5181
	ソニックフレックス チップ No.7 スケーリング ペリオ	14,600	7A	1.005.8951		7	0.571.5191
	ソニックフレックス チップ No.8 スケーリング ペリオロング	14,600	8A	1.006.1953		8	0.571.5371
	ソニックフレックス チップ No.60 パロ	21,000	60A	1.006.1934		60	0.571.7402
	ソニックフレックス チップ No.61 パロ	21,000	61A	1.006.1935		61	0.571.7412
	ソニックフレックス チップ No.62 パロ	21,000	62A	1.006.1936		62	0.571.7422
	ソニックフレックス チップ No.48 クリーンブラシホルダー	23,000	48A	1.006.1982		48	0.571.0401
	ソニックフレックス フラット型ブラシ 小 No.1 (5個入)	3,700	—	0.571.0402		—	0.571.0402
	ソニックフレックス フラット型ブラシ 大 No.2 (5個入)	3,700	—	0.571.0412		—	0.571.0412
	ソニックフレックス コニカル型ブラシ 小 No.3 (5個入)	3,700	—	0.571.0422		—	0.571.0422
	ソニックフレックス コニカル型ブラシ 大 No.4 (5個入)	3,700	—	0.571.0432		—	0.571.0432
	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 小 No.5 (5個入)	3,700	—	0.571.0472		—	0.571.0472
	ソニックフレックス スパイラル型ブラシ 大 No.6 (5個入)	3,700	—	0.571.0482		—	0.571.0482
	ソニックフレックス チップ No.66 エンド	26,000	66A	1.006.1992		66	1.000.5825
	ソニックフレックス チップ No.67 エンド	26,000	67A	1.006.1994		67	1.000.5822
	ソニックフレックス チップ No.68 エンド	26,000	68A	1.006.1996		68	1.000.5823
	ソニックフレックス チップ No.69 エンド	26,000	69A	1.006.1998		69	1.000.5827
	ソニックフレックス チップ No.70 エンド	26,000	70A	1.006.2000		70	1.000.5821
	ソニックフレックス チップ No.45 シール	26,000	45A	1.007.1506		45	1.000.8323
	ソニックフレックス チップ No.30 マイクロ	27,000	30A	1.006.1969		30	0.571.6811
	ソニックフレックス チップ No.31 マイクロ	27,000	31A	1.006.1971		31	0.571.6801
	ソニックフレックス チップ No.32 マイクロ	27,000	32A	1.006.1973		32	0.571.6831
	ソニックフレックス チップ No.33 マイクロ	27,000	33A	1.006.1975		33	0.571.6821
	ソニックフレックス チップ No.58 ベベル	22,000	58A	1.006.1988		58	0.571.7392
	ソニックフレックス チップ No.59 ベベル	22,000	59A	1.006.1990		59	0.571.7382
	ソニックフレックス チップ No.42 カリエクスD	26,000	42A	1.006.1980		42	1.000.7105
	ソニックフレックス チップ No.43 カリエクスD	26,000	43A	1.006.1981		43	1.000.7167
	ソニックフレックス チップ No.71 カリエクスTC	26,000	71A	1.006.2002		71	1.000.7362
	ソニックフレックス チップ No.72 カリエクスTC	26,000	72A	1.006.2004		72	1.000.7363
	ソニックフレックス チップ No.49 プレップゴールド	29,000	49A	1.006.1983		49	0.571.7212
	ソニックフレックス チップ No.50 プレップゴールド	29,000	50A	1.006.1984		50	0.571.7222
	ソニックフレックス チップ No.51 プレップセラム	29,000	51A	1.006.1985		51	0.571.7262
	ソニックフレックス チップ No.52 プレップセラム	29,000	52A	1.006.1986		52	0.571.7272
	ソニックフレックス チップ No.97 プレップクラウン	26,000	97A	1.008.6384		97	1.008.6383
	ソニックフレックス チップ No.98 プレップクラウン	26,000	98A	1.008.6386		98	1.008.6385
	ソニックフレックス チップ No.34 プレップCAD/CAM	29,000	34A	1.006.1977		34	1.002.1984
	ソニックフレックス チップ No.35 プレップCAD/CAM	29,000	35A	1.006.1979		35	1.002.1986
ソニックフレックス エアースケーラー	ソニックフレックス エアースケーラー 2008L クイック	358,000	2008L	1.007.1604		—	—
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LX クイック	324,000	2008LX	1.005.9310		—	—
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008 クイック	295,000	2008	1.007.1606		—	—
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008X クイック	260,000	2008X	1.005.9311		—	—
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LS クイック	358,000	2008LS	1.007.1605		—	—
	ソニックフレックス エアースケーラー 2008LXS クイック	324,000	2008LXS	1.007.0540		—	—
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003L	348,000	—	—	—	2003L	1.000.8333
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003LX	315,000	—	—	—	2003LX	1.000.4243
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003	283,000	—	—	—	2003	1.000.8334
	ソニックフレックス エアースケーラー 2003X	248,000	—	—	—	2003X	1.000.4246
マルチフレックス カプリング	ソニックフレックス エアースケーラー 2004LM	219,000	—	—	—	2004LM	1.006.6871
	マルチフレックス LED カプリング 465LED	64,000	465LED	1.007.3197		465LED	1.007.3197
	マルチフレックス LED カプリング 460LED	41,000	460LED	1.007.3201		460LED	1.007.3201

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取り引きディーラー様までお問い合わせください。

KAVO

Dental Excellence

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

お問合せ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール) FAX.03-6866-7481

<https://www.kavo.jp>

VIFTJB2503V1-INS-150

2025 KaVo SONICflex Tip Campaign

診療への応用が広がる多彩なソニックフレックス チップ

スケーリング

カリエス除去

プレパレーション
(形成)

エンド

2025 KaVo ソニックフレックス
チップキャンペーン

キャンペーン期間中
特別価格にて
ご提供します。

ソニックフレックス
チップ

ソニックフレックス
エアースケーラー

マルチフレックス
カプリング

キャンペーン期間
2025年
4月21日(月)
8月20日(水)
のご注文分まで

KAVO
SONICflex quick
2008 L

KAVO
SONICflex
2003 L

KAVO
Dental Excellence

ソニックフレックス チップ

KaVo ソニックフレックス エアスケーラーは、スケーリングからカリエス除去、プレパレーション、エンドまで、さまざまな症例に対応する豊富なチップを取り揃え、日々の治療をサポートします。

予 防



スケーリング

- 効率的でいたわりのある歯石除去
- 浅い歯周ポケットの清掃

No.5 ユニバーサル



No.6 シックル



No.7 ペリオ



No.8 ペリオロング



藤森 直子 先生 日米歯科衛生士



No.5 ユニバーサル 使用

大まかな歯石をソニックフレックスエアー
スケーラーで優しく効果的に落として
いきます。優しいタッチで痛みの少ない
ソニックフレックス エアスケーラーの
使用が患者さまの満足度を上げています。

エンド

Endodontics



エンド

- 根管の診査／修正時の軟質の除去
- 根管口入口の明確化
- 根管形成のための髄室の明確化

No.66



No.67



No.68



No.69




No.70



根管口の拡大形成や根管の拡大に使用します。
また、根管内の歯質や充填材などを効率的に除去
します。

販売名：ソニックフレックス エアスケーラー 2008 クイック 認証番号：224AIBZX00059000
一般の名称：歯科用エアスケラ 管理医療機器・特定保守管理医療機器
販売名：ソニックフレックス エアスケーラー 2003 認証番号：21500BZY00311000
一般の名称：歯科用エアスケラ 管理医療機器・特定保守管理医療機器
販売名：ソニックフレックス エアスケーラー 2004LM 認証番号：219AIBZX00100A01
一般の名称：歯科用エアスケラ 管理医療機器・特定保守管理医療機器
販売名：マルチフレックス カプリング 認証番号：218AIBZX00075000
一般の名称：歯科用ガス圧式ハンドピース 管理医療機器・特定保守管理医療機器

Prophylaxis



クリーン

- 歯肉にやさしい清掃とポリッシング
- 適用範囲が広く使用が容易

No.48



- フラット型ブラシ 小／大
- コニカル型ブラシ 小／大
- スパイラル型ブラシ 小／大

歯 周 病 治 療

Periodontology



パロ

- 深さ9mmまでの深い歯周ポケットを
優しく効果的にクリーニング

No.60



No.61



No.62




ストレート

左湾曲

右湾曲

修 復

Restoration



プレップ (形成)

- フィニッシュラインとマージンラインとの
適合性を向上させ、短時間でも手用研削具のような
プレパレーションが可能

No.49 プレップゴールド



No.50 プレップゴールド



No.51 プレップセラム



No.52 プレップセラム



No.97 プレップクラウン



No.98 プレップクラウン



No.34 プレップCAD/CAM



No.35 プレップCAD/CAM



二宮 佑介 先生 ニノデンタルオフィス 院長




プレップセラム No.51とNo.52 使用

難しい隣接面のアプローチもソニックフレックス
エアスケーラーを使用することで、片側のみの
窩洞形成を隣在歯を傷つけることなくより確実
に行えます。

M I

Minimally Invasive



マイクロ

- 微小かつアクセスが困難な領域のための特殊チップ
- 片面にだけダイヤモンドが焼着されたチップで、
咬合または歯間部の初期カリエスに直接アクセスが可能
- ラミネートベニアの最終形成の仕上げ
- 健康な歯質のメンテナンス

No.30



近心・小

No.31



遠心・小

No.32



近心・大

No.33



遠心・大

中山 雪詩 先生 佐賀中央歯科・口腔外科 院長

マイクロ No.30とカリエクスD No.42 使用

隣接面う蝕の治療は、臨在歯や歯肉縁下の保護が優先されます。
マイクロは半球型であり、臨在歯を傷つけることなく窩洞形成し、
その後カリエクスを使用することで、健全歯質を必要以上に除去する
ことなく、形成を行うことができます。



カリエクス

- カリエスに罹患したデンティン部の探査用チップ
- カリエクスD:ごくわずかなう蝕病変の除去に
- カリエクスTC:大きなう蝕病変の除去に

No.42



ダイヤモンド



0.8mm

No.43



ダイヤモンド



1.2mm

No.71



タンブステン
カーバイド



1.0mm

No.72



タンブステン
カーバイド



1.4mm



ベベル

- 形成した小病変の特殊ベベリング用仕上げに
片面ダイヤモンドコーティングしたチップ
- 接着の適正化
- 辺縁部の漏出の最小化

No.58




近心

No.59



遠心



シール

- 裂溝カリエスの
探索・形成用チップ
- ダイヤモンド
コーティング

No.45



0.5mm

ソニックフレックス エアスケーラー

KaVo ソニックフレックス エアスケーラーは患者さまに安全でより痛みの少ない治療を提供します。

ソニックフレックス エアスケーラー 2008L クイック

- 軽くひねるだけでチップを
素早く簡単に交換
- 3段階のレベル調節
(120μm・160μm・240μm)
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト (2008L／2008LSシリーズ)
- チップ No.5A／6A／7A付き (2008／2008L／2008LSのみ)
- オートクレーブ滅菌可能
(135℃まで)
- 24カ月保証
- KaVoマルチフレックスカプリング
またはシロナカプリング (S) に接続可能

KaVo master
series



ソニックフレックス エアスケーラー 2003L

- 3段階のレベル調節
(120μm・160μm・240μm)
- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト (2003L／2003LXのみ)
- チップ No.5／6／7付き (2003／2003Lのみ)
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)
- 24カ月保証
- KaVoマルチフレックスカプリングに
接続可能

KaVo expert
series



ソニックフレックス エアスケーラー 2004LM

- 運動方向:ループ状
- プラズマコーティング
- ガラスロッドライト
- チップ No.5／6／7付き
- オートクレーブ滅菌可能 (135℃まで)
- 24カ月保証
- モリタαカプリングに接続可能



岡口 守雄 先生 岡口歯科医院 院長



ソニック フレックスエアスケーラーは、修復から補綴、
ペリオ、エンドなどのチップが揃っているので、それぞれの
処置に応じて使い分けることができます。

マルチフレックス カプリング

エアー回路を使用するすべてのKaVoインスツルメントに接続することができます。

マルチフレックス LED カプリング 465LED

- 4ホールLUXコネクション
- ロック機能付き
- 逆止弁内蔵で逆流防止
- LEDライト付き



マルチフレックス LED カプリング 460LED

- 4ホールLUXコネクション
- 逆止弁内蔵で逆流防止
- LEDライト付き

