

TOHOKU DENTAL SHOW 2025

2025
08/30 SAT
13:00-19:00

08/31 SUN
09:00-16:00

第30回 東北デンタルショー2025

会場: 仙台国際センター 展示棟
宮城県仙台市青葉区青葉山無番地

カボプランメカジャパンブース No.27 のご案内

Treatment Unit

KAVO
uniQa
Uniquely premium.

NEW

KaVo uniQa
モデルチェンジ発売

KaVoフラグシップクラスの主な機能を
コンパクトにまとめて搭載

- 操作性のよいデジタルオペレーティング
- 標準搭載「ハイドロクリーンシステム」
- エルゴノミクスに基づいたチェア構造
- KaVoダイアグノカム Vison Full HD接続可



2500 水消毒
システム

販売名: カボ ユニカ
一般名称: 歯科用ユニット 医療機器認証番号: 304AKBX00078000
管理医療機器 特定保守管理医療機器




KAVO
uniQa

Intra Oral Scanner

プランメカ Emerald™ S
オールマイティーな口腔内スキャナー

- 優れたスキャン精度とスピード
- 直観的で簡単使用
- 美しく、鮮やかで自然な色調
- 補綴からコンサルまで



販売名: プランメカ Emerald
一般名称: チェアサイト型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット、デジタル印象
採得装置、歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器承認番号: 23000BZ100042000

KAVO PLANMECA

Treatment Unit

NEW

KaVo ESTETICA E80 Vision モデルチェンジ発売

KaVo
ESTETICA

E70 / E80 Vision
The masterpiece.

インプラント・
マイクロスコープ対応機種
治療ポジションを自在に調整

販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン
一般的名称:歯科用ユニット
医療機器認証番号:227AIBZX00036000
管理医療機器 特定保守管理医療機器 設置管理医療機器



※掲載の写真にはオプションが含まれています。

Turbine

マスタートルク LUX M9000L

ハイパワー、静音設計、安全性と操作性

- ハイパワー31W*(+3.5bar時)
- ダイレクトストップテクノロジー
約1秒でバーの回転が停止
- サックバック0.000001bar以下
- 4ホールスプレー
- 高周波音を抑えた静音設計
- 選べるカラーバリエーション
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 他社カプリングモデルあり(シロナカプリング用)

販売名:マスタートルク
一般的名称:歯科用圧式ハンドピース
医療機器認証番号:225AIBZX00056000
管理医療機器 特定保守管理医療機器




シルバー チョコレートブラウン アンスラサイト

Sandblaster

ロンドフレックス プラス 360

サンドブラスター、エアアブレーションシステム

- 注水機能付き
- MIコンセプトによる窩洞形成
- 裂溝シーリングの処理
- 接着面の粗面化
- クラウンやブリッジの残留セメントや接着性残留物の除去
- マルチフレックスカプリングに接続可能



500倍に拡大された歯面は
全体にわたり
均一な粗面に仕上がります



ロンドフレックス プラス 360 一般的名称:歯科用噴射式切削器
医療機器認証番号:21500BZY00390000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

Surgery Unit

マスターサージ LUX

簡単操作・高トルク・精度がもたらす安心感

- 優れた操作性を実現するタッチパネルスクリーン、
ワイヤレスフットコントローラ、データの記録機能などが標準装備
- 最大10 プログラムの設定と各プログラムごとに最大10 ステップの設定(10×10)
- ワンタッチオートキャリブレーション機能により、回転数とトルクを正確に制御し、高い信頼性を実現
- 世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター イントラ LUX S600 LED による高い回転性能

販売名:マスターサージ
一般的名称:電動式骨手術器械
医療機器認証番号:227AIBZX00031000
管理医療機器




Oral Camera


KaVo ダイアグノカム Vision Full HD

3 in 1 ショット -
1回の撮影で3種類の診断画像を同時に得る


- X線フリーでう蝕が見える(※トランスイルミネーションモード)
- Full HDでいつでも鮮明な画像
- 歯科衛生士の方も使用可能
- 患者さんとの優れたコミュニケーションツール
- 優れた衛生コンセプト



口腔内カメラモード



トランスイルミネーション
モード



フルオレッセンスモード

3 IN 1



販売名:ダイアグノカム Vision Full HD
一般的名称:歯科診断用口腔内カメラ 医療機器認証番号:305AIBZX00001000 管理医療機器

1:5 Contra Angle

マスターマテック LUX M25L/M05Lミニ

プレパレーション力を高める

- ヘッドサイズ小型化を実現(当社従来品比)
-20%(M25L)
-43%(M05Lミニ)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 3ホールスプレー
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱水消毒可能
- オートクレープ滅菌可能



M25L



M05Lミニ

Air Polishing

プロフィーフレックス 4

健康な歯と明るい笑顔のために

- 先端のノズルを交換するだけで歯肉縁上
および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システムを採用
パウダーの飛散を防ぎ、
歯面に優しいクリーニングの実現
- 術者に合わせてグリップスリーブの長さを変更可能




販売名:プロフィーフレックス 4 一般的名称:能動型機器接続歯面清掃用
医療機器認証番号:230AIBZX00026000 管理医療機器

Maintenance

クアトロケアプラス 2124A

短時間で作業効果を高める KaVoのメンテナンスシステム

- わずか2分で一度に4本のハンドピースのオイル洗浄・注油
- 省スペースで安全設計
- 簡単な操作
- 他社用カプリング有(別売)



スプレーオイルがハンドピース内で
約30倍に拡張し、汚れを吹き
飛ばします。



STOP
STOP!! 使いまわし



KaVo PLANMECA

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)

<https://www.kavo.co.jp>