

長く使うものだから“こだわり”の製品を
KAVO & PLANMECA

期間限定

PACKAGE CAMPAIGN

パッケージキャンペーン



特別価格

KaVo
Treatment
Unit



KaVoトリートメントユニットは、患者さんにリラックスした治療を提供し、歯科医療従事者もストレスの少ない長期的な健康を維持することに“こだわり”、製品開発をしています。

PLANMECA
CBCT



Planmecaは、常に患者さんの快適さと安全な治療の実現に“こだわり”、すべての製品をデザインしています。CBCTの低線量モード（Ultra Low Dose™）もその一つ。低線量でも診断ができる画像を提供するための線量を研究しつくしています。

カボ
歯科用ユニット

プリムス 1058 Life
KaVo uniQa
カボ ユニカ



プランメカ
CT複合機
プランメカ
ProMax® 3D Classic
プランメカ
ProMax® 3D Plus

📅 キャンペーン期間

2025年7月21日(月) ~ 2026年1月20日(火)



ショールームで実機をご覧いただけます。

詳細はお取引
ディーラー担当まで



KaVo
カボ
Treatment
Unit



PLANMECA
プランメカ
CBCT

KAVO & PLANMECA

Package Campaign パッケージキャンペーン

STRONGER TOGETHER



特別価格

プリムス 1058 Life
水消毒システム付



写真にはオプションが含まれます

治療に最適な機能が充実し、世界53,000台の実績を誇るトリートメントユニットです。

共通追加機能

2つのKaVo水消毒システム



常時水消毒システム

低濃度の過酸化水素水を用いて常に給水管内を清潔に保つシステムです。ハンドピースやうがいの水を常に衛生的に保ちます。



集中水消毒システム

少し濃度の高い過酸化水素水を滞留させ、バクテリアの繁殖等を防ぎます。

KaVo uniQa カボ ユニカ
水消毒システム付



写真にはオプションが含まれます

KaVo最高機種モデルの主な機能をコンパクトにまとめて搭載しています。

ENTRY エントリーパック

プランメカ ProMax® 3D Classic
デジタルセファロ2センサー付



セファロの有無は選択可能です


11 x 8 cm

歯内療法、歯周治療からインプラント治療まで幅広い症例に対応します。

*ポジショニングを変更し、顎関節撮影も可能です。


共通追加機能

プランメカ CALM



撮影中の体動によるブレを補正する機能です。

3D Endoプログラム



AI技術を利用したプログラムで、ボクセルサイズ75μで細部まで観察可能です。

プランメカ Romexis® 3D Implant



Romexis

撮影からインプラント治療計画まで一連のワークフローを完結できるのはRomexisだけ。

口腔内スキャナデータも2D顔写真もRomexis上でCTの3D画像と簡単に連動可能です。

STANDARD スタンダードパック

プランメカ ProMax® 3D Plus
デジタルセファロ2センサー付



セファロの有無は選択可能です

20 x 10 cm

ProMax 3D Classicの適応範囲に加え、気道観察まで対応します。顎関節まで一度に撮影可能です。