

KaVo MASTERtorque mini LUX M8700LY

より安全に 小さなヘッドで優れたアクセス

KaVoマスタートルクミニ LUX M8700LY

ミニチュアヘッドタービン・ヨシダ クイックオペチカジョイント接続モデル

パワー 19W* (当社従来品比12%アップ)

サックバック0.000001 bar以下

約1秒でバーの回転が停止し、安全性と衛生性が向上

ヘッド角100°／グリップ角19°

視野角度22°

騒音59dB (A)

*駆動圧力2.8bar時

KaVo master
series



KaVo マスタートルクミニ LUX
M8700 LY
ヨシダ クイックオペチカジョイント
接続モデル

KAVO
Dental Excellence

KaVo MASTERtorque mini LUX M8700LY

KaVo マスタートルクミニ LUX M8700 LY

パワー

- ・パワー 19W* (当社従来品比 12% アップ)
- ・効率的で安定した切削

ダイレクトストップテクノロジー(DST)

- ・約 1 秒でバーの回転が停止
- 安全性と衛生性の向上

サックバック 0.000001 bar 以下

- ・汚染物質の吸引防止
- ・衛生性の向上、長い製品寿命

優れた可視性

- ・ヘッド高さ 12.1mm
- ・ヘッド角100°／グリップ角19°の組み合わせ
臼歯部へのアクセスがしやすい
- ・視野角度 22°

静音性

- ・騒音レベル 59dB (A)
- ・サイレンステクノロジー
不快なタービン音を抑えた低騒音
- ・静かな停止音

ヨシダ

クイックオペチカジョイント接続モデル

使用可能なバー

- ・シャフトの直径：1.59mm～1.60mm
- ・バーの全長：21.00mm以下
- ・シャフトの長さ：9.00mm以上
- ・切削刃の直径：2.00mm以下



使いやすさを実現

- ・プラズマコーティング
グローブ装着時でも滑りにくいグリップ感
- ・交換可能なスプレー水フィルター
水づまりがなく良好なスプレー水を供給

証明された KaVo クオリティ

- ・優れたチャック保持力(最大 32N)
安全性の向上と長い製品寿命
- ・タングステンカーバイドガイドブッシュ
芯ぶれを抑え、長い製品寿命
- ・KaVo 独自のセラミックボールベアリング
- ・保証期間 24 カ月
- ・ ドイツ製(Made in Germany)

KaVo master
series

製品番号	製品名	
3.001.2200	マスタートルクミニ LUX M8700LY	ヨシダ クイックオペチカジョイント接続用

販売名: マスタートルク 一般名称: 歯科用ガス圧式ハンドピース 認証番号: 225AIBZX00056000 管理医療機器・特定保守管理医療機器

KAVO
Dental Excellence

カボ デンタルシステムズ ジャパン合同会社

〒140-0001 東京都品川区北品川 4-7-35
TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481
お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)
<https://www.kavo.jp>

VICPJB2209V1 INS-128