

高トルク

簡単操作

ワンタッチオートキャリブレーション

KaVo サージカル 買い替え キャンペーン

キャンペーン期間

2025/11月21日^金2026/01月20日^火

のご注文分まで

KaVoイントラサージの買い替えを対象とした「KaVo サージカル 買替キャンペーン」を実施いたします。
 キャンペーン期間中、対象製品(サージカルユニット、サージカルハンドピース)を特別価格にてご提供いたします。
 KaVoイントラサージ 300 / 300プラスは、すでに販売終了から10年以上経過しており、経年劣化による
 トラブルや修理頻度が高くなったり、パーツの供給が今後できなくなるおそれがあります。
 ぜひこの機会に買替をご検討いただき、当キャンペーンをご活用ください。
 また、他社製品からの買い替えもキャンペーン対象となりますので、ぜひこの機会をご活用ください。

マスターサージ LUX

Surgical Unit



UPGRADED 優れた操作性

- ・ガラスタッチパネルスクリーンにより、簡単かつ直感的な操作
- ・最適な場所に設置が可能なワイヤレスフットコントローラ
- ・トルク値グラフやデジタルデータをリアルタイムに表示し、治療をサポート
- ・データやグラフをSDカードに保存が可能

UPGRADED 高トルク出力と信頼性

- ・世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター
イントラLUX S600LED
- ・80Ncmを実現する高トルク出力(インスツルメント接続時)
- ・ワンタッチオートキャリブレーションにより、回転数とトルク値を正確に制御し、高い信頼性を実現

UPGRADED 高いカスタマイズ性、簡単操作

- ・わかりやすいアイコンによるプログラム設定
- ・カラーディスプレイ
- ・最大10プログラムの設定と各プログラムごとに最大10ステップの設定 (10×10)

標準価格: 749,000円(税別) ➡ **キャンペーン特別価格**

※ハンドピース別売

※イントラサージ 300プラスと比較

エキスパートサージ LUX

Surgical Unit



UPGRADED 高トルク出力と信頼性

- ・世界最小・最軽量クラスのサージカルモーター
イントラLUX S600LED
- ・80Ncmを実現する高トルク出力(インスツルメント接続時)
- ・ワンタッチオートキャリブレーションにより、回転数とトルク値を正確に制御し、高い信頼性を実現

UPGRADED 簡単操作

- ・わかりやすいアイコンによるプログラム設定
- ・カラーディスプレイ
- ・最大10ステップの設定 (1×10)

標準価格: 541,000円(税別) ➡ **キャンペーン特別価格**

※ハンドピース別売

KAVO
Dental Excellence

サージマティック S15 L プロ

サージカル5倍速コントラアングル

- 増速 1:5 ライト付き
- KaVoクールヘッドテクノロジー
プッシュボタンを誤って押した場合でも、
ヘッド部の発熱を大幅に抑える
- 最適化された冷却注水スプレーにより、
バーのブレード部を確実に注水



- 手にフィットしやすく、衛生性に
優れたエキスパートグリップ
- 外部冷却注水システム



標準価格: 229,000円(税別)

キャンペーン特別価格

サージマティック S201 XL プロ

20:1 サージカルコントラアングル

ヘキサゴン
クランプ
システム
対応モデル

- 減速: 20:1 ライト付き
- 長い製品寿命を支える
ヘキサゴンクランプシステム
- 着脱式のヘッドとシャンクで
分解ができ、清掃が簡単
- 手にフィットしやすく、衛生性に
優れたエキスパートグリップ
- 内部冷却注水システム
(Kirschner and Meyer) を
備えたコンパクトなヘッド
- 外部冷却注水システムへの
接続が可能
- 最大トルク値 80 Ncm
(ヘキサゴンクランプ使用時)



標準価格: 202,000円(税別)

キャンペーン特別価格

サージマティック S201 L プロ

20:1 サージカルコントラアングル

- 減速: 20:1 ライト付き
- 着脱式のヘッドとシャンクで
分解ができ、清掃が簡単
- 手にフィットしやすく、衛生性に
優れたエキスパートグリップ
- 内部冷却注水システム
(Kirschner and Meyer) を
備えたコンパクトなヘッド
- 外部冷却注水システムへの
接続が可能
- 最大トルク値 55 Ncm



標準価格: 188,000円(税別)

キャンペーン特別価格

サージマティック S11 L

サージカルストレートハンドピース

- 等速: 1:1 ライト付き
- 手にフィットしやすく、衛生性に
優れたエキスパートグリップ
- 外部冷却注水システム
- 最大トルク値 5.5 Ncm



標準価格: 177,000円(税別)

キャンペーン特別価格

マスターサージ 一般的名称: 電動式骨手術器械 認証番号: 227AIBZX00031000 管理医療機器

エキスパートサージ 一般的名称: 電動式骨手術器械 認証番号: 226AIBZX00039000 管理医療機器

オーダーシート FAX: 03-6840-0906

貴医院名(必ずご記入ください)	ご住所	
お取引ディーラー名	ご担当者名	受付番号

	製品番号	製品名	標準価格(税別)	ご注文数
サージカルユニット	1.009.1200	マスターサージ LUX	¥749,000 ▶ キャンペーン特別価格	
	1.008.3500	エキスパートサージ LUX	¥541,000 ▶ キャンペーン特別価格	
サージカルハンドピース	1.014.4000	サージマティック S15L プロ	¥229,000 ▶ キャンペーン特別価格	
	1.013.7541	サージマティック S201XL プロ	¥202,000 ▶ キャンペーン特別価格	
	1.013.7540	サージマティック S201L プロ	¥188,000 ▶ キャンペーン特別価格	
	1.009.1010	サージマティック S11L	¥177,000 ▶ キャンペーン特別価格	

買い替え製品 (KaVo 製品からの買い替えの場合)

製品名	
シリアル No.	

当キャンペーンの価格や詳細につきましては、お取引ディーラー様までお問い合わせください。

KAVO
Dental Excellence

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問い合わせ先 TEL.0800-100-6505(フリーコール)

<https://www.kavo.co.jp>

VICPBF2510V1INS-155