

20
26
DENTAL SHOW

CENTRAL JAPAN DENTAL SHOW

第49回 中部日本デンタルショー

日時

2026

2.14

土

12:00-19:00

2.15

日

9:00-16:30

会場

名古屋市中企業振興会館(吹上ホール)

〒464-0856 名古屋市千種区吹上二丁目6番3号

Access

地下鉄桜通線「吹上」駅下車(5番出口) 徒歩5分

カボプランメカジャパンプース[No.B-25]のご案内

Treatment Unit

エステチカ E80 Vision

Model Change

- インプラント用エンジンと直接接続
- チェアの水平移動・スローモーション機能で術野の容易な位置調整
- UXライトテクノロジーを採用した新无影灯

NEW



AGR認定マーク
背中にやさしい機器として
歯科業界で初めて
「AGR認定」マークを
取得しています。

販売名:カボ エステチカ E70/E80 ビジョン 一般的名称:歯科用ユニット
医療機器認証番号:227AIBZX00036000 管理医療機器・特定保守管理医療機器・設置管理医療機器

CT

プランメカ ProMax® 3D

世界基準のCT複合機

3D撮影だけではなく、パノラマ、バイトウィング、セファロなどの2D撮影も可能で、幅広い症例に対応したイメージング製品です



プランメカ ProMax® 3D Mid
Ø20 × 17cm

販売名:プランメカ ProMax 一般的名称:アーム型X線CT診断装置 医療機器認証番号:230ADBZI00059000

KAVO PLANMECA

Treatment Unit

KaVo uniQa

Model Change

KaVoフラグシップクラスの主な機能をコンパクトにまとめて搭載

- 操作性のよいデジタルオペレーティング
- 標準搭載「ハイドロクリーンシステム」
- エルゴノミクスに基づいたチェア構造



KaVo
UNIQA



NEW

2つの水消毒システム

販売名:カボ ユニカ
一般的名称:歯科用ユニット
医療機器認証番号:304AKBZX00078000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Intra Oral Scanner

プランメカ Emerald™ S

オールマイティーな口腔内スキャナー

- 優れたスキャン精度とスピード
- 直観的で簡単使用
- 美しく、鮮やかで自然な色調
- 補綴からコンサルまで



販売名:プランメカ Emerald
一般的名称:チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット、デジタル印象採得装置、
歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット
医療機器認証番号:23000BZX00042000

Contra Angle

マスターマティック LUX M45L

KaVo増速コントラシリーズの新たなファミリー

42° 増速コントラアングル(1:4.2)

- トリプルギアシステム
- 3ホールスプレー
- プラズマコーティング
- 静音55dB (A)
- セラミックボールベアリング
- グラスロッドライト(最大25,000 LUX)
- 交換可能なスプレー水フィルター
- 熱水消毒可能
- オートクレープ滅菌可能(135℃まで)
- 24カ月保証

KaVo master series

NEW




販売名:マスターマティック
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号:227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Oral Camera


KaVo ダイアグノカム Vision Full HD

3 in 1 ショット - 1回の撮影で3種類の診断画像を同時に得る


- X線フリーでう蝕が見える(※トランスイルミネーションモード)
- Full HDでいつでも鮮明な画像
- 歯科衛生士の方も使用可能
- 患者さんとの優れたコミュニケーションツール
- 優れた衛生コンセプト



口腔内カメラモード



トランスイルミネーション



フルオレッセンスモード



販売名:ダイアグノカム Vision Full HD 一般的名称:歯科診断用口腔内カメラ
医療機器認証番号:305AIBZX00001000 管理医療機器

1:5 Contra Angle

マスターマティック LUX M25L マスターマティック LUX M05L ミニ

プレパレーション力を高める

- ヘッドサイズ小型化を実現
M25L -20% (当社従来品比)
M05L -43% (当社従来品比)
- KaVo独自のトリプルギアシステム
- 優れたチャック保持力
- 交換可能なスプレー水フィルター



M25L



M05L

販売名:マスターマティック
一般的名称:ストレート・ギアードアングルハンドピース
医療機器認証番号:227AIBZX00026000
管理医療機器 特定保守管理医療機器

Air Polishing

プロフィーフレックス 4

健康な歯と明るい笑顔のために

- 先端のノズルを交換するだけで歯肉縁上および歯肉縁下両方のクリーニングが可能
- 水とパウダーの混合噴霧システムを採用
パウダーの飛散を防ぎ、
歯面に優しいクリーニングを実現
- 術者に合わせてグリップスリーブの長さが変更可能



販売名:プロフィーフレックス 4 一般的名称:電動型機器接続歯面清掃用
医療機器認証番号:230AIBZX00026000 管理医療機器

Articulator

プロター evo 7

精度の高いスプリットキャストシステム咬合器

- 高精度の補綴装置を作製するための優れた精度と互換性
- 歯科医師と技工士の連携を支援
- 様々な作業を可能にする操作性に優れたデザイン



販売名:プロター evo 7 一般的名称:歯科用咬合器
医療機器届出番号:27B2X00359001002 一般医療機器

Laboratory Desk

フレックススペース

考え抜かれた機能、高い効率性と精度を実現

- 身体への負担を軽減、疲労感の少ない精密作業をサポート
- 技工用マイクロモーターと吸引が運動し粉塵を防止、清潔な環境でサポート



KaVo PLANMECA

カボ プランメカ ジャパン株式会社

〒140-0001 東京都品川区北品川4-7-35 御殿山トラストタワー

TEL.03-6840-2400 FAX.03-6866-7481

お問合せ先 TEL.0800-100-6505 (フリーコール)

<https://www.kavo.co.jp>